

Invacare Rea® Dahlia® | Vantaggi

LO SAPEVATE CHE la gamma Rea Dahlia è dotata di particolari caratteristiche progettate appositamente per essere di beneficio sia per l'utilizzatore che per il caregiver?

Larghezza complessiva ridotta

- Le ruote posteriori sono più vicine alla seduta per facilitare la spinta manuale da parte dell'utilizzatore.
- L'ingombro ridotto favorisce il passaggio dell'ausilio attraverso le porte di casa, dei negozi e l'entrata e uscita dagli ascensori.

Eccezionale maneggevolezza

- L'utente può spingere in autonomia la carrozzina con il minimo sforzo, grazie alla posizione anteriorizzata delle ruote posteriori che si trovano quindi più vicine alle braccia.
- Possibilità di optare per un interasse più corto per favorire ulteriormente una buona maneggevolezza.
- Lunghezza complessiva ridotta.
- Le ruote posteriori ottimizzano il baricentro, rendendo ancor più semplici le operazioni di sterzata.

Seduta regolabile in altezza

- A seconda delle necessità dell'utilizzatore, l'altezza può variare da 325 a 505 mm.
- La seduta ribassata aiuta l'utilizzatore in fase di spinta con gli arti inferiori.
- Grazie alla seduta ribassata, l'utilizzatore può poggiare completamente entrambi i piedi a terra, per una postura ottimale.

Knowledge bank



Basculamento facilitato

- Minimo sforzo da parte del caregiver in fase di basculamento della carrozzina.
- Il modello Dahlia 45° è dotato di un pistone pneumatico aggiuntivo atto a facilitare il ritorno del basculamento.
- Dahlia 30° prevede, come optional, la funzione di auto-basculamento.
- Opzioni di basculamento e reclinazione elettrici disponibili su richiesta.

Basculamento a 45°

Nel caso in cui l'utilizzatore non sia in grado di reclinare autonomamente la carrozzina, Dahlia 45° permette l'opzione di basculamento a 45°.

Le carrozzine della gamma Rea Dahlia consentono al paziente di essere più attivo sia nell'utilizzo diretto dell'ausilio, sia in quello mediato da un caregiver e di poter contare su una carrozzina basculante, che favorisce lo scarico e la redistribuzione delle pressioni.

La gamma Dahlia, grazie alla tecnologia **Dual Stability System (DSS®)**, pone sempre il benessere e la sicurezza dell'utilizzatore al primo posto.

Invacare Mecc San S.r.l.
Via die Pini, 62 - 36016 Thiene (VI) - Italia
Tel: (+39) 0445 380059
Fax: (+39) 0445 380034
italia@invacare.com
www.invacare.it

rea
Confidence in posture solutions

INVACARE
Yes, you can.™