

Invacare® Rea® Dahlia® 45 | per pazienti affetti da SLA

La SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) é una malattia degenerativa a decorso rapido, che può portare il paziente colpito dalla patologia alla morte entro un lasso di tempo molto breve, in alcuni casi anche 18 mesi. Per questo motivo diventa imprescindibile che l'ausilio scelto per assicurare la mobilità del paziente si adatti rapidamente al repentino **variare delle sue necessità**. Per queste specifiche esigenze Invacare raccomanda la carrozzina mod. Rea Dahlia 45°.

All'insorgere della patologia la carrozzina Dahlia 45° può essere configurata con un'altezza da terra al piano seduta di 350 mm, per consentire all'utente di spingere l'ausilio con i piedi e gli arti superiori, mantenendo il massimo dell'**indipendenza** possibile. L'**ingombro compatto**, sia della versione da autospinta, che di quella condotta da un assistente, assicura **maneggevolezza e accessibilità** ai diversi ambienti domestici. La larghezza complessiva di Dahlia viene calcolata sommando 18 cm alla larghezza della seduta, per la versione da autospinta, mentre per i modelli condotti da un assistente si aggiungono 16 cm alla larghezza seduta.

Con il variare delle esigenze del paziente é possibile variare anche l'assetto della carrozzina. Le funzioni di **reclinazione/basculamento elettriche** consentiranno all'utilizzatore di **cambiare autonomamente**, nell'arco della giornata, la propria posizione, spostando il peso dal sedile allo schienale; in questo modo si favoriscono la **ridistribuzione della pressione corporea**, il maggior controllo del capo e un notevole sollievo da indolenzimento o dolore. Il vantaggio che ne deriva si rivela essenziale anche per alcune **funzioni fisiologiche** quali respirazione, deglutizione o comunicazione, che solitamente sono compromesse per effetto della patologia.

I meccanismi di basculamento/reclinazione di Dahlia sono concepiti in modo tale da preservare la **leggerezza** dell'ausilio e la **semplicità** di utilizzo da parte di un assistente. Nel momento in cui le esigenze dell'utilizzatore cambiano e c'è bisogno di affidarsi ad un accompagnatore o di poter contare sulla famiglia, Dahlia non delude le aspettative!

Knowledge bank



La carrozzina Rea Dahlia 45° viene fornita di serie con cuscino seduta Flosshape, per l'integrità del tessuto cutaneo e un adeguato sostegno al bacino, a vantaggio di un **corretto posizionamento**. Con il progredire della malattia, per assicurare un grado maggiore di **protezione a livello cutaneo** e di supporto nel posizionamento, Invacare propone le soluzioni Matrix® Flo-tech™, o Matrix Libra®.

La gamma di cuscini disponibili per lo schienale comprende i modelli Laguna e Mistral, mentre lo schienale Matrix TR può essere montato successivamente per offrire un **sostegno posturale supplementare**, ove richiesto. Entrambi i modelli di cuscino schienale assicurano un buon grado di comfort e un leggero sostegno posturale, mentre il modello Matrix TR é stato concepito con uno strato supplementare di schiuma (soft foam) per garantire più **protezione e comodità durante la reclinazione/basculamento**.

Su richiesta é disponibile un'ampia gamma di accessori supplementari tra cui un vassoio - che si rende necessario per il montaggio o l'utilizzo di dispositivi di comunicazione -, poggiatesta o poggiamento, che garantiscono il massimo sostegno per il collo e per il capo nel momento in cui vengono meno le capacità di controllo autonomo.

Invacare Mecc San S.r.l.
Via die Pini, 62 - 36016 Thiene (VI) - Italia
Tel: (+39) 0445 380059
Fax: (+39) 0445 380034
italia@invacare.com
www.invacare.it

rea
Confidence in posture solutions

INVACARE
Yes, you can.®