

AQUATEC®

Ocean Ergo

ACCESSORI E REGOLAZIONI



Yes, you can.®

Accessori

Sistema seduta e schienale ▼



Sedile morbido standard

- ▶ Con apertura a forma di chiave.



Tappo sedile morbido

- ▶ Può essere usato con o senza il sedile morbido standard quando non serve la funzione WC.



Sedile morbido con foro piccolo

- ▶ Con un foro ridotto per giovani adulti o persone di statura minuta.



Tappo per sedile morbido con foro piccolo

- ▶ In combinazione con il sedile con foro piccolo quando la funzione WC non è in uso.



Sedile morbido ergonomico

- ▶ Extra morbido, con superficie strutturata per garantire la stabilità del bacino.



Sedile foro variabile

- ▶ Posizionabile con apertura WC in 4 differenti direzioni.



Sedile morbido universale

- ▶ Anatomico, senza foro.



Schienale XL

- ▶ Aumenta la larghezza tra i braccioli di 80mm. Compatibile anche con modelli Ocean Ergo.



Schienale rigido

- ▶ Garantisce una stabile posizione seduta, facile da pulire.



Braccioli XL più larghi

- ▶ Aumentano la distanza tra i braccioli di 40mm per lato.



Riduttore morbido ▲

- ▶ Per migliorare la stabilità e il comfort. Ideale per pazienti con corporatura esile.



Schienale Comfort ▲

- ▶ Versione più morbida per un comfort superiore e una facile pulizia (di serie sulla versione Dual VIP).

Posizionamento ▼



Supporto laterale

- ▶ Regolabile in larghezza e altezza, ideale per persone di corporatura esile (venduto singolarmente).



Supporto poggiatesta ergonomico

- ▶ Multiregolabile (poggiatesta / poggianuca non incluso).



Due tipi di supporti ergonomici per il capo

- ▶ In figura, poggianuca.



Supporto polpaccio con pedana poggipiedi

- ▶ Imbottito, regolabile in altezza e ad angolo con pedana porta piedi.



Supporto polpaccio e amputato

- ▶ Imbottito, regolabile in altezza e ad angolo. Compatibile con seduta standard o con sedile morbido (non con versione ergonomica).

Sicurezza ▼



Barra di sicurezza

- ▶ Per una maggiore sicurezza del paziente.



Cintura pettorale o pelvica di sicurezza

- ▶ Per un posizionamento sicuro e confortevole. Regolabili e facili da montare. Lavabili in lavatrice.



Blocco bracciolo

- ▶ Blocca il bracciolo in posizione minima o massima.



Antiribaltamento frontale o posteriore

- ▶ Per una maggiore sicurezza.

WC ▼

NUOVO DESIGN



Paraspruzzi

- ▶ Compatibile con la seduta in plastica di serie e con la seduta morbida (non con la versione ergonomica).

NUOVO DESIGN



Vaschetta WC

- ▶ Maniglia ergonomica per una migliore maneggevolezza
- ▶ Graduata
- ▶ Gancio porta coperchio quando non in uso.

Regolazioni

Tutti i modelli Ocean Ergo possono essere personalizzati per rispondere alle esigenze del singolo paziente

Braccioli

- ▶ Braccioli ergonomici, ribaltabili, regolabili in altezza

Pedane


- ▶ Regolabili in altezza, ribaltabili e estraibili, senza attrezzi

Regolazione dell'altezza della seduta

- ▶ La seduta può essere regolata da 475mm a 600mm senza attrezzi

Poggiapiedi

- ▶ Regolabili ad angolo senza attrezzi, ribaltabili, con ferma talloni di serie.



Introduzione

La sedia doccia Ocean Ergo è disponibile in diverse configurazioni, scegli quella più adatta a te

Incontra la famiglia Ocean Ergo



Ocean 24” Ergo XL ▲

Versione XL, autospinta, portata 180 Kg

Ocean Ergo XL ▲

Versione XL, da transito, portata 180 Kg

Ocean VIP Ergo ▲

Versione basculante, portata 150 Kg

Ocean Ergo ▲

Versione da transito, portata 150 Kg

Ocean Dual VIP Ergo ▲

Versione basculante e reclinabile, portata 150 Kg

Ocean 24” Ergo ▲

Versione autospinta, portata 150 Kg

Compatibilità

- ✓ - Compatibile
- ✗ - Non compatibile
- - Incluso

La maggior parte degli accessori sono compatibili con tutte le versioni

	Codice	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Sedile morbido standard	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tappo sedile morbido	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedile morbido con foro piccolo	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tappo del sedile morbido con foro piccolo	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para spruzzi	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedile universale morbido	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedile morbido ergonomico	1531259	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedile foro variabile	1544469	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barra di sicurezza	10167-10	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Barra di sicurezza XL	1470078	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Cintura pettorale	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cintura pelvica	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blocco bracciolo	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schienale XL	AP1604015	✓	✓	-	-	✗	✗
Schienale rigido	1575299	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Riduttore	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Braccioli XL	1470086	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Set ruote 24"	16379	✓	-	✗	-	✗	✗
Supporto polpaccio e amputato destro	1556893	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto polpaccio e amputato sinistro	1556894	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto polpaccio con pedana poggipiedi destro	1546439	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto polpaccio con pedana poggipiedi sinistro	1546705	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto laterale	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto poggiatesta ergonomico	1531613	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poggiatesta ergonomico	1531465	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poggianuca ergonomico	1531608	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vaschetta WC	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto vaschetta	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antiribaltamento frontale o posteriore	AP1603992	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Antiribaltamento frontale Ocean Ergo	AP1601986	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Schienale morbido Comfort modello VIP ERGO	AP1603606	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Schienale morbido Comfort modello ERGO	AP1604136	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Schienale morbido Comfort modello ERGO XL	AP1604016	✗	✗	✓	✓	✗	✗

Tel.: +39 0445 380059
 www.invacare.it
 e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
 Via dei Pini, 62 - 36016
 THIENE (VI) - Italy

