

Invacare® | Bastoni e Stampelle

Invacare *Moviale*



Disponibili in faggio o castagno, i bastoni Invacare sono molto resistenti e duraturi, grazie alla verniciatura poliuretanica, e sono allo stesso tempo molto eleganti.

- Disponibili 6 modelli

Invacare *Foldeo* P260



Invacare *Silencio* P256



Bastone in alluminio regolabile in altezza. E' il più discreto tra i bastoni grazie alla presenza di un anello antirumore.

- Silenzioso
- Regolabile in altezza

Invacare *Caneo* O400



Pratico sistema per tenere il bastone in equilibrio!

Regolabile in altezza e pieghevole, questo bastone si ripiega facilmente e si può riporre in una comoda tasca trasparente.

- Pieghevole
- Regolabile in altezza da 830 a 930 mm

Invacare *Dragonne* 0310



Bracciale per bastone.

Invacare *Appendi bastone* O300



Evita la caduta del bastone.



Yes, you can.®



Tripode regolabile in altezza da 520 a 675 mm nella versione per bambino (**P328J**) e da 700 a 920 mm nella versione per adulto (**P328**).



Dotato di un'impugnatura anatomica, destra o sinistra, questo bastone è estremamente silenzioso.

- Impugnatura anatomica
- Anello antirumore
- Disponibile con impugnatura destra e sinistra


Invacare Basik P227S



Pratica stampella in alluminio con regolazione in altezza a vite e clip di sicurezza, in alluminio.

- Tubo in alluminio
- Impugnatura anatomica e tappo in gomma di colore nero

Invacare Advantik P2800, P2802, P2803, P2804, P2805, P2831, P2832



■ Queste stampelle in alluminio anodizzato, disponibili in diverse colorazioni, offrono un notevole comfort

- 5 colori: grigio, giallo, rosso, bordeaux e blu
- Disponibile la versione per i bambini, in blu/rosso (P2831) e rosso/giallo (P2832)

Caratteristiche tecniche

	Moviale	Foldeo	Prompto	Silencio	Auxil	Basik	Advantik
Codice NT:					12.03.15.003	12.03.06.003	12.03.06.003
Nr. Repertorio DM	186698/R				250185/R	186716/R	186853/R
Peso (Kg)	0,28 a 0,3	0,355	0,355	0,32	0,8 (P328J) 0,9 (P328)	P227S: 0,51	Adulto: 0,6 Bambino: 0,4
Portata (Kg)	100	100	100	100	75 (P328J) 100 (P328)	100	Adulto: 130 Bambino: 100

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

