



## La scelta innovativa, moderna e modulare per il tuo bagno

**Sorrento** è la linea per il bagno e la doccia Aquatec. Varie sono le soluzioni disponibili:

- sedil vasca;
- sedil vasca girevole;
- sgabello per la doccia, nelle versioni con o senza foro e con o senza braccioli;
- sedia per il bagno e la doccia, nelle versioni con o senza foro.

Questa famiglia di prodotti si contraddistingue non solo per il grande livello di funzionalità, ma anche per lo stile moderno ed accattivante.

**AQUATEC®**

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



**Caratteristiche ed opzioni**

**Morbida superficie antiscivolo TPE**

Grazie all'innovativo sistema chiamato TPE Soft Touch Surface, tutte le superfici di contatto della gamma **Aquatec Sorrento** sono particolarmente resistenti ed elastiche, nonché morbide al tatto e insensibili all'assorbimento dell'acqua.

**Schienale tensionabile**

Lo schienale tensionabile, regolabile grazie a delle pratiche cinghie, offre un confortevole supporto e allo stesso tempo rappresenta la migliore soluzione per quegli utenti esigenti che cercano la massima comodità e affidabilità nelle operazioni di vita quotidiana.



**Sedia per la doccia Sorrento**

Sia la sedia che lo sgabello sono facilmente regolabili in altezza e sono dotati di tappi morbidi antiscivolo.



**Sgabello per la doccia Sorrento**

Ben 4 versioni: con sedile intero, con apertura WC, con e senza braccioli.

Kit braccioli e kit schienale acquistabili anche separatamente.



**Sedil Vasca Girevole Sorrento**

**Dati tecnici**

	<b>Sedia</b>	<b>Sgabello c/ braccioli</b>	<b>Sgabello s/ braccioli</b>	<b>Sedia c/ sedile intero</b>	<b>Sgabello c/ braccioli e c/ sedile intero</b>	<b>Sgabello s/ braccioli e c/ sedile intero</b>	<b>Sedil Vasca Girevole</b>	<b>Sedil Vasca</b>

Codice prodotto	1532633	1532660	1532661	1532730	1532729	1532728	1532693	1532715
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Misure</b>								
Larghezza seduta (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Profondità seduta (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Altezza seduta (mm)	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610		
Larghezza totale (mm)	520	520	520	520	520	520	710 - 760	710 - 760
Profondità totale (mm)	430	430	430	430	430	430	650	560
Altezza totale (mm)	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	520	670 - 725
Range di regolazione in altezza (mm)	150	150	150	150	150	150		
Larghezza tra i braccioli (mm)	450	450		450	450		450	450
Lunghezza braccioli (mm)	280	280		280	280		280	280
Altezza braccioli (mm)	200	200		200	200		200	200
Larghezza schienale (mm)	500			500			500	500
Altezza schienale (mm)	380			380			380	380
Altezza fodera schienale (mm)	280			280			280	280
Larghezza foro (mm)	140	140	140				140	140
Profondità foro (mm)	170	170	170				170	170
Portata massima	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg	130 kg
Peso	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	6 kg	4,5 kg
Colore	Grigio e bianco	Grigio e bianco	Grigio e bianco	Grigio e bianco	Grigio e bianco	Grigio e bianco	Grigio e bianco	Grigio e bianco