



**Yes, you can.®**

## **Invacare® Platinum® S**

### **Garantisce un'ossigeno terapia sicura, affidabile ed efficiente**

Il nuovo concentratore *Invacare® Concentratore d'ossigeno Platinum® S*, è progettato per assicurare una concentrazione d'ossigeno ottimale al minor livello di rumorosità possibile. La piattaforma **Platinum®** con la tecnologia **Sens O<sub>2</sub>**, assicurano affidabilità e durata e riducono al minimo la manutenzione necessaria. Grazie al controllo permanente delle componenti meccaniche e pneumatiche garantito da **Platinum®**, l'analisi dei parametri dell'ossigeno ed i relativi allarmi, la sicurezza del paziente risulta notevolmente accresciuta.

Il modello **Platinum® S** beneficia degli ultimi ritrovati tecnologici per la gestione della rumorosità e della potenza. Questo garantisce un abbassamento dei costi di utilizzo ed il massimo comfort.



## Design e performances

Compatto e silenzioso, l'Invacare® **Platinum® S** può essere facilmente integrato nell'ambiente del paziente e nella sua stanza da letto.



## Invacare® **Platinum® S** : durata e semplicità di mantenimento

Grazie alla specifica progettazione ed ai suoi componenti elettronici al massimo livello tecnologico, il modello **Platinum® S** garantisce sicurezza e durata per un'ossigeno terapia domestica anche per periodi di tempo molto prolungati.



**Gestione della rumorosità**



**Facile manutenzione**




**Affidabilità**

## Specifiche tecniche


### Prestazioni

Flusso regolabile	0,5-5 l/min	Concentrazione dell'ossigeno
Pressione di uscita dell'ossigeno	0,3 bar $\pm$ 10% (30 min funzionamento)	0,5-3 l/min 93-95,6%
Temperatura di uscita dell'ossigeno	+2,2 / temperatura ambiente	4 l/min 91-95,6%
Livello sonoro	< 40 dba	5 l/min 87-95,6%
Batteria	no	
Allarme sonoro di basso flusso d'ossigeno	< 0,5 l/min	
Allarme di concentrazione	> 85% Luce verde	
	> 73% Luce gialla	
	< 73% Luce rossa e allarme sonoro	
Sistema di autodiagnosi	Codice di avaria	


### Dati tecnici



36,5 cm



46,7 cm



67 cm



23,2 kg



230 V, 50 Hz



320 W

Tutte le informazioni riportate sono ritenute essere corrette al momento della stampa.  
Invacare® si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza darne preventiva informazione.



INVACARE® MECC SAN® s.r.l.  
Via dei Pini, 62 · 36016 · THIENE (VI)  
Tel.: +39 0445 380059 · Fax: +39 0445 380034  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it) · e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

