



Yes, you can.[®]

Invacare[®] Platinum[®] S

Garantisce un'ossigeno terapia sicura, affidabile ed efficiente

Il nuovo concentratore *Invacare[®] Concentratore d'ossigeno Platinum[®] S*, è progettato per assicurare una concentrazione d'ossigeno ottimale al minor livello di rumorosità possibile. La piattaforma **Platinum[®]** con la tecnologia **Sens O₂**, assicurano affidabilità e durata e riducono al minimo la manutenzione necessaria. Grazie al controllo permanente delle componenti meccaniche e pneumatiche garantito da **Platinum[®]**, l'analisi dei parametri dell'ossigeno ed i relativi allarmi, la sicurezza del paziente risulta notevolmente accresciuta.

Il modello **Platinum[®] S** beneficia degli ultimi ritrovati tecnologici per la gestione della rumorosità e della potenza. Questo garantisce un abbassamento dei costi di utilizzo ed il massimo comfort.



Design e performances

Compatto e silenzioso, l'Invacare® **Platinum® S** può essere facilmente integrato nell'ambiente del paziente e nella sua stanza da letto.



Invacare® **Platinum® S** : durata e semplicità di mantenimento

Grazie alla specifica progettazione ed ai suoi componenti elettronici al massimo livello tecnologico, il modello **Platinum® S** garantisce sicurezza e durata per un'ossigeno terapia domestica anche per periodi di tempo molto prolungati.



Gestione della rumorosità



Facile manutenzione




Affidabilità

Specifiche tecniche


Prestazioni

Flusso regolabile	0,5-5 l/min	Concentrazione dell'ossigeno
Pressione di uscita dell'ossigeno	0,3 bar \pm 10% (30 min funzionamento)	0,5-3 l/min 93-95,6%
Temperatura di uscita dell'ossigeno	+2,2 / temperatura ambiente	4 l/min 91-95,6%
Livello sonoro	< 40 dba	5 l/min 87-95,6%
Batteria	no	
Allarme sonoro di basso flusso d'ossigeno	< 0,5 l/min	
Allarme di concentrazione	> 85% Luce verde > 73% Luce gialla < 73% Luce rossa e allarme sonoro	
Sistema di autodiagnosi	Codice di avaria	


Dati tecnici



36,5 cm



46,7 cm



67 cm



23,2 kg



230 V, 50 Hz



320 W

Tutte le informazioni riportate sono ritenute essere corrette al momento della stampa.
Invacare® si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza darne preventiva informazione.



INVACARE® MECC SAN® s.r.l.
Via dei Pini, 62 · 36016 · THIENE (VI)
Tel.: +39 0445 380059 · Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it · e-mail: italia@invacare.com

