

Invacare® | Lynx™



dynamic™ 



### *Invacare* **Lynx**: Piccolo, leggero e trasportabile

*Invacare* **Lynx** è il micro scooter portatile che spalanca le porte all'indipendenza quotidiana. **Lynx** che consente di svolgere senza sforzo e con la massima libertà, le attività di ogni giorno. Grazie al peso ridotto e alla facile scomponibilità, lo scooter si può tranquillamente riporre in auto. Con **Lynx**, andare a negozi o girare all'aria aperta diventa un piacere.



**Yes, you can.®**



## Caratteristiche

### Usarlo è facilissimo!

Musei, parchi, negozi, teatri, centri commerciali: **Lynx** ti porta ovunque anche dove gli spazi sono particolarmente angusti. Si può smontare e riporre in auto in pochi secondi.

### Sicurezza e comfort

**Lynx** è regolabile per offrire durante la guida un postura corretta e sicura. La seduta è girevole a 360° e reg.le in altezza, così come il piantone, reg.le in profondità, i braccioli e lo schienale, ribaltabili e abbattibili. Prestazioni di razza: 8 km/h, 16 km di autonomia, pendenze fino a 12%.



### Scomponibile in 4 parti

- ❶ Telaio anteriore 16,5 kg
- ❷ Pacco batterie 8,8 kg
- ❸ Sedile + cestino 10,2 kg
- ❹ Pacco motore 11,1 kg



### Batterie ricaricabili

Le batterie possono essere caricate sia lasciandole agganciate allo scooter che separatamente.



### Quadro intuitivo

Essenziale: potenziometro velocità, clacson, livello di carica batterie e chiave di accensione, led diagnostica.

## Dati tecnici

Invacare <b>Lynx</b>	430 mm	380 mm	390 - 430 mm	400 mm	500 mm	1010 mm	46,5 kg
Invacare <b>Lynx</b>	135 kg	2 x 12 Ah	2540 mm	50 mm	12% (8°)	150 W	16 km
	Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet <a href="http://www.invacare.it">www.invacare.it</a> sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.						
Invacare <b>Lynx</b>	8 km/h						

## Colori del telaio



Argento



Blu Onice

## Tipo/colore fodera



Vinile/nero