

Aquatec® | **Dot**

NOVITÀ



Grande aiuto in piccoli spazi

Lo sgabello *Aquatec Dot* è la scelta giusta per chi ha problemi di spazio nel bagno o nella doccia.

Grazie alla particolare forma, è estremamente pratico per effettuare le operazioni di igiene personale perché accessibile da entrambi i lati. Lo sgabello è molto leggero e facile da regolare in altezza. I particolari piedini in gomma lo rendono molto stabile sia dentro che fuori la doccia.

AQUATEC®



Yes, you can.®



- Seduta facile da regolare: 7 passi, per un piano seduta da 40 a 55 cm
- Peso ridotto: 1,65 kg
- Montaggio senza utilizzo di attrezzi e facile da pulire
- Completamente anti-corrosione
- Portata 135 kg

Caratteristiche e opzioni



Particolare forma a biscotto
Seduta facilmente accessibile da entrambi i lati.



Piedini in gomma
Estremamente stabile sia dentro che fuori la doccia.



Regolazione in altezza
Meccanismo facile da regolare.

Dati tecnici

	Aquatec Dot
Sgabello	1564679
Sgabello - confezione da due pezzi -	1564759
Larghezza seduta	34 cm
Profondità seduta	21 cm
Altezza seduta	40 - 55 cm
Larghezza totale	36,5 cm
Profondità totale	36,5 cm
Altezza totale	40 - 55 cm
Capacità di carico	135 kg
Peso	1,65 kg
Colore	Grigio

Invacare Meccsan s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
Thiene (VI) - Italy
Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

© 2014 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Dot - IT - 09/2014



Yes, you can.®