
**Aquatec Trans**

Ausilio per trasferimento composto da una base girevole e traslante lateralmente per facilitare i trasferimenti da e per il sollevatore da vasca. Cuscino morbido antiscivolo disponibile nel colore blu. Rotazione completa di 360°. Una volta completata la traslazione si blocca in posizione. Per sbloccarlo è sufficiente premere al centro o far sedere nuovamente l'utente.

**Aquatec Step**

Sgabello in PVC con base superiore e 4 piedi rivestiti da una fodera in plastica morbida, antiscivolo. La fodera può essere tolta e lavata in lavatrice. Facilita l'ingresso e l'accesso alla vasca da bagno.

**Aquatec Disk**

Ausilio per trasferimento composto da una base girevole per facilitare tutti i trasferimenti in particolare da e per il sollevatore da vasca. Collocabile anche su sgabelli, sedie e panche. Rotazione completa di 360°. Cuscino morbido antiscivolo disponibile nel colore blu.

**Invacare Iseo H100**

Sgabello per vasca o per bagno in plastica di alta qualità con superficie antiscivolo.

- Larghe ventose di fissaggio
- Gambe regolabili
- Superficie antiscivolo

Dati tecnici

Codice prodotto	Aquatec Trans	Aquatec Disk	Aquatec Step	Invacare Iseo H100
Disk girevole e traslante, blu	4.03.002			
Disk girevole, blu		4.02.002		
Step, blu			3.00.002	
Step, bianco			3.00.001	
Iseo H100				H100
Dimensioni				
Diametro	365 mm	365 mm	–	
Lunghezza	530 mm	–	400 mm	
Larghezza	–	–	300 mm	
Altezza	25 mm	25 mm	165 mm	
Maggiori informazioni				
Peso	2.2 Kg	1.6 Kg	1.5 Kg	1.2 Kg
Portata	140 Kg	140 Kg	150 Kg	112 Kg
Colori	Blu	Blu	Blu, bianco	Bianco
Nr. repertorio DM	109719/R	109762/R	243122/R	