

### Invacare I-Fit 9780E


Sgabello da doccia composta da una struttura in plastica termoformata con superficie antiscivolo e caratterizzata da un'ampia possibilità di regolazione in altezza, da 370 a 550 mm, grazie al sistema a «vite» sulle 4 gambe.

- Gambe allargate per una maggiore stabilità
- Seduta ampia in larghezza e profondità
- Gambe regolabili con sistema a «vite»
- Montaggio rapido senza utensili

### Invacare I-Fit 9781E

Semplice e pratica sedia da doccia caratterizzata da grandi possibilità di regolazione in altezza grazie al sistema a «vite» sulle 4 gambe.

- Gambe allargate per una maggiore stabilità
- Sedile ruvido largo e profondo
- Regolazione in altezza tramite gambe con «vite»
- Montaggio rapido senza attrezzi
- Schienale estraibile



### Aquatec Galaxy 1470805

Sedia da doccia pieghevole regolabile in altezza con telaio in acciaio laccato.

Sedile in polietilene con apertura anteriore per favorire l'igiene intima.

Schienale in tela di PVC. La sedia è munita del sistema FlexiFoot che consente di adattarsi alle piccole irregolarità del pavimento.

### Caratteristiche tecniche

	<b>9780E</b>	<b>9781E</b>	<b>1470805</b>
<b>Nr. Repertorio DM</b>	<b>243307/R</b>	<b>243307/R</b>	<b>110534/R</b>
Peso (Kg)	3,7	4,5	7,5
Portata massima (Kg)	180	180	100