



Leggero, veloce, pratico

Alber rilancia sul mercato e-fix con un modello ancora più accattivante. Ideale per un utilizzo sia tra le mura domestiche sia all'esterno, **e-fix** esalta più di ogni altro ausilio il concetto "two in one" trasformando una carrozzina manuale in una carrozzina elettrica: mobilità ed indipendenza in un solo prodotto! Ricerca e sviluppo made in Germany hanno infine aggiunto a design e tecnologia un vero e proprio tocco di unicità.





Portalo sempre con te

Il peso ridotto e le dimensioni compatte di ogni componente offrono una praticità imbattibile. I motori, il pacco batteria ed il joystick possono essere rimossi facilmente grazie a dei meccanismi a sgancio rapido brevettati. Il massimo dell'indipendenza con il minimo ingombro, cosa chiedere di più.

Un'esperienza di guida unica

Il nuovo **e-fix** è veloce, intuitivo e soprattutto silenzioso. Elettromotori efficienti e batterie a lunga durata vi garantiranno una guida entusiasmante sia in spazi interni che esterni. **e-fix** è un vero concentrato di innovazione e tecnologia: un'imbattibile performance di guida con il massimo della silenziosità, un design unico con il minimo degli ingombri!

Compatibile con la tua e moltissime altre carrozzine

Il Sistema **e-fix** può essere adattato ad un panorama vastissimo di carrozzine manuali. Montare **e-fix** non significa tuttavia abbandonare la propria carrozzina: grazie ad semplice un adattamento potrai sempre tornare ad utilizzare la tua carrozzina in modalità autospinta.

Il nuovissimo display a colori TFT 2,4" fornisce informazioni chiare ed immediate. Semplici grafici ed icone informano costantemente sullo status di carica della batteria, la velocità, la distanza percorsa e molte altre utili informazioni.

Caratteristiche



Minimo ingombro

Tutti i componenti sono leggeri e compatti rendendo pratico il trasporto.



Joystick di controllo

Display al LED con tecnologia TFT, design ricercato ultra-sottili.



Componenti leggeri

Peso del pacco batteria, soli 2 kg. Ruote e motori a partire da 7,8 kg.



Versione Heavy Duty

Versione Heavy duty appositamente studiata per una portata fino 160 kg.

Caratteristiche



Un prodotto, due utilizzi

Grazie al sistema patentato di sgancio dei motori puoi tornare ad utilizzare la tua carrozzina in modalità autopinta.



EasyConnex

Sistema patentato di ricarica con attacco magnetico. Facile ed intuitivo da inserire, più sicuro in caso di strappi o rimozioni improvvisi.

Pacco batteria super leggero

Dimensioni compatte e tecnologia al Lithium-Ion rendono le nuove batterie veramente imbattibili.



Optionals



Piastre per adattare l'e-fix alla carrozzina.



Predisposizione comando accompagnatore.



Comando intuitivo accompagnatore.



Braccetto snodabile.



Anti ribaltamento con funzione jack-up.



Regolatore manuale velocità.



Protezione comando.



Optional joystick.



Borsa per trasporto batteria.



Power battery pack da 7.5 Ah fino a 22km di autonomia. Testato per trasporto aereo.










Kit fissaggio batteria su asse o crociera.



Estensione Tetra per sistema blocco/sblocco motori.

Dati tecnici

					
e-fix E35	16 km standard 22 km optional	6,0 Ah standard 7,5 Ah optional	2 x 110 W, 36 Volts	2,0 kg 2,0 kg	20%
e-fix E36	20 km standard 14 km optional	7,5 Ah standard 6,0 Ah optional	2 x 150 W, 36 Volts	2,0 kg 2,0 kg	15%
					
e-fix E35	18,9 kg (one wheel 7,8 kg)	120 kg			
e-fix E36	19,3 kg (one wheel 8,0 kg)	160 kg			

Invacare Meccsan s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
Thiene (VI) - Italy
Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

© 2015 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Alber e-fix - IT - 04/2015



Yes, you can.®