



SCHEDA D'ORDINE GENNAIO 2023



Ragione sociale

Nome utente

mail

- ORDINE PREVENTIVO
- Standard Opzione a Pagamento
- Campo Obbligatorio

Scegli il tuo modello di e-fix

Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali con sostituzione delle ruote. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017.
Codice NT (configurazione Standard) 12.24.09.009 Repertorio DM: 91375/R

e-fix E35	e-fix E35	e-fix E36 portata 160 kg!
comprendivo di piastre di montaggio: (per prodotti Invacare verranno decurtati € 50 sul valore delle piastre)	comprendivo di piastre di montaggio: (per prodotti Invacare verranno decurtati € 50 sul valore delle piastre)	comprendivo di piastre di montaggio: (per prodotti Invacare verranno decurtati € 50 sul valore delle piastre)
batteria da 6.0Ah 110W	batteria da 7.5Ah 110W	batteria da 7.5 Ah 150W
ruote da 22" e 24"	ruote da 22" e 24"	ruote da 24"
Autonomia fino a 16km € 5.575	Autonomia fino a 22km € 5.825	Autonomia fino a 22km € 6.225

- Antiribaltamento con funzione jack-up per agevolare montaggio / smontaggio ruote motrici € 490 Carrozzina dotata di antiribaltamento

Montaggio

- A cura del cliente (completare accuratamente la sezione *Dati tecnici della carrozzina 1 e 2*)
- A cura di Invacare (la quotazione verrà comunicata dal nostro Customer Service all'interno del preventivo)

Dati tecnici della carrozzina (1)


Marchio (es. Invacare)


Modello (es. Kuschall Compact)

Anno di fabbricazione

Specifiche particolari

Dati tecnici della carrozzina (2)

 Larghezza seduta SW (misurata esternamente ai tubi)

 Altezza seduta SH (misurata dal punto più basso della tela seduta posteriore)

- Manopole di spinta Maniglioni di spinta

- Diametro ruote posteriori 22" 24"

Indicare diametro Manopole/ Maniglione (se presenti)

Sistema di ancoraggio

- Dotata di sistema di ancoraggio all'auto
- Dotata di estensione posizione ruota posteriore

Freni a tamburo (se presenti dovranno essere rimossi) SI NO


Posizione montaggio supporto del comando

<input type="checkbox"/> Sul telaio		
<input type="checkbox"/> Sul bracciolo (specificare tipologia es. spondina, tubolare)	<input type="text"/>	
<input type="radio"/> Destra		
<input type="checkbox"/> Sinistra		
<input type="checkbox"/> Montato sia Dx che Sx		€ 100
<input type="checkbox"/> Montato anche dietro Dx	1457754	€ 150
<input type="checkbox"/> Montato anche dietro Sx	1457755	€ 150

Indicare il grado di campanatura delle ruote posteriori

Posizione della ruota posteriore

- Indietro
- Al centro
- In avanti



Kit di Conversione

- Kit conversione ruote posteriori Quotazione su richiesta

Il kit di conversione è necessario qualora si vogliono utilizzare le ruote posteriori della propria carrozzina in alternativa con il sistema e-fix



e-fix[®] **NEW**



- Standard
- Campo Obbligatorio
- Opzione a Pagamento

Accessori del comando

<input type="checkbox"/> Supporto snodato	1467901	€ 315
<input type="checkbox"/> Protezione anteriore	1565836	€ 75
<input type="checkbox"/> Joystick con manopola speciale	1565669	€ 30
<input type="checkbox"/> Joystick con palla in gomma piuma	1566196	€ 35
<input type="checkbox"/> Impugnatura tetra (in plastica morbida)	1565670	€ 90
<input type="checkbox"/> Estensione per regolazione della velocità	1566197	€ 50
<input type="checkbox"/> Kit di installazione comando su tavolino non Alber	1566206	€ 150
<input type="checkbox"/> Tavolino con staffa di montaggio inclusa (SW 43-48 cm)	1566208	€ 275
<input type="checkbox"/> Tavolino con staffa di montaggio inclusa (SW 38-43 cm)	1566207	€ 275

Comando intuitivo per accompagnatore

<input type="checkbox"/> Kit Comando Intuitivo Completo	Vari Codici	€ 900
---	-------------	-------

Il kit è composto da diverse accessori a seconda del tipo di carrozzina in cui verrà montato.

Mobility Plus Package

<input type="checkbox"/> Mobility Plus Package	1591926	€ 400
--	---------	-------

Accessori pacco batteria


<input type="checkbox"/> Batteria aggiuntiva 6.0 Ah	1565639	€ 580
<input type="checkbox"/> Batteria aggiuntiva 7.5 Ah	1566153	€ 790
<input type="checkbox"/> Borsa di trasporto per batteria	1566168	€ 100
<input type="checkbox"/> Kit fissaggio rigido batteria su crociera	1566164	€ 190
<input type="checkbox"/> Kit fissaggio rigido batteria su asse	1566163	€ 165

Accessori ruote posteriori

<input type="checkbox"/> Copriraggi Alber coppia per ruota da 22"	1566201	€ 150
<input type="checkbox"/> Copriraggi trasparente coppia ruota da 22"	1566203	€ 150
<input type="checkbox"/> Copriraggi Alber coppia per ruota da 24"	1566200	€ 150
<input type="checkbox"/> Copriraggi trasparente coppia ruota da 24"	1566202	€ 150

Estensione/facilitazione tetra per bloccaggio motori

<input type="checkbox"/> Montato su ambo le ruote	1566178	€ 260
---	---------	-------



Attenzione: in alcuni casi si potrebbero presentare delle incompatibilità nel montaggio del sistema efix alla carrozzina. Qualora fossero necessari interventi o modifiche speciali vi comunicheremo tempestivamente in fase di preventivo l'eventuale importo aggiuntivo per questa *Costruzione Speciale*

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni

data ____/____/____ Firma del cliente

