



viamobil®

SCHEDA D'ORDINE GENNAIO 2023



- Standard
- Campo Obbligatorio
- ORDINE
- Opzione a Pagamento
- PREVENTIVO

Informazioni generali

Ragione sociale

Nome utente

mail



Viamobil

Sistema di trazione elettrico da agganciare alla carrozzina manuale come aiuto per accompagnatore. Gruppo composto da un motore di 150W, 2 maniglie di spinta, 1 comando con pulsante di marcia, regolatore di direzione avanti-indietro, potenziometro per variare la velocità ed indicatore di carica della batteria. Pacco batterie con 2 batterie sigillate Li-Ion da 6,6 Ah e 1 carica batteria con sistema "easy connect". Autonomia di circa 20Km e possibilità di superare pendenza fino al 18% (11% con utente di 160Kg). Velocità max 5,5 Km/h. Peso totale Viamobil 13,5Kg. Peso max utente 160Kg.

Codice NT (configurazione Standard) **12.21.27.006** + codici ISO per aggiuntivi **Repertorio DM: 93117/R**

Viamobil v25



Codice: 1521003

batteria da 6,6 Ah

Autonomia fino a 20km **€ 3.410**

Montaggio

- A cura del cliente (completare accuratamente la sezione *Dati tecnici della carrozzina 1 e 2*)
- A cura di Invacare (la quotazione verrà comunicata dal nostro Customer Service all'interno del preventivo)

Informazioni generali sulla carrozzina (2)

Marchio (es. Invacare)

Modello (es. Kuschall Compact)

Anno di fabbricazione


Specifiche particolari

Larghezza seduta SW
(misurata esternamente ai tubi)

Altezza seduta SH
(misurata dal punto più basso della tela seduta posteriore)

Diametro ruote posteriori


LARGHEZZA SEDUTA ALTEZZA SEDUTA



Sono presenti?	SI	NO
Freni a tamburo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antiribaltamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prolunga ruote posteriori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asse ruote posteriori fisso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Posizione attuale delle ruote posteriori

- 1 = DIETRO
- 2 = CENTRALE
- 3 = AVANTI



Diametro interno del tubo (3)

In mm	D	X	Y
Tubo TONDO	<input type="text"/>	/	/
Tubo OVALE	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>





viamobil®



- Standard
- Campo Obbligatorio
- ORDINE
- Opzione a Pagamento
- PREVENTIVO

Piastra di montaggio obbligatoria (4)

Piastra Alber

Codice: 1457771

Piastra Alber OBBLIGATORIA e diversa a seconda del modello e della marca della carrozzina

Kit Piastra per carrozzine di produzione Invacare	€ 275.00
Kit Piastra per carrozzine di altri produttori	€ 325.00

Accessori (4) - il prezzo degli accessori si intende se ordinati assieme al prodotto

Descrizione	Codice	Prezzo
<input type="checkbox"/> Antiribaltamento Alber + Piastra di fissaggio (paio)	1521032	€ 485,00
<input type="checkbox"/> Tubi con impugnature supplementari (paio)	1521197	€ 215,00