



E-MOTION®

SCHEDA d'ORDINE Giugno 2021



- Standard
- Campo Obbligatorio
- ORDINE
- Opzione a Pagamento
- PREVENTIVO



Novità



Informazioni generali

Ragione sociale

Nome utente

mail

Scegli il tuo modello di e-motion

Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali con sostituzione delle ruote.
 Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017.
 Codice NT (configurazione Standard) 12.24.09.006 Repertorio DM: 1758721/R

e-motion M25	e-motion M25	e-motion M25
Ruota da 22" (pediatrico)	Ruota da 24"	Ruota da 26"
Portata max 125 kg	Portata max 150 kg	Portata max 150 kg
Comprendivo di piastre di montaggio	Comprendivo di piastre di montaggio	Comprendivo di piastre di montaggio
Autonomia fino a 25km € 4.900	Autonomia fino a 25km € 4.900	Autonomia fino a 25km € 5.200

Di serie per ogni configurazione il corrimano in acciaio e le ruote nere pneumatiche Schwalbe Rightrun 1"

Versione **duo drive** con comando esterno e cruise control integrato Vari codici € 950

Antiribaltamento con funzione jack-up per montaggio / smontaggio ruote posteriori 1489214 € 450 Carrozzina dotata di antiribaltamento

Montaggio

- A cura del cliente (completare accuratamente la sezione *Dati tecnici della carrozzina 1 e 2*)
- A cura di Invacare (la quotazione verrà comunicata dal nostro Customer Service all'interno del preventivo)

Dati tecnici della carrozzina (1)

Marchio (es. Invacare)

Modello (es. Kuschall Compact)

Anno di fabbricazione

Specifiche particolari

Freni a tamburo SI NO
 (se presenti dovranno essere rimossi)

Grado di campanatura Posizione ruota posteriore

0° Centro

3° Anteriore

6° Posteriore

Kit di Conversione

Kit conversione ruote posteriori Quotazione su richiesta

Dati tecnici della carrozzina (2)

Larghezza seduta SW (misurata esternamente ai tubi)

Altezza seduta SH (misurata dal punto più basso della tela seduta posteriore)

Sistema di ancoraggio

- Dotata di sistema di ancoraggio all'auto
- Dotata di estensione posizione ruota posteriore

Novità



La nuova versione DUO-DRIVE ti consente di gestire attraverso blue-tooth un comando esterno per l'attivazione del Cruise-Mode e la regolazione della velocità



Nel caso in cui si vogliono utilizzare alternativamente ruote e-motion M25 e ruote originali i perni devono avere un diametro di 125 mm (1/2"). In caso contrario è necessario il kit di conversione.
 Esempio:
 Action family: di serie perni diam.120 mm (necessario kit di conversione)
 Kuschall family: di serie perni diam.125 mm (1/2") (non necessario)



E-MOTION®



Standard Campo Obbligatorio

Opzione a Pagamento

Corrimano

<input type="checkbox"/> Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 22"	1592425	€ 150
<input type="checkbox"/> Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 24"	1592421	€ 150
<input type="checkbox"/> Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 26"	1592426	€ 150
<input type="checkbox"/> Rivestito in gomma (+250 gr) (non disponibili con ruote da 26")	1592527	€ 200
<input type="checkbox"/> Carbolife Curve L (non disponibili con ruote da 22")	1592528	€ 400
<input type="checkbox"/> Carbolife Quadro (solo con ruote da 24")	1592529	€ 490

Copertoni

<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	1565894	€ 80
<input type="checkbox"/> Pro Speed pieni 1" (+300 gr) (solo con ruote da 24")	1592532	€ 160
<input type="checkbox"/> Pieni da 1" 3/8 (+500 gr) (non disponibili con ruote da 26")	1592533	€ 60

Accessori

<input type="checkbox"/> Perno ergonomico (al paio)	1591500	€ 180
<input type="checkbox"/> Asse per il trasporto	1591362	€ 70
<input type="checkbox"/> Kit estensione freni (con particolari carrozzine e configurazioni il kit estensioni freni diventa obbligatorio)	1467780	€ 30

Copri raggi

<input type="checkbox"/> 22" Cosmic design (al paio)	1592266	€ 180
<input type="checkbox"/> 24" Sphere design (al paio)	1592268	€ 180
<input type="checkbox"/> 26" Sphere design (al paio)	1592269	€ 180
<input type="checkbox"/> 24" Plain design (al paio)	1592553	€ 180



Asse per il trasporto



Perno ergonomico

Comando esterno ECS


<input type="checkbox"/> Comando esterno ECS		€ 500
<input type="checkbox"/> Supporto magnetico (non obbligatorio)		€ 180
<input checked="" type="checkbox"/> Montato sul telaio a destra		
<input checked="" type="checkbox"/> Montato sul telaio a sinistra		



Supporto magnetico



Comando ECS



	8,5 Km/h
	Cruise control
	EasyNavy
	On/off
	Guida remota
	Conta impulsi

Scarica la Mobility App E' GRATUITA

e ti permette di selezionare 4 diverse velocità, visualizzare lo stato di carica della batteria, registrare il tuo percorso e individuare eventuali codici di errore con risoluzione del problema!

Il Mobility Plus Package è disponibile a pagamento su Apple Store o Play Store. Qui le funzioni aggiuntive disponibili con l'applicazione, acquistabili anche singolarmente.

Attenzione: in alcuni casi si potrebbero presentare delle incompatibilità nel montaggio del sistema e-motion alla carrozzina. Qualora fossero necessari interventi o l'aggiunta di ulteriori componenti vi comunicheremo tempestivamente in fase di preventivo l'eventuale importo aggiuntivo (per questa Costruzione Speciale)

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni

data ____/____/____

Firma del cliente

