



Yes, you can.

Listino prezzi al pubblico in € IVA esclusa 2022

Invacare Mecc San srl  
Via dei Pini, 62  
36016 Thiene - Vicenza  
tel. 0445-380059 fax 0445-380034  
www.invacare.it

## Invacare®Matrx



### Sistema posturale Matrx

Sistema posturale composto da una scocca multiregolabile per schienale corredata con sistema di aggancio/regolazione e blocco. Se abbinato ad una unità posturale per il bacino, lo schienale compone una unità posturale per il tronco/bacino

### Codici ISO:

- Unità posturale per tronco/bacino = Schienale Matrx + unità per bacino Flo-tech/Matrx : **18.09.39.021**
- Unità posturale per il capo Matrx Elan : **18.09.39.027**



TIMBRO DEL CLIENTE

## MODELLI Matrx PREZZO BASE TOTALE

Prezzo al pubblico  
€ / cad  
(IVA esclusa)

<b>Matrx MX2</b> schienale in fibra di carbonio c/aggancio <b>FISSO o RIMOVIBILE</b> - prof. 80 mm - peso max utente : 114 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 809</b>
<b>Matrx Elite E2</b> <u>c/agganci inclusi</u> - prof. 80 mm - peso max dell'utente : 136 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 809</b>
<b>Matrx Elite TR</b> - c agganci <b>STANDARD (EASYSET) o SPLIT</b> - prof. 80 mm - peso max utente:136 kg (c/piastra appoggiatesta.)	<input type="checkbox"/>	<b>€ 809</b>
<b>Matrx Elite TR HD</b> - <u>c/agganci inclusi HD</u> - prof. 80 mm - peso max utente : 227 kg (inclusa piastra appoggiatesta)	<input type="checkbox"/>	<b>€ 1.150</b>
<b>Matrx Elite E2 Deep</b> - <u>c/agganci inclusi</u> - prof. 160 mm - peso max dell'utente : 136 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 850</b>
<b>Matrx Posture Back</b> - c/agganci <b>STANDARD o SPLIT</b> - prof. 130 mm - peso max dell'utente : 136 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 807</b>
<b>Matrx Posture Back Deep</b> - c/agganci <b>STANDARD o SPLIT</b> - prof. 180 mm - peso max dell'utente : 136 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 850</b>
<b>Matrx Posture Back Max</b> - <u>c/agganci inclusi HD</u> - prof. 130 mm - peso max utente : 227 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 1.090</b>
<b>Matrx Posture Back Deep Max</b> - <u>c/agganci inclusi HD</u> - prof. 180 mm - peso max utente : 227 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 1.140</b>



## Step 1 : Scegli il modello

		Prezzo al pubblico € (solo della scocca)
Scocca Matrx MX2 in carbonio - senza agganci - profondità 80 mm - peso max dell'utente : 114 kg *	<input type="checkbox"/>	<b>€ 600</b>
Scocca Matrx Elite E2- <u>con agganci</u> - profondità 80 mm - peso max dell'utente : 136 kg *	<input type="checkbox"/>	<b>€ 809</b>
Scocca Matrx Elite TR - senza agganci - profondità 75 mm - peso max dell'utente : 136 kg (c/piastra appoggiatesta) *	<input type="checkbox"/>	<b>€ 565</b>
Scocca Matrx Elite TR MAX - <u>con agganci</u> - profondità 75 mm - peso max utente 227 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 1.150</b>
Scocca Matrx Elite Deep E2 - <u>con agganci</u> - profondità 160 mm - peso max dell'utente : 136 kg *	<input type="checkbox"/>	<b>€ 850</b>
Scocca Matrx Posture Back - senza agganci - profondità 130 mm - peso max dell'utente : 136 kg *	<input type="checkbox"/>	<b>€ 565</b>
Scocca Matrx Posture Back Deep - senza agganci - profondità 180 mm - peso max dell'utente : 136 kg *	<input type="checkbox"/>	<b>€ 608</b>
Scocca Matrx Posture Back Max - <u>con agganci</u> - profondità 130 mm - peso max utente : 227 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 1.090</b>
Scocca Matrx Posture Back Deep Max - <u>con agganci</u> - profondità 180 mm - peso max utente : 227 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 1.140</b>

\*prezzo al pubblico del solo guscio

## Step 2 : Scegli la misura

### Matrx MX2 Scocca in fibra di carbonio (solo scocca)

Profondità dello schienale : 80 mm (C) - Peso max utente : 114 kg

Larghezza del torace	Larghezza dello schienale (2)		Altezza dello schienale				Compatibile con carrozzina di larghezza schienale
			150 mm	230 mm	310 mm	410 mm	
290mm	360mm		1629002 <input type="checkbox"/>	1629003 <input type="checkbox"/>	1629004 <input type="checkbox"/>	1629005 <input type="checkbox"/>	360mm - 380mm
320mm	380mm		1629006 <input type="checkbox"/>	1629007 <input type="checkbox"/>	1629008 <input type="checkbox"/>	1629009 <input type="checkbox"/>	380mm - 410mm
345mm	410mm		1629010 <input type="checkbox"/>	1629011 <input type="checkbox"/>	1629012 <input type="checkbox"/>	1629013 <input type="checkbox"/>	410mm - 430mm
370mm	430mm		1629014 <input type="checkbox"/>	1629015 <input type="checkbox"/>	1629016 <input type="checkbox"/>	1629017 <input type="checkbox"/>	430mm - 460mm
395mm	460mm		1629018 <input type="checkbox"/>	1629019 <input type="checkbox"/>	1629020 <input type="checkbox"/>	1629021 <input type="checkbox"/>	460mm - 480mm

\*\*Larghezza comprensiva di imbottitura

## MatrX Elite E2 COMPLETO (scocca + agganci)

Profondità dello schienale : 80 mm (C) - Peso max utente : 136 kg

**Agganci inclusi!**

Larghezza del torace	Larghezza dello schienale (2)											Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>						
		150 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm			410 mm		460 mm		510 mm	
≤260mm	360 mm	1632513	1632514	1632515	1632516	1632517	1632518	1632519	1632520	1632521	1632522	1632523	1632524	1632525	1632526	1632527	1632528	360mm - 380mm
≤280mm	380 mm	1632521	1632522	1632523	1632524	1632525	1632526	1632527	1632528	1632529	1632530	1632531	1632532	1632533	1632534	1632535	1632536	380mm - 410mm
≤310mm	410 mm	1632529	1632530	1632531	1632532	1632533	1632534	1632535	1632536	1632537	1632538	1632539	1632540	1632541	1632542	1632543	1632544	410mm - 430mm
≤330mm	430 mm	1632537	1632538	1632539	1632540	1632541	1632542	1632543	1632544	1632545	1632546	1632547	1632548	1632549	1632550	1632551	1632552	430mm - 460mm
≤360mm	460 mm	1632545	1632546	1632547	1632548	1632549	1632550	1632551	1632552	1632553	1632554	1632555	1632556	1632557	1632558	1632559	1632560	460mm - 480mm
≤380mm	480 mm	1632553	1632554	1632555	1632556	1632557	1632558	1632559	1632560	1632561	1632562	1632563	1632564	1632565	1632566	1632567	1632568	480mm - 510mm
≤410mm	510 mm	1632561	1632562	1632563	1632564	1632565	1632566	1632567	1632568									510mm - 530mm

Agganci inclusi!



con altezza schienale 46 e 51 cm

EasySet hardware



fino altezza schienale 41 cm

MiniSet hardware



<sup>(1)</sup> L'impiego di perni di fissaggio più lunghi (+ 50 mm) consentono il montaggio dello schienale su carrozzine di larghezza superiore a quello previsto in tabella (+ 25 mm)

<sup>(2)</sup> Larghezza comprensiva di imbottitura

<sup>(3)</sup> Si consiglia di scegliere uno schienale 20 mm più largo nel caso in cui sia prevista l'applicazione di supporti laterali

### MatrX Elite TR - profondità 80 mm-----senza agganci

Peso max utente : 136 kg consegnato con piastra appoggiatesta (solo scocca)

Larghezza del torace	Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale			Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>
		410 mm	460 mm	510 mm	
345	410	1580019	1580024	1580029	410mm - 430mm
370	430	1580020	1580025	1580030	430mm - 460mm
395	460	1580021	1580026	1580031	460mm - 480mm
420	480	1580022	1580027	1580032	480mm - 510mm
445	510	1580023	1580028	1580033	510mm - 530mm

### MatrX Elite TR - MAX

Peso max utente : 227 kg agganci inclusi

Larghezza del torace	Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale			Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>
		510 mm			
	530	1584160			53-56
	560	1584178			56-59
	580	1584180			59-61
	610	1584182			61-64

### MatrX Elite E2 Deep - profondità 160 mm COMPLETO (scocca più agganci)

Peso max utente : 136 kg

**Agganci inclusi!**


Larghezza del torace	Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale										Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>						
		150 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm			410 mm		460 mm		510 mm	
290	360	1632634	1632635	1632636	1632637	1632638	1632639	1632640	1632641	1632642	1632643	1632644	1632645	1632646	1632647	1632648	1632649	360mm - 380mm
320	380	1632642	1632643	1632644	1632645	1632646	1632647	1632648	1632649	1632650	1632651	1632652	1632653	1632654	1632655	1632656	1632657	380mm - 410mm
345	410	1632650	1632651	1632652	1632653	1632654	1632655	1632656	1632657	1632658	1632659	1632660	1632661	1632662	1632663	1632664	1632665	410mm - 430mm
370	430	1632658	1632659	1632660	1632661	1632662	1632663	1632664	1632665	1632666	1632667	1632668	1632669	1632670	1632671	1632672	1632673	430mm - 460mm
395	460	1632666	1632667	1632668	1632669	1632670	1632671	1632672	1632673	1632674	1632675	1632676	1632677	1632678	1632679	1632769	1632770	460mm - 480mm
420	480	1632674	1632675	1632676	1632677	1632678	1632679	1632769	1632770									480mm - 510mm
445	510	1632771	1632772	1632773	1632774	1632775	1632776	1632777	1632778									510mm - 530mm

<sup>(1)</sup> L'impiego di perni di fissaggio più lunghi (+ 50 mm) consentono il montaggio dello schienale su carrozzine di larghezza superiore a quello previsto in tabella (+ 25 mm)

<sup>(2)</sup> Larghezza comprensiva di imbottitura


**MatrX Posture Back** - profondità 130 mm

Peso max utente : 136 kg

	Larghezza del torace	Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale			Compatibile con carrozzina di larghezza schienale (1)			
			310 mm	410 mm	510 mm				
	270	360	1544783	<input type="checkbox"/>	1544784	<input type="checkbox"/>		330mm - 380mm	
	320	410	1544785	<input type="checkbox"/>	1515727	<input type="checkbox"/>	1515728	<input type="checkbox"/>	380mm - 430mm
	345	430	1544786	<input type="checkbox"/>	1515729	<input type="checkbox"/>	1515730	<input type="checkbox"/>	410mm - 460mm
	370	460	1544787	<input type="checkbox"/>	1515731	<input type="checkbox"/>	1515732	<input type="checkbox"/>	430mm - 480mm
420	510	1544788	<input type="checkbox"/>	1518131	<input type="checkbox"/>	1518132	<input type="checkbox"/>	480mm - 530mm	

**MatrX Posture Back Deep** - profondità 180 mm

Peso max utente : 136 kg

	Larghezza del torace	Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale			Compatibile con carrozzina di larghezza schienale (1)			
			310 mm	410 mm	510 mm				
	310	360	1545001	<input type="checkbox"/>	1545002	<input type="checkbox"/>		330mm - 380mm	
	360	410	1545003	<input type="checkbox"/>	1545058	<input type="checkbox"/>	1545059	<input type="checkbox"/>	380mm - 430mm
	380	430	1545060	<input type="checkbox"/>	1545061	<input type="checkbox"/>	1545062	<input type="checkbox"/>	410mm - 460mm
	410	460	1545063	<input type="checkbox"/>	1545064	<input type="checkbox"/>	1545065	<input type="checkbox"/>	430mm - 480mm
460	510	1545066	<input type="checkbox"/>	1545067	<input type="checkbox"/>	1545068	<input type="checkbox"/>	480mm - 530mm	

**MatrX Posture Back Max** - profondità 130 mm

Peso max utente : 227 kg AGGANCI INCLUSI

	Larghezza del torace	Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale		Compatibile con carrozzina di larghezza schienale (1)		
			410 mm	510 mm			
	445	510	1544538	<input type="checkbox"/>	1544657	<input type="checkbox"/>	510mm - 530mm
	495	560	1544658	<input type="checkbox"/>	1544659	<input type="checkbox"/>	560mm - 590mm
550	610	1544660	<input type="checkbox"/>	1544661	<input type="checkbox"/>	610mm - 640mm	

**MatrX Posture Back Deep Max** - profondità 180 mm

Peso max utente : 227 kg AGGANCI INCLUSI

	Larghezza del torace	Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale		Compatibile con carrozzina di larghezza schienale (1)		
			410 mm	510 mm			
	470	510	1543486	<input type="checkbox"/>	1543487	<input type="checkbox"/>	510mm - 530mm
	520	560	1543488	<input type="checkbox"/>	1543489	<input type="checkbox"/>	560mm - 590mm
570	610	1543490	<input type="checkbox"/>	1543491	<input type="checkbox"/>	610mm - 640mm	

**Step 3 : Scegli l'aggancio****Aggancio MX2 schienale in carbonio**1629027 Attacco fisso in carbonio per schienale in carbonio MX2  € 2091629028 Attacco rimovibile per schienale in carbonio MX2  € 209**Agganci per ELITE TR / POSTURE BACK/POSTURE BACK DEEP + vecchio modello ELITE/ ELITE DEEP**1545275 Aggancio **Standard** per Elite TR e Posture Back, paio completo  € 2421545278 Aggancio **Split** per Elite, Elite Deep, Elite TR e Posture Back, paio (indicato per carrozzine con tubo tensore dello schienale) completo  € 2421545277 Aggancio Standard per schienale fisso space saver (non rimovibile) completo  € 2421544776 Aggancio standard rinforzato **HD** per versione **Max**, paio completo  € 327**Agganci optional - per ELITE E2 / ELITE E2 DEEP'**1632764 Aggancio di fissaggio **Mini FISSO**, paio, completo  € 2421632765 Aggancio di fissaggio **Mini rinforzato RIMOVIBILE**, paio, completo  € 3271632766 Aggancio di fissaggio **EASYSET FISSO**, paio, completo  € 2421632762 **Solo** Interfaccia di fissaggio tipo Mini per Elite/Elite Deep E2, altezza fino a 41 cm (paio)  € 1301632763 **Solo** Interfaccia di fissaggio tipo Mini per Elite / Elite Deep E2, altezza 46 e 51 cm (paio)  € 1301663901 Mini set kit aggancio completo (interfaccia e supporto) paio  € 2421663902 Easy set kit aggancio completo (interfaccia e supporto) paio  € 242**Step 4 : Scegli gli accessori****Supporti laterali - Tipo fisso - Elite E2 - NOVITA' (PAIO)**1632755 Easy Lat supporti laterali fissi (paio) - reversibili e regolabili in altezza  € 272

## Supporti laterali - Tipo fisso - SOLO PER ELITE MODELLO VECCHIO ed ELITE TR

1545167	Supporto toracico <b>fisso</b> sinistro - Misura L	<input type="checkbox"/>	€ 136
1545168	Supporto toracico <b>fisso</b> destro - Misura L	<input type="checkbox"/>	€ 136
1545172	Supporto toracico <b>fisso</b> sinistro - Misura S	<input type="checkbox"/>	€ 136
1545225	Supporto toracico <b>fisso</b> destro - Misura S	<input type="checkbox"/>	€ 136
1545169	Supporto toracico <b>Offset</b> sinistro fisso-alto sx /basso dx - Misura 190 X 130 mm	<input type="checkbox"/>	€ 136
1545170	Supporto toracico <b>Offset</b> destro fisso- alto dx/basso sx - Misura 190 x 130 mm	<input type="checkbox"/>	€ 136



## Supporti laterali -SWING-AWAY per ELITE, ELITE E2, ELITE TR

1551913	Solo aggancio <b>girevole</b> destro o sinistro (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 150
1544798	Solo aggancio <b>girevole Offset</b> (alto o basso) sinistro (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 150
1544799	Solo aggancio <b>girevole Offset</b> (alto o basso) destro (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 150
1544238	Imbottitura misura L (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 70
1544239	Imbottitura misura M (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 70
1544291	Imbottitura misura S (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 70
1544292	Imbottitura misura XS (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 70



## Alette di contenimento per MX2

1630141	Aletta contenimento laterale MX2 (1 PEZZO)	<input type="checkbox"/>	€ 136
---------	--	--------------------------	-------

## Altri accessori

1544237	Kit di 4 perni di fissaggio più lunghi (+50 mm) - con utensili	<input type="checkbox"/>	€ 100
1551799	Telino posteriore copri schienale - Misura XS (260 x 410 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 70
1551800	Telino posteriore copri schienale - Misura S (330 x 410 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 70
1551903	Telino posteriore copri schienale - Misura M (380 x 410 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 70
1551904	Telino posteriore copri schienale - Misura L (430 x 410 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 70



## Appoggiatesta ELAN 1 appoggiatesta= 1 BRACCETTO + 1 IMBOTTITURA

1603250	Braccetto Matrix Elan multiregolabile cm 38	<input type="checkbox"/>	€ 215
1603251	Braccetto Matrix Elan multiregolabile Mini cm 28	<input type="checkbox"/>	€ 215
1603252	Adattatore Elan Flex3 SCHIENALE SCOCCA RIGIDA Dahlia - Azalea	<input type="checkbox"/>	€ 25
1629412	Adattatore Elan Flex3 SCHIENALE TENSIONABILE Dahlia - Azalea	<input type="checkbox"/>	€ 35



### ELAN PAD - IMBOTTITURA

ellittica				occipitale			
FODERA	36wx 13h	26w x 13h	16w x 9h	FODERA	31w x 20h	23w x 18h	
standard	1603253	1603254	1603255	STANDARD	1603290	1603291	€ 145
antibatterica	1603292	1603293	1603294	antibatterica	1603295	1603296	€ 150

4 PUNTI				
FODERA	grande	piccola		
standard	1626823	1629822	<input type="checkbox"/>	€ 245
antibatterica	1626824	1629823	<input type="checkbox"/>	€ 245

4 PUNTI 2 ZIP E FASCIA SUPPORTO CAPO				
FODERA	grande	piccola		
standard	1631865	1631863	<input type="checkbox"/>	€ 395
antibatterica	1631866	1631864	<input type="checkbox"/>	€ 395



fascia supporto capo

1631849	Braccetto aggiuntivo Elan (per avere +2,5 cm di regolazione in profondità)	<input type="checkbox"/>	€ 270
1631850	Solo Fascia supporto capo Elan	<input type="checkbox"/>	€ 150
1632756	Piastra di aggancio Elan per Elite E2	<input type="checkbox"/>	€ 30
1632795	Piastra di aggancio rinforzata Elan per Elite E2	<input type="checkbox"/>	€ 45



## Nuovi accessori Elite E2

1632760	Fascia addominale 4,5" per Elite E2	<input type="checkbox"/>	€ 249
1632761	Fascia addominale 6" per Elite E2	<input type="checkbox"/>	€ 249
1632796	Velcro per fissaggio fascia addominale per tetraplegici	<input type="checkbox"/>	€ 25
1632759	Supporto lombare Elite Elite Deep E2	<input type="checkbox"/>	€ 55
1632757	Piastra di aggancio bretellaggio per il tronco Elite e E2 larghezza da 36 a 38	<input type="checkbox"/>	€ 106
1632758	Piastra di aggancio bretellaggio per il tronco Elite e E2 larghezza 41 e 51	<input type="checkbox"/>	€ 106
<b>vedi tabella</b>	Fodera di protezione elastica e lavabile e2 e E2 DEEP (vedi codici in tabella sotto)	<input type="checkbox"/>	€ 120



supporto lombare

Elite E2			
	Altezza (cm)		
Larghezza (cm)	41	46	51
41	1632625	1632626	1632627
46	1632628	1632629	1632630
51	1632631	1632632	1632633

Elite E2 Deep			
	Altezza (cm)		
Larghezza (cm)	41	46	51
41	1632746	1632747	1632748
46	1632749	1632750	1632751
51	1632752	1632753	1632754



fodera di protezione