

## Invacare® Matrix



### Sistema posturale Matrix

**Sistema posturale** composto da una scocca multiregolabile per schienale corredata con sistema di aggancio/regolazione e blocco. Se abbinato ad una unità posturale per il bacino, lo schienale compone una unità posturale per il tronco/bacino

#### Codici ISO:

- Unità posturale tronco Schienale Matrix MX2 /Elite2/PB/Mini: **18.09.39.009**
- Unità posturale per tronco/bacino = Schienale Matrix + unità per bacino Flo-tech/Matrix : **18.09.39.012**
- Unità posturale per il capo Matrix Elan: **18.09.39.003**

## Range schienali posturali Matrix

PREZZO PUBBLICO

<b>MatrX MX2</b> schienale in fibra di carbonio c/aggancio <b>FISSO o RIMOVIBILE</b> - prof. 80 mm - peso max utente : 114 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 859</b>
<b>MatrX Elite E2 c/agganci inclusi</b> - prof. 80 mm - peso max dell'utente : 136 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 809</b>
<b>MatrX Elite E2 Deep - c/agganci inclusi</b> - prof. 160 mm - peso max dell'utente : 136 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 860</b>
<b>MatrX Posture Back</b> - c/agganci <b>STANDARD o SPLIT</b> - prof. 130 mm - peso max dell'utente : 136 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 809</b>
<b>MatrX Posture Back Deep</b> - c/agganci <b>STANDARD o SPLIT</b> - prof. 180 mm - peso max dell'utente : 136 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 860</b>
<b>MatrX Posture Back Max - c/agganci inclusi HD</b> - prof. 130 mm - peso max utente : 227 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 1.090</b>
<b>MatrX Posture Back Deep Max - c/agganci inclusi HD</b> - prof. 180 mm - peso max utente : 227 kg	<input type="checkbox"/>	<b>€ 1.140</b>
<b>MatrX Mini c/agganci inclusi</b>	<input type="checkbox"/>	<b>€ 860</b>

## MatrX MX2 - Scocca in carbonio



Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale				Compatibile con carrozzina di larghezza schienale
	150 mm	230 mm	310 mm	410 mm	
360mm	1629002 <input type="checkbox"/>	1629003 <input type="checkbox"/>	1629004 <input type="checkbox"/>	1629005 <input type="checkbox"/>	360mm - 380mm
380mm	1629006 <input type="checkbox"/>	1629007 <input type="checkbox"/>	1629008 <input type="checkbox"/>	1629009 <input type="checkbox"/>	380mm - 410mm
410mm	1629010 <input type="checkbox"/>	1629011 <input type="checkbox"/>	1629012 <input type="checkbox"/>	1629013 <input type="checkbox"/>	410mm - 430mm
430mm	1629014 <input type="checkbox"/>	1629015 <input type="checkbox"/>	1629016 <input type="checkbox"/>	1629017 <input type="checkbox"/>	430mm - 460mm
460mm	1629018 <input type="checkbox"/>	1629019 <input type="checkbox"/>	1629020 <input type="checkbox"/>	1629021 <input type="checkbox"/>	460mm - 480mm

### Seleziona gli agganci MX2

1629027	Attacco fisso in carbonio per schienale in carbonio MX2	<input type="checkbox"/>
1629028	Attacco rimovibile per schienale in carbonio MX2	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Larghezza comprensiva di imbottitura

## MatrX Elite E2 COMPLETO (agganci inclusi)



Profondità dello schienale : 80 mm (C)

Peso max utente : 136 kg

Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale									Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>
	150 mm	200 mm	260 mm	310 mm	360 mm	410 mm	460 mm	510 mm		
360 mm	1632513 <input type="checkbox"/>	1632514 <input type="checkbox"/>	1632515 <input type="checkbox"/>	1632516 <input type="checkbox"/>	1632517 <input type="checkbox"/>	1632518 <input type="checkbox"/>	1632519 <input type="checkbox"/>	1632520 <input type="checkbox"/>	360mm - 380mm	
380 mm	1632521 <input type="checkbox"/>	1632522 <input type="checkbox"/>	1632523 <input type="checkbox"/>	1632524 <input type="checkbox"/>	1632525 <input type="checkbox"/>	1632526 <input type="checkbox"/>	1632527 <input type="checkbox"/>	1632528 <input type="checkbox"/>	380mm - 410mm	
410 mm	1632529 <input type="checkbox"/>	1632530 <input type="checkbox"/>	1632531 <input type="checkbox"/>	1632532 <input type="checkbox"/>	1632533 <input type="checkbox"/>	1632534 <input type="checkbox"/>	1632535 <input type="checkbox"/>	1632536 <input type="checkbox"/>	410mm - 430mm	
430 mm	1632537 <input type="checkbox"/>	1632538 <input type="checkbox"/>	1632539 <input type="checkbox"/>	1632540 <input type="checkbox"/>	1632541 <input type="checkbox"/>	1632542 <input type="checkbox"/>	1632543 <input type="checkbox"/>	1632544 <input type="checkbox"/>	430mm - 460mm	
460 mm	1632545 <input type="checkbox"/>	1632546 <input type="checkbox"/>	1632547 <input type="checkbox"/>	1632548 <input type="checkbox"/>	1632549 <input type="checkbox"/>	1632550 <input type="checkbox"/>	1632551 <input type="checkbox"/>	1632552 <input type="checkbox"/>	460mm - 480mm	
480 mm	1632553 <input type="checkbox"/>	1632554 <input type="checkbox"/>	1632555 <input type="checkbox"/>	1632556 <input type="checkbox"/>	1632557 <input type="checkbox"/>	1632558 <input type="checkbox"/>	1632559 <input type="checkbox"/>	1632560 <input type="checkbox"/>	480mm - 510mm	
510 mm	1632561 <input type="checkbox"/>	1632562 <input type="checkbox"/>	1632563 <input type="checkbox"/>	1632564 <input type="checkbox"/>	1632565 <input type="checkbox"/>	1632566 <input type="checkbox"/>	1632567 <input type="checkbox"/>	1632568 <input type="checkbox"/>	510mm - 530mm	

<sup>(1)</sup> L'impiego di perni di tissaggio più lunghi (+ 50 mm) consentono il montaggio dello schienale su carrozzine di larghezza superiore a quello previsto in tabella (+ 25 mm)

<sup>(2)</sup> Larghezza comprensiva di imbottitura

<sup>(3)</sup> Si consiglia di scegliere uno schienale 20 mm più largo nel caso in cui sia prevista l'applicazione di supporti laterali

**MatrX Elite E2 Deep** - profondità 160 mm **COMPLETO (scocca più agganci)** Peso max utente : 136 kg

Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale										Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>
	150 mm	200 mm	260 mm	310 mm	360 mm	410 mm	460 mm	510 mm			
360	1632634	1632635	1632636	1632637	1632638	1632639	1632640	1632641	1632642	1632643	360mm - 380mm
380	1632642	1632643	1632644	1632645	1632646	1632647	1632648	1632649	1632650	1632651	380mm - 410mm
410	1632650	1632651	1632652	1632653	1632654	1632655	1632656	1632657	1632658	1632659	410mm - 430mm
430	1632658	1632659	1632660	1632661	1632662	1632663	1632664	1632665	1632666	1632667	430mm - 460mm
460	1632666	1632667	1632668	1632669	1632670	1632671	1632672	1632673	1632674	1632675	460mm - 480mm
480	1632674	1632675	1632676	1632677	1632678	1632679	1632680	1632681	1632682	1632683	480mm - 510mm
510	1632771	1632772	1632773	1632774	1632775	1632776	1632777	1632778	1632779	1632780	510mm - 530mm

<sup>(1)</sup> L'impiego di perni di fissaggio più lunghi (+50 mm) consentono il montaggio dello schienale su carrozzine di larghezza superiore a quella previsto in tabella (+25 mm)

<sup>(2)</sup> Larghezza comprensiva di imbottitura

**MatrX Posture Back** - profondità 130 mm Peso max utente : 136 kg **SOLO SCOCCA- AGGANCI NON INCLUSI**

Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale			Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>
	310 mm	410 mm	510 mm	
360	1544783	1544784	1515728	330mm - 380mm
410	1544785	1515727	1515730	380mm - 430mm
430	1544786	1515729	1515731	410mm - 460mm
460	1544787	1515731	1515732	430mm - 480mm
510	1544788	1518131	1518132	480mm - 530mm

**MatrX Posture Back Deep** - profondità 180 mm Peso max utente : 136 kg **SOLO SCOCCA- AGGANCI NON INCLUSI**

Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale			Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>
	310 mm	410 mm	510 mm	
360	1545001	1545002	1545059	330mm - 380mm
410	1545003	1545058	1545062	380mm - 430mm
430	1545060	1545061	1545063	410mm - 460mm
460	1545063	1545064	1545065	430mm - 480mm
510	1545066	1545067	1545068	480mm - 530mm

**Agganci per POSTURE BACK/POSTURE BACK DEEP**

1545275	Aggancio <b>Standard</b> per <b>Posture Back</b> , paio completo	€ 244
1545278	Aggancio <b>Split Posture Back</b> , paio	€ 244
1545277	Aggancio Standard per schienale <b>fitto space saver</b> (non rimovibile) completo	€ 244
1544776	Aggancio standard rinforzato <b>HD</b> per versione <b>Max</b> , paio completo	€ 327



Aggancio fisso space saver

Fissaggio Solit

**MatrX Posture Back Max** - profondità 130 mm Peso max utente : 227 kg **AGGANCI INCLUSI**

Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale		Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>
	410 mm	510 mm	
510	1544538	1544657	510mm - 530mm
560	1544658	1544659	560mm - 590mm
610	1544660	1544661	610mm - 640mm

**MatrX Posture Back Deep Max** - profondità 180 mm Peso max utente : 227 kg **AGGANCI INCLUSI**

Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale		Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>
	410 mm	510 mm	
510	1543486	1543487	510mm - 530mm
560	1543488	1543489	560mm - 590mm
610	1543490	1543491	610mm - 640mm

**MatrX Mini** - schienale pediatrico **AGGANCI INCLUSI**

Larghezza dello schienale (2)	Altezza dello schienale				Compatibile con carrozzina di larghezza schienale <sup>(1)</sup>
	180 mm	260 mm	310 mm	360 mm	
260 mm	1626804	1626805	1626806	1626807	250 mm - 270 mm
280 mm	1626807	1626808	1626809	1626810	280 mm - 300 mm
310 mm	1626810	1626811	1626812	1626813	300 mm - 320 mm
330 mm	1626814	1626815	1626816	1626817	330 mm - 360 mm
360 mm	1626818	1626819	1626820	1626821	360 mm - 380 mm

**Scegli l'hardware - se non compreso**

PREZZI PUBBLICO

**AGGANCI OPTIONAL - per ELITE E2 / ELITE E2 DEEP'**

1632764	Aggancio di fissaggio <b>Mini FISSO</b> , paio, completo	€ 250
1632765	Aggancio di fissaggio <b>Mini rinforzato RIMOVIBILE</b> , paio, completo	€ 250
1632766	Aggancio di fissaggio <b>EASYSET FISSO</b> , paio, completo (altezza >=46 cm)	€ 250
1632762	<b>Solo</b> interfaccia di fissaggio tipo Mini per Elite/Elite Deep E2, altezza fino a 41 cm (paio)	€ 150
1632763	<b>Solo</b> interfaccia di fissaggio per Elite / Elite Deep E2, altezza 46 e 51 cm (paio)	€ 150
1663901	<b>Mini set</b> kit aggancio CPL (interfaccia e supporto) paio - fino a 41 cm	€ 260
1663902	<b>Easy set</b> kit aggancio CPL (interfaccia e supporto)paio - altezza scocca >=46cm	€ 260



Mini set kit (f h <=16") Easy set kit (h >18")  
Kit aggancio completo Elite2 e Elite deep 2

## Supporti laterali - Tipo fisso - Elite E2 - (PAIO)

1632755	Easy Lat supporti laterali fissi (codice a paio) - reversibili e regolabili in altezza	<input type="checkbox"/>	€ 310
---------	--	--------------------------	-------



## Supporto laterale -SWING-AWAY per ELITE E2

1551913	Solo aggancio <b>girevole</b> destro o sinistro (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 165
1544798	Solo aggancio <b>girevole Offset</b> (alto o basso) sinistro (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 165
1544799	Solo aggancio <b>girevole Offset</b> (alto o basso) destro (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 165
1544238	Imbottitura misura L (1 pezzo) vedi tabella a fianco	<input type="checkbox"/>	€ 80
1544239	Imbottitura misura M (1 pezzo) vedi tabella a fianco	<input type="checkbox"/>	€ 80
1544291	Imbottitura misura S (1 pezzo) vedi tabella a fianco	<input type="checkbox"/>	€ 80
1544292	Imbottitura misura XS (1 pezzo) vedi tabella a fianco	<input type="checkbox"/>	€ 80



Dimensioni delle imbottiture dei supporto (L x h)	
Misura XS	108 x 82,5 mm
Misura S	133 x 89 mm
Misura M	146 x 95 mm
Misura L	165 x 108 mm

## Supporto laterale per MX2

1630141	Aletta contenimento laterale MX2 (1 pezzo)	<input type="checkbox"/>	€ 136
---------	--	--------------------------	-------

## Altri accessori (compatibili con tutta la gamma MatrX)

1544237	Kit di 4 perni di fissaggio più lunghi (+50 mm) - con utensili	<input type="checkbox"/>	€ 100
1551799	Telino posteriore copri schienale - Misura XS (260 x 410 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 70
1551800	Telino posteriore copri schienale - Misura S (330 x 410 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 70
1551903	Telino posteriore copri schienale - Misura M (380 x 410 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 70
1551904	Telino posteriore copri schienale - Misura L (430 x 410 mm)	<input type="checkbox"/>	€ 70



## Appoggiatesta LOXX - NOVITA'

1634173	Appoggiatesta Loxx completo di imbottitura ellittica 26 x 13	<input type="checkbox"/>	€ 390
1634150	Solo braccetto Loxx (solo staffa)	<input type="checkbox"/>	€ 225



## Braccetto multiregolabile MatrX Elan

1603250	Braccetto MatrX Elan multiregolabile cm 38	<input type="checkbox"/>	€ 225
1603251	Braccetto MatrX Elan multiregolabile Mini cm 28	<input type="checkbox"/>	€ 225
1603252	Adattatore Elan Flex3 SCHIENALE SCOCCA RIGIDA Dahlia - Azalea	<input type="checkbox"/>	€ 25
1629412	Adattatore Elan Flex3 SCHIENALE TENSIONABILE Dahlia - Azalea - Action NG	<input type="checkbox"/>	€ 35

Elan Loxx

## Imbottiture per MatrX Loxx ed Elan

1603253	Imbottitura ellittica 36 x 13 cm fodera standard	<input type="checkbox"/>	€ 155
1603254	Imbottitura ellittica 26 x 13 cm fodera standard	<input type="checkbox"/>	€ 155
1603255	Imbottitura ellittica 16 x 9 cm fodera standard	<input type="checkbox"/>	€ 155
1603292	Imbottitura ellittica 36 x 13 cm fodera antibatterica	<input type="checkbox"/>	€ 160
1603293	Imbottitura ellittica 26 x 13 cm fodera antibatterica	<input type="checkbox"/>	€ 160
1603294	Imbottitura ellittica 16 x 9 cm fodera antibatterica	<input type="checkbox"/>	€ 160
1603290	Imbottitura occipitale 31 x 20 cm fodera standard	<input type="checkbox"/>	€ 155
1603291	Imbottitura occipitale 23 x 18 cm fodera standard	<input type="checkbox"/>	€ 155
1603295	Imbottitura occipitale 31 x 20 cm fodera antibatterica	<input type="checkbox"/>	€ 160
1603296	Imbottitura occipitale 23 x 18 cm fodera antibatterica	<input type="checkbox"/>	€ 160
1626823	Imbottitura a 4 punti fodera standard grande	<input type="checkbox"/>	€ 320
1629822	Imbottitura a 4 punti fodera standard piccola	<input type="checkbox"/>	€ 320
1626824	Imbottitura a 4 punti fodera antibatterica grande	<input type="checkbox"/>	€ 320
1629823	Imbottitura a 4 punti fodera antibatterica piccola	<input type="checkbox"/>	€ 320
1631865	Imbottitura a 4 punti <b>con fascia supporto capo</b> , e fodera con zip standard grande	<input type="checkbox"/>	€ 490
1631863	Imbottitura a 4 punti <b>con fascia supporto capo</b> , e fodera con zip standard piccola	<input type="checkbox"/>	€ 490
1631866	Imbottitura a 4 punti <b>con fascia supporto capo</b> , e fodera con zip antibatterica grande	<input type="checkbox"/>	€ 490
1631864	Imbottitura a 4 punti <b>con fascia supporto capo</b> , e fodera con zip antibatterica piccola	<input type="checkbox"/>	€ 490

Imbottitura ellittica Imbottitura occipitale



## Accessori Elan

1631849	Elemento aggiuntivo per braccetto Elan (+2,5 cm di regolazione in profondità)	<input type="checkbox"/>	€ 350
1631850	<b>Solo fascia supporto capo Elan</b>	<input type="checkbox"/>	€ 150
1632756	Piastra di aggancio Elan per Elite E2	<input type="checkbox"/>	€ 30
1632795	Piastra di aggancio rinforzata Elan per Elite E2	<input type="checkbox"/>	€ 45

## Nuovi accessori Elite E2

1632760	Fascia addominale 4,5" per Elite E2	<input type="checkbox"/>	€ 249
1632761	Fascia addominale 6" per Elite E2	<input type="checkbox"/>	€ 249
1632796	Velcro per fissaggio fascia addominale per tetraplegici	<input type="checkbox"/>	€ 25
1632759	Supporto lombare Elite Elite Deep E2	<input type="checkbox"/>	€ 55
1632757	Piastra di aggancio bretellaggio per il tronco Elite e E2 larghezza da 36 a 38	<input type="checkbox"/>	€ 106
1632758	Piastra di aggancio bretellaggio per il tronco Elite e E2 larghezza 41 e 51	<input type="checkbox"/>	€ 106
<b>vedi tabella</b>	Fodera di protezione elastica e lavabile e2 e E2 DEEP (vedi codici in tabella sotto)	<input type="checkbox"/>	€ 125



supporto lombare

Elite E2			
Larghezza (cm)	Altezza (cm)		
	41	46	51
41	1632625	1632626	1632627
46	1632628	1632629	1632630
51	1632631	1632632	1632633

Elite E2 Deep			
Larghezza (cm)	Altezza (cm)		
	41	46	51
41	1632746	1632747	1632748
46	1632749	1632750	1632751
51	1632752	1632753	1632754



fodera di protezione