

INVACARE TDX SP2 narrow base


Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

num telefono



ARL0000 INVACARE TDX SP2 Narrow Base

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

ARV0000 INVACARE TDX SP2 Narrow Base Costruzione Speciale

Quotazione su richiesta

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

Configurazione di serie

Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità.

Seduta Innovativa **Modulite Telescopica Rigida**

Schienale Posturale **Flex3 tensionabile**

Cuscino posturale **Invacare Matrix Libra**

Comando con **elettronica di ultima generazione Invacare LiNX** programmabile in bluetooth

Luci a LED, fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse

Nuovi motori **Durawatt 10 km/h a 4 poli 340W doppia coppia** & sistema ammortizzazione **Sure Step & Stability Lock**

Batterie da 50 Ah sigillate al GEL

Nuovo caricabatterie OptiCharge 8A

(1) Completa la seduta della carrozzina

<input type="checkbox"/>	ARL2100	Seduta Innovativa Modulite Telescopica	<input type="checkbox"/>	ARL2111	versione Modulite Rigida	◆
(1a) Scegli la lunghezza del profilo per la profondità della seduta						
<input type="checkbox"/>	ARL2129	Profili standard				◆
<input type="checkbox"/>	ARL2130	Profili allungati per profondità seduta 560 mm				€ 60
(1b) Scegli la larghezza seduta (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)						
<input type="checkbox"/>	ARL2121	380 mm. Fino a 330 con braccioli rientranti internamente				○
<input type="checkbox"/>	ARL2122	430 mm				◆
<input type="checkbox"/>	ARL2123	480 mm				○
<input type="checkbox"/>	ARL2124	530 mm				○
(1c) Scegli l'altezza da terra (dalla seduta al pavimento senza cuscino)						
<input type="checkbox"/>	ARL0354	450 mm solo basculamento 20°	○	<input type="checkbox"/>	ARL0364	475 mm
(1d) Scegli la profondità seduta						
<input type="checkbox"/>	ARL2132	410 mm				○
<input type="checkbox"/>	ARL2134	460 mm				◆
<input type="checkbox"/>	ARL2136	510 mm				○
<input type="checkbox"/>	ARL2138	560 mm (solo con cuscino Matrix Flo-tech contour 560mm x 535mm)				○
(1e) Scegliere cuscino seduta (misure in base alla scelta della larghezza del telaio)						
<input type="checkbox"/>	ARL2147	Cuscino posturale Invacare Matrix Libra				◆
<input type="checkbox"/>	ARL2142	Matrix Flo-tech Lite				€ 130
<input type="checkbox"/>	ARL2143	Matrix Flo-tech Contour Visco				○

(2) Movimentazioni e accessori posturali delle sedute

<input type="checkbox"/>	ARL1095	Basculamento elettrico da 0° a 20° versione HD				€ 350
<input type="checkbox"/>	ARL1093	Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità.				◆
<input type="checkbox"/>	ARL1094	Elevazione & Basculamento elettrico da 0° a 30°				€ 1.700
<input type="checkbox"/>	ARL2054	Basculamento attivo di 5°. Anteriorizza l'angolo di 5° per facilitare il trasferimento				€ 200
(2a) Scegli gli accessori posturali per la seduta						
<input type="checkbox"/>	ARL1350	Poggianuca sagomato copertura in Dartex				€ 170
<input type="checkbox"/>	ARL1432	Poggiatesta con supporti parietali in Dartex				€ 240
<input type="checkbox"/>	ARL1427	Poggiatesta con supporti mandibolari in Dartex				€ 240
<input type="checkbox"/>	ARL2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo				€ 360
<input type="checkbox"/>	ARL2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo				€ 360
<input type="checkbox"/>	ARL2327	Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo				€ 460
<input type="checkbox"/>	ARL1445	Pelotte toracali (paio) multiregolabili con supporto prolungato				€ 210

Prezzo al pubblico

€ 6.600



Codici N.T. (configurazione standard):

12.21.27.009
12.24.03.115
12.24.06.163
12.24.06.172
12.24.06.175
18.09.39.021



Leggere sempre le note a fianco



Invacare LiNX è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realttime su smartphone o PC.

Profili da 410 a 510 mm per la versione std e da 510 a 560 mm per la versione allungata



Invacare Matrix Libra grazie alla combinazione tra la base in schiuma e la sacca in fluido a doppio strato permette di ottenere un cuscino che offre ancora più supporto e ancora più comfort.

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura Bodypoint e Invacare Matrix. Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.



Con perno fisso, per peso utente oltre i 136 Kg, altezza minima da terra 450mm. Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 30° con compensazione in lunghezza - Altezza min da terra 475 mm

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Poggiatesta posturale Cod. N.T. 18.09.39.027 Supporti per anca multiregolabili Cod N.T. 18.09.39.139 al paio

INVACARE TDX SP2 narrow base

(2b) Supporto per anca multiregolabile

<input type="checkbox"/>	ARL2184	Sinistra 140 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2186	Sinistra 230 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2188	Sinistra 330 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2185	Destra 140 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2187	Destra 230 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2189	Destra 330 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2164	Supporto maggiorato per anca alto 155mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2165	Supporto maggiorato per anca alto 206mm	○



Poggiatesta posturale
Cod. N.T. 18.09.39.027
Supporti per anca multiregolabili
Cod. N.T. 18.09.39.139 al palo

(3) Scegli il tipo di schienale

<input type="checkbox"/>	ARL2163	480 mm, solo per schienale posturale MatrX	○
<input type="checkbox"/>	ARL2162	540 mm, per schienale posturale Flex 3 e MatrX	◆
<input type="checkbox"/>	ARL1495	Barra tensore per seduta telescopica diam. 22 mm (senza aggancio per poggiatesta)	€ 50
<input type="checkbox"/>	ARL2107	Tubi schienale con manopole	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2179	Schienale posturale Flex 3 tensionabile	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2173	Flex3 con scocca rigida con cuscino schienale Laguna	○
<input type="checkbox"/>	ARL2174	Matrx Posture Back, altezza 400 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2175	Matrx Posture Back, altezza 500 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2176	Matrx Elite E2 Back, altezza 500 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2177	Matrx Elite TR, altezza 500 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2178	Matrx Elite E2 Deep, altezza 500 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	ARL2170	Solo tubi schienale x montaggio di schienali posturali	○

Tubi predisposti con compensazione in lunghezza in reclinazione.
Schienale posturale Matrx TR ideale in abbinamento con reclinazione e basculamento elettrici.

(3a) Altre movimentazioni dello schienale

<input type="checkbox"/>	ARL0975	Meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 3,75°)	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0977	Reclinazione Elettrica 0° - 30°	€ 450

(3b) Scegli il tipo di fodera/rivestimento (non per schienale Matrx)

<input type="checkbox"/>	ARL2151	Tessuto nero Nylon con cuscino in gommapiuma, Bielastico con cuscino ARL2142 e ARL2143	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2152	Dartex nero	○

(3c) Scegli il tipo di bracciolo

<input type="checkbox"/>	ARL2191	Braccioli a "T" estraibili e allargabili +25 mm per lato e in altezza da 290 a 360 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2181	Braccioli a "T" estraibili e allargabili +50 mm in altezza	○
<input type="checkbox"/>	ARL2183	Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	○
<input type="checkbox"/>	ARL2198	Braccioli totalmente imbottiti	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARL2193	Braccioli ribaltabile, regolabile in altezza e angolazione	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARL2192	Braccioli a compensazione regolabili in altezza 230-300 mm	€ 230
<input type="checkbox"/>	ARL2194	Braccioli a compensazione regolabili in altezza 300-360 mm	€ 230

Dettaglio bracciolo a compensazione ed imbottito



La profondità seduta da 410 mm non è disponibile per le imbottiture da 325 mm, 375 mm ed ergonomica

(3d) Scegli l'imbottitura

<input type="checkbox"/>	ARL2195	Imbottitura 325 mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2196	Imbottitura 375 mm. Regolabile in profondità 50 mm	€ 80
<input type="checkbox"/>	ARL2197	Imbottitura ergonomica 397 mm. Regolabile in profondità 50 mm	€ 80
<input type="checkbox"/>	ARL2199	Imbottitura morbida	€ 80

(4) Scegli il tipo di pedane e poggipiedi


(4a) Doppie pedane

<input type="checkbox"/>	ARL0526	Portapedane fisse 80°	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0503	Elevabili meccanicamente da 0° a 65° Vari F senza poggipolpacci	€ 180
<input type="checkbox"/>	ARL0533	Elevabili meccanicamente da 0° a 65° Vari A con poggipolpacci articolati	€ 260
<input type="checkbox"/>	ARL0531	Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggipolpacci articolati	€ 910
<input type="checkbox"/>	ARL0512	Poggipiedi ribaltabili	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0504	Poggipiedi ribaltabili regolabili in inclinazione (flesso-estensione)	€ 60
<input type="checkbox"/>	ARL0513	Poggipiedi ribaltabili regolabili in inclinazione e profondità (articolati)	€ 90

Pedana centrale
Cod. N.T. 18.09.39.033

Poggipiedi ribaltabili non compatibili con pedane elevabili meccanicamente Vari A

Dettaglio pedane centrali



(4b) Pedana centrale

<input type="checkbox"/>	ARL0556	Regolabile manualmente	€ 150
<input type="checkbox"/>	ARL0589	LNx Regolabile elettricamente con compensazione in lunghezza	€ 1.700
<input type="checkbox"/>	ARL0583	Poggipolpacci inclusi	◆

(4c) Poggipiedi per pedana centrale


<input type="checkbox"/>	ARL2365	Poggipiedi reg. in inclinazione e larghezza 127 x 190 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL0559	Poggipiedi reg. in inclinazione e larghezza 140 x 240 mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0516	Poggipiedi reg. in inclinazione e larghezza 150 x 290 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL0517	Poggipiedi unico regolabile in inclinazione 305 x 275 mm	€ 110

(5) Scegli i dettagli, le ruote e gli accessori della tua carrozzina

(5a) Carenature colorate






<input type="checkbox"/>	ARL0228	Wet Black		<input type="checkbox"/>	ARL2607	Rockstar Red	
<input type="checkbox"/>	ARL2601	SpaceStation Silver		<input type="checkbox"/>	ARL2608	Lights Out Black - Matte	
<input type="checkbox"/>	ARL2602	Island Blue		<input type="checkbox"/>	ARL2609	Invacare® Blue	
<input type="checkbox"/>	ARL2603	Grape JellyBean					

INVACARE unique



INVACARE TDX SP2 narrow base

(5b) Inserti cerchi colorati

<input type="checkbox"/>	ARL2620	Wet Black		<input type="checkbox"/>	ARL2617	Rockstar Red	
<input type="checkbox"/>	ARL2611	SpaceStation Silver		<input type="checkbox"/>	ARL2618	Lights Out Black - Matte	
<input type="checkbox"/>	ARL2612	Island Blue		<input type="checkbox"/>	ARL2619	Invacare® Blue	
<input type="checkbox"/>	ARL2613	Grape JellyBean					

Personalizza ulteriormente la tua carrozzina con colori e configurazioni fuori listino grazie ad Invacare UNIQUE.
Per scoprire di più scrivi ad italia@invacare.com

(5c) Ruote e forcelle

<input type="checkbox"/>	ARL2631	Monoforcella con ruote anteriori nere	○
<input type="checkbox"/>	ARL2632	Doppia forcella	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0704	14"x3" Ruote Nere, Pneumatic	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0732	14"x3" Ruote Nere, Puncture protected (sealed), 3.00-8	€ 115
<input type="checkbox"/>	ARL0733	14"x3" Ruote Nere, Inserti in gel	€ 115

Dettaglio sistema DAHL



(5d) Accessori

<input type="checkbox"/>	ARL1493	Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto la carrozzina senza occupante)	◆
<input type="checkbox"/>	ARL1494	Ganci per ancoraggio. Obbligatorio Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARL1329	Cintura di contenimento c/ chiusura a scatto	€ 60
<input type="checkbox"/>	ARL2113	Cintura di contenimento c/ chiusura a scatto montata sui binari seduta Modulite	€ 80
<input type="checkbox"/>	ARL1332	Cintura ad "H"	€ 150
<input type="checkbox"/>	ARL2701	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch	€ 140
<input type="checkbox"/>	ARL2702	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch	€ 140
<input type="checkbox"/>	ARL2703	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARL2704	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARL2705	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARL2706	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARL2128	Ganci portaborse per seduta modulite	€ 60
<input type="checkbox"/>	ARL1312	Portabastone montato a destra	€ 55
<input type="checkbox"/>	ARL1363	Portabastone montato a sinistra	€ 55
<input type="checkbox"/>	ARL1450	Predisposizione telaio per sistema DAHL per guida aiuto con carrozzina elettronica	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARL1404	Vassoio ribaltabile a destra	€ 340
<input type="checkbox"/>	ARL1405	Vassoio ribaltabile a sinistra	€ 340

Telaio **predisposto** per sistema di ancoraggio e trasporto in auto DAHL. Peso max utente 136 Kg!
Attenzione: non è compreso il sistema DAHL composto da 2 piastre (1 da fissare sotto la carrozzina, l'altra da fissare sul pianale dell'auto). Tale sistema **deve essere acquistato e montato presso l'autofornitura autorizzata all'installazione di allestimenti per auto.**

Il sistema DAHL è compatibile con i modelli di auto omologate a questo scopo secondo le direttive Europea CEE-2007-46.
per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet <http://www.dahlengineering.dk>

(6) Scegli Comandi, Elettronica e Motori

(6a) Elettronica di ultima generazione

<input type="checkbox"/>	ARL2204	Comando REM216 Invacare LINX programmabile in bluetooth	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2270	Selettori laterali per REM400	◆
<input type="checkbox"/>	ARL1707	Supporto snodabile a destra	◆
<input type="checkbox"/>	ARL1708	Supporto snodabile a sinistra	○
<input type="checkbox"/>	ARL2227	Montato dietro per accompagnatore a DX	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARL2228	Montato dietro per accompagnatore a SX	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARL2206	Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth	€ 1.500
<input type="checkbox"/>	ARL2209	Montato sul bracciolo DX multiregolabile	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2210	Montato sul bracciolo SX multiregolabile	○
<input type="checkbox"/>	ARL2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARL2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARL2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARL1207	Supporto snodabile a destra	◆
<input type="checkbox"/>	ARL1208	Supporto snodabile a sinistra	○
<input type="checkbox"/>	ARL2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX	€ 950
<input type="checkbox"/>	ARL1221	Supporto montato a DX, sganciabile	◆
<input type="checkbox"/>	ARL1222	Supporto montato a SX, sganciabile	○
<input type="checkbox"/>	ARL2231	Doppio comando compatto CR400	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARL2232	Doppio comando compatto Low Force CR400	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARL2207	Montato sul bracciolo DX multiregolabile	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2208	Montato sul bracciolo SX multiregolabile	○
<input type="checkbox"/>	ARL2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARL2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX	€ 500

(6b) Comandi alternativi WAVE 2 ASL

Comando a MENTO

<input type="checkbox"/>	ARL2229	Comando a mento proporzionale (ASL 138)	◆
<input type="checkbox"/>	ARL1289	Supporto apribile lateralmente a DX, solo con Elan	◆
<input type="checkbox"/>	ARL1288	Supporto apribile lateralmente a SX, solo con Elan	○
<input type="checkbox"/>	ARL1287	Supporto elettrico DX	€ 900
<input type="checkbox"/>	ARL1286	Supporto elettrico SX	€ 900

Comando OCCIPITALE

<input type="checkbox"/>	ARL2230	Comando occipitale ad ultrasuoni ATOM (ASL 104) con alette standard	€ 5.000
<input type="checkbox"/>	ARL2247	Comando occipitale ad ultrasuoni PROTON (ASL 104P) con alette Proton	€ 5.000


TAVOLINO a 4 sensori di prossimità

<input type="checkbox"/>	ARL2257	Tavolino centrale con sensori di prossimità (ASL 106) dim. 360x180	€ 4.100
<input type="checkbox"/>	ARL2275	Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a DX	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2276	Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a SX	○

LINX

LINX

Dettaglio REM400 touch screen



Dettaglio REM400 touch screen con selettori



Comando a mento disponibile solo in combinazione con poggiatesta Elan



Comando Occipitale ATOM



Comando Occipitale PROTOM

INVACARE TDX SP2 narrow base

MINI JOYSTICK

□	ARL2233	Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile	€ 3.400
□	ARL2235	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	◆
□	ARL2236	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○
□	ARL2213	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	€ 500
□	ARL2214	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	€ 500
□	ARL2241	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	€ 550
□	ARL2242	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	€ 550

Comando HD

□	ARL2240	Comando proporzionale HD (ASL 133) con pulsante mode	€ 2.000
□	ARL2235	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	◆
□	ARL2236	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○
□	ARL2213	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	€ 500
□	ARL2214	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	€ 500
□	ARL2241	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	€ 550
□	ARL2242	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	€ 550

□	ARL2251	Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni	€ 500
□	ARL2217	Pulsantiera montata a destra dopo comando	○
□	ARL2218	Pulsantiera montata a sinistra dopo comando	○
□	ARL2227	Pulsantiera montata dietro per accompagnatore a destra	€ 150
□	ARL2228	Pulsantiera montata dietro per accompagnatore a sinistra	€ 150
□	ARL2252	Scatola di derivazione per connessione pulsanti esterni	€ 70
□	ARL2253	Presa USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulite Telescopica)	€ 100

□	ARL2207	Montato a destra	○
□	ARL2208	Montato a sinistra	○
□	ARL1685	Pulsante rotondo rosso	€ 110
□	ARH1686	Pulsante rotondo giallo	€ 110
□	ARL1687	Pulsante rotondo verde	€ 110
□	ARL1690	Pulsante rotondo blu	€ 110

□	ARL2254	Pulsante a uovo nero	€ 110
□	ARL1711	Pulsante Piko rosso	€ 110
□	ARL1712	Pulsante Piko giallo	€ 110
□	ARL1713	Pulsante Piko verde	€ 110
□	ARL1714	Pulsante Piko arancione	€ 110
□	ARL1715	Pulsante Piko blu	€ 110
□	ARL1716	Pulsante Piko nero	€ 110
□	ARL2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	€ 75
□	ARL2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	€ 75
□	ARL2723	Pomello a cupola, PC107A	€ 75
□	ARL2724	Pomello a fungo, PC110A	€ 75

(6e) Motori e Batterie

□	ARL1257	Batterie al Gel da 50Ah	◆
□	ARL1215	G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso	€ 850
□	ARL1282	Nuovi motori Durawatt 6 km/h a 4 poli 340W doppia coppia	○
□	ARL1283	Nuovi motori Durawatt 10 km/h a 4 poli 340W doppia coppia	◆
□	ARL1343	Nuovo caricabatterie OptiCharge 8A	◆
□	ARL1313	Nuovo caricabatterie OptiCharge 10A (Riduce il tempo di carica del 20%)	€ 150
□	ARL1367	Luci al bulbo	○
□	ARL1437	Luci al led	◆



Comando HD (ASL 133)




Comando Mini joystick MEC (ASL 130)



Dettaglio pulsantiera 10 canali



Caricatore USB




Pulsanti esterni

Per scoprire di più sul G-Trac e vederlo in funzione collegati alla nostra pagina ufficiale youtube o al microsite dedicato
<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>



video dedicati

Ampia playlist dedicata alla nuova elettronica Invacare LiNX con tutti i video training



microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato



Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2017 Invacare International Srl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.