

FACILE DA TRASPORTARE

E DA MONTARE!

CONFORME A IEC 60601-2-52



Sintonizzati con Accent!

Oltre ad un elevato livello di sicurezza e funzionalità, il letto **Accent** di Invacare offre un eccezionale rapporto qualità prezzo. Grazie al comprovato livello di comfort e all'elegante design, questo letto si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente.

Il letto **Accent** è la scelta giusta perché perfettamente sintonizzata con i tuoi bisogni.

Risponde ai più elevati standard di sicurezza; è completamente elettrico e, grazie al piano rete appositamente progettato, garantisce il massimo livello di comfort. I pannelli coprimotore in faggio naturale, rendono il letto particolarmente adatto sia all'ambiente domiciliare che alle case di cura.

Trusted Solutions, Passionate People






Affidabile e sicuro

Il letto **Accent** è affidabile e sicuro. E' stato progettato impiegando solo componenti di alta qualità per garantire un elevato livello di funzionalità e resistenza. Come tutti i letti Invacare, il letto e le sponde rispondono agli standard di sicurezza IEC 60601-2-52 per i letti elettrici.

Forze di taglio e frizioni ridotte

Le dimensioni delle differenti sezioni della rete sono state progettate in accordo con le statistiche antropometriche e le raccomandazioni relative alla mappatura delle pressioni antidecubito. Grazie a questa particolare geometria, le comuni forze di taglio e frizione sono ridotte e l'utilizzatore può percepire un maggior comfort quando seduto.

Caratteristiche e opzioni



Sponde Bella

Bella, sponde a due barre in faggio facili da montare (senza utilizzo di attrezzi).



Alzamalati

Alzamalati con cinghia regolabile.



Pulsantiera

Disponibile con o senza blocco delle funzioni.

Dati tecnici

Invacare Accent	Larghezza esterna: 1020 mm Larghezza interna: 900 mm	Lunghezza esterna: 2240 mm Lunghezza interna: 2080 mm	Regolazione in altezza: 400 - 800 mm	Dimensioni delle singole sezioni della rete: 800-230-300-670 mm	0 - 70° Angolo schienale	0 - 24° Angolo alzagambe

Invacare Accent	11° Trendellemburg ¹	64 kg	SWL 180 kg Peso massimo utilizzatore 145 kg
			Componente singolo più pesante: 17 kg

Conforme alla norma per la sicurezza dei letti medici IEC 60601-2-52

1/ La funzione trendellemburg deve essere praticata sotto la supervisione di personale medico.

NB/ Il letto non deve essere utilizzato da persone al di sotto dei 12 anni di età o da pazienti con una corporatura equivalente a quella di una persona di 12 anni o più giovane.

Colori telaio e delle parti in legno



Argento

Faggio

Codici NT: 18.12.10.003+18.12.12.103+ 18.12.27.103+12.30.09.103+24.36.06.103

Nr. Repertorio DM: 1216327/R