

PIEGHEVOLE

LEGGERA



La nuova generazione è arrivata!

Action²_{NG} è entrata a far parte della grande famiglia delle carrozzine manuali **Action**. Sviluppata sulle caratteristiche tecniche e meccaniche della **Action³**, condivide con essa le già affermate doti di sicurezza, comfort e modularità. Il nuovo telaio in alluminio, associato alla compatibilità con alcuni optional delle altre carrozzine **Action**, fa sì che **Action²_{NG}** diventi la carrozzina leggera che ben si adatta alle basilari esigenze di manovrabilità, trasportabilità e semplicità nell'uso.



Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Caratteristiche

Leggerezza e stabilità

Con un peso di circa 15,5 kg, **Invacare Action²_{NG}** soddisfa tutti i requisiti funzionali essenziali richiesti da una carrozzina leggera. Il nuovo tubo della crociera rende più agevole l'apertura/chiusura della carrozzina.

L'utilizzo di componenti montati sulle carrozzine della famiglia **Action** (freni, braccioli, portapedane, ruote, etc.) trasforma questa pieghevole in un prodotto dalla facile ed economica manutenzione.

Qualità e compatibilità assicurate

Stessa tecnologia certificata per la produzione delle carrozzine **Action** e compatibilità con alcuni accessori/optional della **Action³_{NG}** e **Action⁴_{NG}** fanno di **Action²_{NG}** un ausilio versatile, affidabile e allo stesso tempo personalizzabile.



Action²_{NG}
Vista laterale.



Ruote posteriori regolabili
Possibilità di regolare in 2 posizioni l'altezza della ruota posteriore (50 mm).



Poggiapiedi ergonomici
Nuova forma più ergonomica per un migliore appoggio del piede e per evitarne il contatto con le ruote anteriori.

Dati tecnici

Invacare Action²_{NG}	405 / 430 / 455 / 480 mm	425 mm	485 / 510 mm	430 mm	200 - 280 mm	350 - 480 mm	80°	7°
Invacare Action²_{NG}	L + 205 mm	935 mm	820 / 845 mm	310 mm	15,5 kg	125 kg	Crash tested ISO 7176-19* 	

* La carrozzina risponde agli standard ISO e alla ISO 10542 con caratteristiche aggiuntive di sicurezza nel caso di trasporto a bordo di veicoli. L'utente deve comunque sedersi sul sedile dell'auto e allacciare le cinture di sicurezza proprie del veicolo

Per gli Accessori/Optional disponibili consultare la sezione online "**Action²_{NG}, Action³_{NG}, Action⁴_{NG}, Action Junior Principali Optional/Accessori**".

Codici NT (configurazione standard): 12.21.06.039 +

12.24.03.121 + /.115 + 12.24.06.160 + /.172 + 12.24.21.106 + /.109 + codici per aggiuntivi

Nr. Repertorio DM: 222917/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCEBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE **PRODOTTO COMMERCIALIZZATO**

Colore telaio



Grigio perla

Tipo/colore fodera



Nylon/Nero



I colori raffigurati possono differire nelle tonalità da quelli reali.