

Comet[®] Alpine+

CARRER
DE
MARGARIT



Lo scooter che offre il massimo in
termini di potenza, controllo e stabilità



Comet® Alpine + rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di uno scooter potente e dalle eccellenti prestazioni di guida, capace di percorrere indistintamente ogni tipo di terreno. Comfort e sicurezza sono al primo posto e lo sforzo richiesto all'utilizzatore durante la guida viene ridotto al minimo.

Comet Alpine +, parte della famiglia **Comet**, è un modello estremamente potente e affidabile grazie a tutte le dotazioni di sicurezza che contraddistinguono la serie. Anche dal punto di vista estetico lo scooter non delude le aspettative, in quanto offre all'utilizzatore ampie possibilità di personalizzazione.

- Potente e robusto
- Prestazioni di guida straordinarie
- Sicurezza al primo posto

Potente e robusto

Massima maneggevolezza e potenza senza mai trascurare sicurezza e stile. Queste le parole chiave dello scooter **Comet Alpine +**, il top di gamma anche in presenza di terreni scoscesi o pendenze. Grazie ai suoi potenti motori e al sistema di sospensioni di ultima generazione, questo scooter offre il massimo comfort di guida e un controllo assoluto indipendentemente dalle condizioni atmosferiche esterne.

Caratteristiche e opzioni



Sospensione sul sedile

Maggior comfort per il guidatore grazie alla sospensione sul sedile.



Lifter

Regolazione elettronica dell'altezza seduta



Sistema ricarica esterno (off-board)

Il gruppo batteria non è incorporato nello scooter e può essere facilmente rimosso per procedere alla ricarica.

Prestazioni di guida straordinarie

I parafranghi incorporati offrono la massima protezione ai componenti principali dello scooter anche in presenza di condizioni climatiche avverse o se si guida su terreni sconnessi.

Massimo comfort di guida anche ad elevate velocità, stabilità direzionale e riduzione automatica della velocità in curva.

Dati tecnici

Consulta il nostro sito per avere maggiori informazioni e usa il nostro configuratore per conoscere nel dettaglio il tuo scooter.

	Larghezza schienale	Profondità seduta	Altezza seduta da pianale	Altezza schienale	Ingombro laterale	Lunghezza totale	Peso da vuoto	Componente più pesante
Comet Alpine +	 510 mm	 460 mm	 Min. 440 mm Max. 515 mm	 630 mm	 665 mm	 1450 mm	 143 kg	 approx. 63 kg

	Peso max utilizzatore	Capacità batteria	Diametro di sterzata	Altezza max ostacoli superabili	Altezza dal suolo	Pendenza max di sicurezza	Autonomia	Velocità max
Comet Alpine +	 160 kg	 2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	 2750 mm	 100 mm	 100 mm	 10°	 58 km	 10 km/h

	Capacità motore
Comet Alpine +	 650 W / 1800 W ¹

Colore carenatura

Bianco marmo	Blu zaffiro	Verde giada	Beige Luxor	Rame Cristallino
Rosso carminio	Grigio Chromo	Argento Diamante	Blu elettrico	Rosso diaspro

Rivestimento

Nero vinile

1. Picco di potenza

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy

Codici NT (configurazione standard):
12.21.27.009 (*) + 12.24.06.157 + /163 + /169
Nr. Repertorio DM: 100063/R
(* In alternativa, per omogeneità funzionale, a "Carrozzina elettrica per uso esterno"

