

Essential Range

Il materasso ideale per letti ortopedici



Yes, you can.®



Lavorazione trasversale per aumentare il comfort e garantire un valido aiuto nella distribuzione della pressione



Strato superiore in visco per un grande comfort

Essential Care

Il materasso **Essential Care** offre una superficie di supporto di redistribuzione della pressione, pensato per l'ambiente domiciliare e residenziale. Questo modello presenta una superficie lavorata in senso trasversale per una perfetta compatibilità con le reti a movimentazione articolata; questa particolare lavorazione riduce le forze di taglio e frizione e garantisce una migliore traspirazione rispetto alle superfici non lavorate.

- > Lavorazione superiore trasversale
- > Fodera in poliuretano traspirante e impermeabile
- > Cerniera sui tre lati per una facile ispezione e pulizia
- > Ignifugo
- > Altezza 12cm e 15cm
- > Consegnato arrotolato sottovuoto per facilitare il trasporto e lo stivaggio.

Misure ▼	Peso massimo utente ▼	Codice ▼	Densità nominale (kg/m ³) ▼	Fodera lavabile in lavatrice ▼
195 x 88 x 12cm	110kg	1626721	31,4	80°
195 x 88 x 15cm	140kg	1626731	34,7	80°

Essential Visco

Il materasso **Essential Visco** è una superficie di supporto che ridistribuisce la pressione progettato per letti ortopedici con rete regolabile. L'alta densità della schiuma in viscoelastico, si adatta alla forma del corpo, rispondendo ai bisogni dei pazienti a rischio.

- > Strato superiore di schiuma viscoelastica
- > Fodera multielastica, traspirante e impermeabile ai liquidi
- > Cerniera su tre lati per una facile ispezione e pulizia
- > Base in schiuma poliuretanicca per sostenere lo strato superiore in viscoelastico
- > Ignifugo
- > Altezza 12cm e 15cm
- > Consegnato arrotolato sottovuoto per facilitare il trasporto e lo stivaggio.

Misure ▼	Peso massimo utente ▼	Codice ▼	Densità nominale (kg/m ³) ▼	Fodera lavabile in lavatrice ▼
195 x 88 x 12cm	110kg	1626715	Schiuma 31 Visco 48	80°
195 x 88 x 15cm	140kg	1626726	Schiuma 34,7 Visco 52	80°

Per maggior informazioni sul prodotto, vi consigliamo di consultare il nostro sito www.invacare.it

- Un'assistenza infermieristica di base è un elemento chiave nella prevenzione delle piaghe da decubito. Questo materasso può contribuire positivamente all'interno di un piano di prevenzione delle ulcere da pressione. Formazione, valutazione clinica e pianificazione di attività basate sulla vulnerabilità sono fattori fondamentali nella gestione delle ulcere da pressione. Un ampio range di scale per la valutazione possono essere impiegate come metodo formale per stabilire il rischio di sviluppo di piaghe da decubito, e dovrebbero essere usate in combinazione con una valutazione informale (valutazione del personale infermieristico informato).

Questi materassi sono conformi a: EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5
Nr. Repertorio: 1390458/R

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
via Marco Corner, 19
36016 THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®