



Invacare Ambio C426AB

Sedia con una seduta leggermente inclinata per agevolare il paziente quando si deve alzare o abbassare.

- Altezza regolabile
- Sedile e schienale imbottiti



Invacare Extenso D100, D100PLUS, D110, D110PLUS

Pinza prensile utilizzabile in piedi o da seduto. I modelli **D100PLUS** e **D110PLUS** hanno superfici antiscivolo.

- Estremità seghettate per gli oggetti piccoli
- Calamite per gli oggetti metallici


D100, D100PLUS Lunghezza = 800 mm
D110, D110PLUS Lunghezza = 650 mm



Invacare Infilio D102 e D103


Ausilio per infilare calze, reggicalze e collants. Costituito da un calzare in plastica con agganciate due cinghie laterali per agevolare l'operazione.

- Infila calze e infila reggicalze **D102**
- Infila collants **D103**




Invacare Vaso 970742

- Pappagallo uomo In plastica ABS.
- Lavabile in autoclave a 80°C.



Invacare Basseo 970765

- Padella sanitaria con maniglia anatomica.
- In plastica ABS.



Invacare Dune C333

In gel e mousse per offrire una buona ripartizione del peso corporeo.

- Fodera dotata di maniglie per facilitare i trasferimenti.
- Disponibile in tre larghezze diverse: 400 mm, 430 mm, 450 mm.



Caratteristiche tecniche

	C426AB	D100 / D100PLUS	D110 / D110PLUS	D102 / D103	Vaso	Basseo	Dune C333
Codice NT							03.33.03.009
Nr. Repertorio DM		111692/R	111692/R				250204/R
Peso (Kg)	7	0,3	0,2		0,15	0,4	3
Portata max. (Kg)	100					90	100

