


Scegli l'imbracatura Invacare che meglio si adatta alle esigenze del tuo paziente

Tra un ampio range di 12 modelli, 5 taglie e 3 tessuti



◀ Per il tuo sollevatore passivo **Birdie EVO**

Scegli tra le due versioni di imbracature per la verticalizzazione

▶ Per il tuo sollevatore attivo **ISA**

Imbracatura Stand Assist a due punti per un supporto dorsale



Imbracatura Stand Assist di trasferimento a quattro punti per un supporto dorsale e delle gambe

Invacare®
Sollevatori e imbracature



Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy



© 2019 Invacare International GmbH. All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate. Sollevatori - IT - 05/2019

Invacare offre soluzioni a 360°



Scopri **Birdie**[®] **EVO**

Il nuovo sollevatore a pavimento

Funzionalità esclusive per un'esperienza sicura nel trasferimento



◀ **SMARTLOCK**[®]
Semplifica e rende più sicuro il bloccaggio.



◀ **SLOW'R**
Per uno smorzamento dell'oscillazione.



◀ Nuovo terminale del bilancino per un aggancio dell'imbracatura facilitato.

Ulteriori caratteristiche



▶ Maniglione di spinta ergonomico per una gestione del sollevatore facilitata.



▶ Bilancino a forma arcuata per permettere all'assistente di mantenere il contatto visivo con il paziente rispetto tutti i punti di un trasferimento.



▶ Design ergonomico delle gambe della base, con bordi arrotondati, leggermente arcuate, per accogliere meglio il paziente e avvicinarsi più facilmente alle sedie e alle carrozzine elettriche.

3 modelli disponibili



Birdie **EVO COMPACT**

▶ Estremamente compatto per una manovrabilità superiore



Birdie **EVO**

▶ Un nuovo standard nell'ambito del sollevamento delle persone



Birdie **EVO PLUS**

▶ Maggiori funzionalità per un utilizzo istituzionale

Carico di lavoro sicuro ▶ 150kg

▶ 180kg

▶ 180kg

Scopri **ISA**[™]

Il nuovo sollevatore Stand Assist

Un ausilio di trasferimento completamente regolabile ed ergonomico



◀ **Maniglie di presa ergonomiche**
Per un posizionamento delle mani naturale e facilitato.



◀ **Braccio anteriore estensibile**
Per adattare il sollevatore all'altezza, alle condizioni e alle caratteristiche del paziente.



◀ **Appoggio tibiale**
Per un migliore posizionamento degli arti inferiori.

Ulteriori caratteristiche

▶ **Pedana poggiapiedi:** disponibile in tre altezze con blocco fermatallone rimovibile e forma arrotondata per un migliore avvicinamento su WC.

▶ **Maniglione di spinta e leva apertura gambe:** di forma ergonomica per rendere più agevole l'operazione di sollevamento.

▶ **Ganci per l'imbracatura:** sistema di aggancio flessibile e sicuro per una veloce e diretta applicazione dell'imbracatura.

3 modelli disponibili



ISA **COMPACT**

▶ Perfetto per ambienti con spazi limitati



ISA **STANDARD**

▶ Molte opzioni, per una versatilità massima



ISA **XPLUS**

▶ Assistenza superiore, per trasferire pazienti fino a 200 kg

Carico di lavoro sicuro ▶ 140kg

▶ 160kg

▶ 200kg



Per maggiori informazioni, sono disponibili le brochure dedicate sul sito www.invacare.it