

# ISA™

## Invacare Stand Assist



La nuova famiglia di sollevatori attivi Invacare

Compatto | Braccio di sollevamento estensibile TelescoLift |  
Maniglie ergonomiche



# Un passo avanti nei trasferimenti attivi

Il nuovo sollevatore Invacare Stand Assist è stato progettato per persone con capacità motorie limitate, in grado di sostenere il loro peso che necessitano di assistenza durante il trasferimento.

Il nuovo sollevatore attivo Invacare garantisce un grande comfort ed è il prodotto ideale per quegli utilizzatori indipendenti che ricercano una qualche forma di aiuto durante i trasferimenti.

Per l'assistente la facilità di utilizzo è fondamentale ed è per questo che il nuovo sollevatore attivo **ISA** ha una base, un ingombro complessivo e un peso ridotti. Anche la possibilità di smontare il prodotto senza attrezzi è un altro elemento chiave della nuova versione, per una movimentazione senza pensieri.



## Progettato per offrire al paziente e all'assistente la migliore esperienza nel sollevamento

**ISA** è disponibile in diverse versioni e con numerosi accessori per adattare l'ergonomia del sollevatore alle caratteristiche fisiche dell'utilizzatore.

### Funzionalità esclusive per il paziente

- ▶ **Maniglie ergonomiche:** per accogliere la forma della mano e un corretto posizionamento del polso
- ▶ **Braccio anteriore telescopico TelescoLift:** con estensione regolabile per adattarsi a pazienti di statura diversa
- ▶ **Supporto gambe:** regolabile in altezza per un corretto appoggio degli arti inferiori
- ▶ **Pedana poggipiedi rimovibile:** disponibili diverse soluzioni per utenti con un piede fino alla misura 48-eu

### Funzionalità esclusive per l'assistente

- ▶ **Maniglione di spinta:** forma e dimensione progettato considerando l'altezza media dell'assistente, in modo da assicurare un'ottima manovrabilità
- ▶ **Pedale per l'apertura della base:** ampio, in materiale antiscivolo, per una gestione facilitata, con la possibilità di montare una leva manuale per l'apertura delle gambe (optional)



**NUOVE**

**FUNZIONALITÀ  
ESCLUSIVE**

### Braccio di sollevamento estensibile

- ▶ Il sistema **TelescoLift** consente di ottenere fino a 9 differenti profondità del braccio frontale per rispondere alle esigenze di pazienti di statura diversa in modo da garantire la massima flessibilità.

### Maniglie ergonomiche

- ▶ Il design unico si adatta perfettamente alla forma della mano per avere una presa sicura

### Supporto gambe

- ▶ L'imbottitura del supporto gambe è regolabile in sei differenti altezze. Disponibile come optional anche la versione ErgoSupport con regolazione in angolazione, per un comfort ancora maggiore.

### Altre funzionalità esclusive

- ▶ **Pedana poggiapiedi:** disponibile in diverse altezze con blocco talloni rimovibile, e forma arrotondata per l'avvicinamento su WC (optional).
- ▶ **Maniglione di spinta e pedale apertura gambe:** con forma ergonomica per una gestione facilitata del sollevatore.
- ▶ **Ganci per l'imbracatura:** flessibili e sicuri per un'applicazione veloce e unidirezionale dell'imbracatura.
- ▶ **Cintura fermapolpacci:** accessorio imbottito per un comfort extra. Facile da applicare e lavare.
- ▶ **Gambe della base arrotondate:** di forma ergonomica per un avvicinamento facilitato rispetto a sedie e basi WC.



## Quattro caratteristiche e vantaggi chiave



### ◀ **Maniglie ergonomiche** **Semplice e confortevole posizionamento delle mani**

- Forma speciale ad angolo, per garantire una posizione naturale della mano.
- Adeguata larghezza rispetto alle dimensioni delle spalle, per ridurre al minimo ogni sforzo.
- Materiale morbido al tatto per un maggior comfort durante i trasferimenti.



### ◀ **Braccio anteriore estensibile** **BREVETTO DEPOSITATO** **Per adattare il sollevatore all'altezza, alle condizioni e alle caratteristiche del paziente**

- Un solo sollevatore che risponde alle esigenze di sollevamento di diverse persone grazie a 9 differenti posizioni in lunghezza del braccio.
- Dotato di una leva con sistema autobloccante per una regolazione della posizione di sollevamento veloce e sicura.
- La prima posizione consente uno stivaggio molto compatto.



### ◀ **Appoggio tibiale** **BREVETTO DEPOSITATO** **Per un migliore posizionamento degli arti inferiori**

- Regolazione con una sola mano in 6 posizioni, senza attrezzi.
- Morbida imbottitura.
- Speciale versione ErgoSupport, che segue il naturale movimento degli arti inferiori per un comfort ancora maggiore.



### ◀ **Smontabile** **Ideale per il trasporto**

- Il sollevatore **ISA** si smonta facilmente senza l'utilizzo di attrezzi, per un trasporto e uno stivaggio facilitati.

**Guarda tutti i video dedicati sul nostro canale You Tube**



# La famiglia **ISA**

## Una famiglia versatile di sollevatori verticalizzanti per trasferimenti attivi

ISA è disponibile in 3 modelli con differenti portate, dimensioni e accessori, da quella più semplice alla versione più performante sia per l'ambiente domiciliare che istituzionale.



### ISA COMPACT

Ideale dove lo spazio è limitato

Portata (portata di massimo carico) 140kg

Altezza paziente (misura raccomandata)

1400-1800mm

### ISA STANDARD

Tante opzioni per una grande flessibilità

160kg

1500-1900mm

### ISA XPLUS

La scelta appropriata per le case di cura e gli ospedali

200kg

1400-2000mm

E' disponibile un ampio range di configurazioni per rispondere alle esigenze del paziente e assistente, come ad esempio l'apertura meccanica o elettrica, l'appoggiagambe fisso o estraibile, diverse altezze del poggiatesta, e diversi allestimenti elettrici.

### Accessori disponibili:

- ▶ Imbracature a 2 punti o a 4 punti per il supporto degli arti inferiori, disponibili in tutte le taglie
- ▶ Una fascia ferma polpacci per aumentare la stabilità
- ▶ Coperture protettive per le gambe
- ▶ Leva manuale per l'apertura della base
- ▶ Elettronica: batteria extra, caricatore a muro, software











## Dati tecnici ▼

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito [www.invacare.it](http://www.invacare.it)

Tutte le misure sono prese considerando ruote da 100mm, poggiapiedi in posizione intermedia e una persona di 80kg. Nel caso di ruote da 75mm (versione COMPACT), occorre ridurre le misure di 15mm.

Tutte le misure hanno un livello di tolleranza di +3%

						
	Portata di carico massimo ▼	Lunghezza della base ▼	Larghezza della base ▼	Larghezza interna, base chiusa ▼	Larghezza interna, base aperta ▼	Diametro di sterzata ▼
<b>ISA<sup>COMPACT</sup></b>	140 kg	925 mm	535 mm	405 mm	735 mm	1060 mm
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	200 kg	1280 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1430 mm

							
	Peso totale prodotto ▼	Altezza massima (con braccio di sollevamento in posizione min e max) ▼	Range di sollevamento (con braccio di sollevamento in posizione min e max) ▼	Spazio libero sotto base ▼	Altezza della base* ▼	Velocità di sollevamento ▼	Cicli di lavoro (sollevamenti per carica)** ▼
<b>ISA<sup>COMPACT</sup></b>	43 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	52 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82

\* con copri base protettiva +5 mm  
\*\* Con carica della batteria tra 100% e 50%

## Colore telaio ▼



**Grigio chiaro:**  
albero, boma e braccia di sollevamento  
RAL: 7035



**Grigio antracite:**  
base, gambe e maniglione di spinta  
RAL: 7016

Nota: i colori possono differire leggermente da quanto sopra raffigurato

## Certificati ▼



**Codice NT (configurazione standard) 12.36.03.006 + codici ISO per aggiuntivi**

**Nr. Repertorio DM: 1815052/R**

**Tel.: +39 0445 380059**  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy



**Yes, you can.®**