

Küschall®
COMPACT



UNLIMIT YOUR WORLD

Siamo convinti che tu possa conquistare qualsiasi obiettivo se hai la giusta determinazione per raggiungerlo. Küschall Compact è l'alleata perfetta perchè ti garantisce massima versatilità e grande affidabilità.
Entra in un nuovo mondo!

KÜSCHALL COMPACT

La carrozzina pieghevole Küschall Compact è **una vera fuoriclasse**. Sinonimo di massima affidabilità, alta qualità e funzionalità eccezionali, è letteralmente una categoria a sè. L'ampia gamma di configurazioni e personalizzazioni disponibili la rende perfetta per soddisfare le tue esigenze e accompagnare al meglio la tua vita. Grazie al telaio leggero ma solido, inoltre, ti garantisce un'esperienza di guida davvero fluida.

HYDROFORMING

Compatta nel suo DNA, l'Hydroforming sottolinea ed esalta l'identità della nuova Küschall Compact. Il profilo contemporaneo dei nuovi tubi idroformati, infatti, esalta la rigidità di questa carrozzina e ne aumenta la compattezza. Tutto questo con un **peso ridotto di 500 gr.**

TELAIO

■ Telaio dal design totalmente nuovo. La tecnologia dell'idroformatura consente una riduzione del peso di 500 gr

PEDANE APPOGGIAPIEDI

■ Scelta tra pedane fisse o swing away, due opzioni angolo telaio 80° o 70°

APPOGGIAPIEDI

■ I nuovi appoggiapiedi presentano una superficie antiscivolo e riprendono il nuovo design Kuschall



Küschall® COMPACT

SISTEMA DI CHIUSURA

- Grande facilità di chiusura senza il minimo sforzo, ingombro minimo da piegata

CROCIERA

- Grazie al suo design, rappresenta l'ottimale mix tra rigidità, robustezza e leggerezza

SEMPRE DRITTI

- Il nuovo sistema forcella ruota anteriore assicura affidabilità, robustezza e facilità di regolazione

NUOVA FORCELLA RUOTA ANTERIORE

- Nuovo design e cuscinetti integrati per una facile manutenzione

ASPETTI CHIAVE PERSONALIZZA

AFFIDABILITA'

Una rigidità eccezionale che si traduce in una minima dispersione di energia in fase di spinta grazie all'utilizzo di più soluzioni integrate combinate ad una pedana unica. E' necessaria una forza minima per piegare Kuschall Compact: grazie allo speciale telaio che la rende perfetta per utenti con forza ridotta.



FUNZIONALITA' TOTALE

Numerose le possibilità di personalizzare Kuschall Compact, tra cui pedane 80° e 70° e lo schienale abbattibile per una massima compattezza in fase di trasporto.

MASSIMO COMFORT

Altre numerose opzioni disponibili per rispondere alle esigenze di un ampio range di utilizzatori, come ad esempio il telaio addotto per favorire la spinta con il piede e un ottimale posizionamento delle gambe.



PIU' LEGGERA GRAZIE ALL' IDROFORMAZIONE

Il nuovo design del telaio assieme all'impiego di tubi idroformati consentono una riduzione del peso di 500 gr.

1 SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO



Bianco



Grigio



Nero



Rosso



Blu

2 SCEGLI IL DESIGN DEL DECAL



3 SCEGLI IL COLORE DEL DECAL



Rosso



Nero



Grigio chiaro



Oro



Rosso



Blu



Grigio scuro



Nero

DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA

280 – 500 mm
a passi di 20 mm



PROFONDITA' SEDUTA

320 – 500 mm
a passi di 20 mm



LUNGHEZZA GAMBE

200 – 510 mm
a passi di 10 mm



ALTEZZA SCHIENALE

300 – 510 mm
a passi di 15 mm



ANGOLO SCHIENALE

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 370 – 530 mm
Posteriore: 370 – 500 mm
a passi di 10 mm



ANGOLAZIONE TELAIO

70° / 80°
Diritto o addotto



LARGHEZZA TOTALE

Larghezza seduta + 160 mm



LARGHEZZA TOTALE DA PIEGATA

circa 290 mm



LUNGHEZZA TOTALE

70°: circa 870 – 1220 mm
80°: circa 850 – 1200 mm



CAMPANATURA

0° / 3°



PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

circa 10.5 kg (swing away)
circa 9.6 kg (telaio fisso)



PESO TOTALE SENZA RUOTE

circa 7.8 kg (swing away)
circa 6.7 kg (telaio fisso)



PESO MASSIMO UTENTE

130 kg



CRASH TEST

Superato - soddisfa i requisiti
ISO 7176-19



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono ad una seduta di larghezza e profondità pari a 400 mm e alla configurazione più leggera e compatta possibile. Questi dati possono variare al variare della configurazione. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.

K

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62
36016 THIENE (VI)
Italy