

SB[®] 755



Il comfort prima di tutto



Invacare SB 755 è il letto ideale perché unisce al grande comfort per il paziente, funzionalità e facilità di trasporto per l'assistente. Indicato sia per l'ambito istituzionale che domiciliare.

La rete del letto **SB 755** è progettata secondo una particolare geometria tale per cui le forze di frizione nelle zone sensibili sono ridotte in modo significativo, diminuendo il rischio di formazione di piaghe da decubito per il paziente.

Inoltre grazie alla possibilità di allungare la testata e la pediera, questo letto si presta ad essere utilizzato anche da utenti di statura elevata.



CONFORME A IEC 60601-2-52

Design innovativo

SB 755 è la soluzione ideale perché offre massimo comfort e relax al paziente. Alzatesta con compensazione in lunghezza, rete con lunghezza maggiorata, alzacosce e alzagambe regolabili in inclinazione in negativo sono solo alcune delle caratteristiche appositamente studiate per evitare lo scivolamento in avanti del paziente durante la movimentazione e per ridurre le forze di frizione delle zone sensibili dell'osso sacro e dei talloni.

Sicurezza e funzionalità al primo posto

Le sponde del letto **SB755** incontrano le nuove e più stringenti disposizioni in materia di sicurezza, senza per questo compromettere la loro funzionalità e maneggevolezza.

Grazie alla pulsantiera a 5 tasti è possibile portare il paziente in posizione seduta (schienale alzato e poggia piedi in negativo rispetto al piano rete) indipendentemente dalla posizione di partenza.

Caratteristiche e Opzioni



Compensazione in lunghezza dell'alzatesta per un maggior comfort del paziente.



Pannelli rimovibili

Testata e pediera Victoria rimovibili. Consentono l'accesso frontale al letto anche quando le sponde sono innestate.



Nulla è cambiato: è il tuo letto di sempre!

Grazie ai nuovi pannelli Olivia con copertura laterale nel colore rovere chiaro, questo letto è perfetto per la vostra camera!



Base rete allungabile sulla testata e sulla pediera di serie.

Dati tecnici

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.invacare.it

	Larghezza esterna Larghezza interna	Lunghezza esterna Lunghezza interna	Regolazione altezza	Spazio utile	Angolo alzatesta	Angolo alzapiede	Angolazione alzapiedi verso il basso	Angolo poggagambe
SB 755	900 mm 1010 mm	2000mm 2130mm Materasso: 2000mm	350-820 mm Altezza totale: 1600-2070mm	170 mm	0 - 73°	0 - 28°	0 - 16°	0 - 18°

	Angolazione	Peso massimo utente	Componente più pesante
SB 755	sotto il telaio: 25° sopra il telaio: 14°	SWL 235 kg 200 kg	25 kg



Colori

Grigio alluminio	Rovere chiaro	Faggio	Ciliegio

Conforme alla norma per la sicurezza dei letti medici IEC 60601-2-52

NB:

Il letto non deve essere utilizzato da utenti sotto i 12 anni di età, o da utenti con dimensioni del corpo equivalenti o inferiori ai 12 anni.

Codici NT (configurazione standard): 18.12.10.003+18.12.12.103 + 24.36.06.103 + codici ISO aggiuntivi
Nr.Repertorio DM: 368979/R
CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy

