

AVIVA RX 20 OUTDOOR

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____

indirizzo _____

email _____

num telefono _____



Codici N.T. (configurazione standard):

Prezzo al pubblico

€ 4.800

12.21.27.009
12.24.03.115
12.24.06.163
12.24.06.172
12.24.06.175

18.09.39.103 + aggiuntivi

Nr. Rep. DM: 1940577/R

- JBB0000 AVIVA RX20 OUTDOOR Portata MAX 136 Kg, motori 4 poli di serie

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

- JBX1300 AVIVA RX20 Costruzione Speciale

Quotazione su richiesta



Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

Configurazione di serie

Seduta Modulite fissa

Basculamento elettrico 20°

Braccioli a T regolabili in altezza ed estraibili

Pedane 80° separate e poggiapiedi con cinturino

Comando con elettronica di ultima generazione Invacare LiNX programmabile in bluetooth

SOSPENSIONI indipendenti e regolabili CTC - Control Traction Comfort

Ruote anteriori da 9"

Ruote motrici da 14"

Motori 4 poli da 10 Km/h

Batterie da 60 Ah sigillate al GEL e caricabatteria OptiCharge da 8Ah

Portata 136 Kg

Ingombro da 560 mm

Larghezza telaio

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> JBB2810 | Base stretta 560 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> JBB2830 | Base larga 635 mm (con monoforcella, JBB2631) | € 250 |

TIPO SEDUTA

PUNTO 1- Seduta Modulite fissa (per la seduta telescopica saltare direttamente al punto 2)

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> JBB2105 | Seduta modulite standard | ◆ |
|----------------------------------|--------------------------|---|

Larghezza seduta Modulite Fissa

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> JBB2121 | 380 mm allargabile + 50mm con braccioli | ○ |
| <input type="checkbox"/> JBB2122 | 430 mm allargabile + 50mm con braccioli | ◆ |

Scegli profondità seduta pre-impostata di fabbrica a ...

- | | | |
|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> JBB2132 | 410 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> JBB2134 | 460 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> JBB2136 | 510 mm | ○ |

Completa la seduta con cuscini e schienali

- | | | |
|----------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> JBB2141 | Cuscino standard | € 50 |
| <input type="checkbox"/> JBB2142 | Matrx Flo-tech Lite | € 130 |
| <input type="checkbox"/> JBB2143 | Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg) | € 100 |
| <input type="checkbox"/> JBB2147 | Matrx Libra | € 629 |
| <input type="checkbox"/> JBB2144 | Matrx Vi | € 629 |
| <input type="checkbox"/> JBB2140 | senza cuscino | ◆ |

Scegli i tubi dello schienale per Modulite Fissa

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> JBB2161 | Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione | ◆ |
| <input type="checkbox"/> JBB2171 | Schienale Tensionabile | ◆ |
| <input type="checkbox"/> JBB2174 | Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh | € 807 |
| <input type="checkbox"/> JBB2175 | Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh | € 807 |
| <input type="checkbox"/> JBB2176 | Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh | € 807 |
| <input type="checkbox"/> JBB2177 | Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh | € 807 |
| <input type="checkbox"/> JBB2178 | Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh | € 850 |
| <input type="checkbox"/> JBB2170 | Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali | ○ |

Leggere sempre le note a fianco



LiNX

Invacare LiNX è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC.

Base Fissa regolabile da 440 a 480 mm tramite allargamento dei braccioli. Regolabile in profondità da 410 a 510 mm. Base telescopica con larghezza regolabile a 330/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli regolabile in profondità da 410 a 510 mm. Con braccioli rientranti la larghezza seduta per la modulite telescopica può essere ridotta fino a un minimo di 330. Profondità seduta regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta. Matrx Flo-tech Lite fino a 100kg peso utente Matrx Contour fino a 191Kg peso utente.



AVIVA RX 20 OUTDOOR

Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matrix		
<input type="checkbox"/>	JBB2151 Tessuto nero in Nylon	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2155 Tessuto nero Spacer (solo matrix e Laguna)	○
Scegli il tipo di bracciolo		
<input type="checkbox"/>	JBB2191 Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 245 a 315 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2181 Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 295 a 365 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBB2198 Braccioli totalmente imbottiti	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBB2183 Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	○
Scegli il tipo di imbottitura		
<input type="checkbox"/>	JBB2195 Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2196 Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBB2197 Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBB2199 Imbottitura morbida	€ 70
Supporto per anca DX		
<input type="checkbox"/>	JBB2184 Supporto per anca 140 x 100	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBB2186 Supporto per anca 230 x 100	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBB2188 Supporto per anca 330 x 100	€ 200
Supporto per anca SX		
<input type="checkbox"/>	JBB2185 Supporto per anca 140 x 100	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBB2187 Supporto per anca 230 x 100	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBB2189 Supporto per anca 330 x 100	€ 200
Prolunga supporto per anca		
<input type="checkbox"/>	JBB2164 Standard altezza 155 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBB2165 Standard altezza 206 mm	○
Poggiatesta		
<input type="checkbox"/>	JBB1350 Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione	€ 165
<input type="checkbox"/>	JBB1432 Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	JBB1427 Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	JBB2324 Poggiatesta Elan 255 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	JBB2325 Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	JBB2327 Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo	€ 460
<input type="checkbox"/>	JBB1496 Solo aggancio per poggiatesta su schienale Flex3 rigido	€ 30
<input type="checkbox"/>	JBB1495 Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diametro 22	€ 30
Basculamento		
<input type="checkbox"/>	JBB1091 Meccanico da 0° a 15°	○
<input type="checkbox"/>	JBB1092 Basculamento elettrico da 0° a 20°	◆
Altezze seduta senza cuscino e a 0°		
<input type="checkbox"/>	JBB2857 435 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2858 460 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBB2859 485 mm	○
TIPO SEDUTA		
SE COMPILATO PUNTO 1 (MODULITE FISSA), PASSARE DIRETTAMENTE AL PUNTO 3		
PUNTO 2- Seduta Modulite Telescopica		
<input type="checkbox"/>	JBB2111 Base rigida telescopica	€ 220
Scegli larghezza seduta Modulite telescopica pre-impostata di fabbrica a...		
<input type="checkbox"/>	JBB2121 380 mm + 50 mm con braccioli	○
<input type="checkbox"/>	JBB2122 430 mm + 50 mm con braccioli	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2123 480 mm + 50 mm con braccioli	○
<input type="checkbox"/>	JBB2124 530 mm + 50 mm con braccioli	○
Allargamento giunti tubi schienale		
<input type="checkbox"/>	JBB2106 Allargamento tubi schienale + 25,4 mm per lato	€ 50
Profondità seduta pre-impostata di fabbrica a ...		
<input type="checkbox"/>	JBB2132 410 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBB2134 460 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2136 510 mm	○
Completa la seduta con cuscini e schienali		
<input type="checkbox"/>	JBB2142 Matrix Flo-tech Lite	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBB2143 Matrix Flo-tech Contour Visco	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBB2147 Matrix Libra	€ 629
<input type="checkbox"/>	JBB2144 Matrix Vi	€ 629
<input type="checkbox"/>	JBB2140 senza cuscino	◆

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Cover in Dartex.

Barra tensore schienale senza aggancio poggiatesta.

Poggiatesta posturale Elan
Cod. N.T. 18.09039.027
Supporti per anca multiregolabili
Cod. N.T. 18.09.39.139 al paio



E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura Bodypoint e Invacare Matrix. Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.

AVIVA RX 20 OUTDOOR

Tubi dello schienale per Modulite telescopica			
<input type="checkbox"/>	JBB2163	Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione	○
<input type="checkbox"/>	JBB2162	Tubi schienale lunghi 540 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione per Flex3 e Matrix	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2108	Senza manopole	○
Tipo di schienale			
<input type="checkbox"/>	JBB2171	Schiena Tensionabile	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2179	Schiena Flex3 tensionabile senza cuscino	€ 250
<input type="checkbox"/>	JBB2172	Schiena Flex3 scocca rigida senza cuscino	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBB2173	Schiena Flex3 scocca rigida con cuscino Laguna	€ 250
<input type="checkbox"/>	JBB2174	Matrix Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBB2175	Matrix Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBB2176	Matrix Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBB2177	Matrix Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBB2178	Matrix Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 850
<input type="checkbox"/>	JBB2170	Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali	○
Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matrix			
<input type="checkbox"/>	JBB2151	Tessuto nero	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2152	Dartex nero	○
<input type="checkbox"/>	JBB2155	Tessuto nero Spacer (solo matrix e Laguna)	○
Scegli il tipo di bracciolo			
<input type="checkbox"/>	JBB2191	Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 245 a 315 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2181	Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 295 a 365 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBB2198	Braccioli totalmente imbottiti	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBB2183	Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	○
<input type="checkbox"/>	JBB2193	Braccioli FlipUp ribaltabili regolabili in altezza e angolazione	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBB2192	Braccioli a compensazione regolabili in altezza da 230 a 300 mm	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBB2194	Braccioli a compensazione regolabili in altezza da 300 a 360 mm	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBB2190	Senza braccioli	○
Scegli il tipo di imbottitura			
<input type="checkbox"/>	JBB2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBB2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBB2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBB2199	Imbottitura morbida	€ 70
Poggiatesta			
<input type="checkbox"/>	JBB1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione	€ 165
<input type="checkbox"/>	JBB1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	JBB1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	JBB2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	JBB2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	JBB2327	Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo	€ 460
<input type="checkbox"/>	JBB1495	Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diametro 22	€ 30
Pelotte toracali			
<input type="checkbox"/>	JBB1445	Pelotte toracali (paio) multiregolabili in profondità, altezza, inclinazione rivestite in Dartex	€ 210
Basculamento modulite telescopica			
<input type="checkbox"/>	JBB1091	Basculamento meccanico 0° - 15°	○
<input type="checkbox"/>	JBB1092	Basculamento elettrico da 0° a 20°	◆
<input type="checkbox"/>	JBB1093	Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità	€ 650
<input type="checkbox"/>	JBB1094	Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 30° con compensazione	€ 1.700
Altezze seduta			
<input type="checkbox"/>	JBB0337	435mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBB0331	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBB0339	485 mm	○
PUNTO 3 - Da completare dopo aver compilato il PUNTO 1 o PUNTO 2			
Reclinazione schienale			
<input type="checkbox"/>	JBB0975	Reclinazione schienale meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 3,75°)	◆
<input type="checkbox"/>	JBB0977	Reclinazione schienale elettrica da 0° a 30°	€ 450
Portapedana unica centrale			
<input type="checkbox"/>	JBB0556	Portapedana unico centrale regolabile in inclinazione lung. 280 - 385 mm	€ 450
<input type="checkbox"/>	JBB0559	Poggia piedi articolato per portapedana unico centrale (140 x 240 mm)	◆
Portapedana doppia			
<input type="checkbox"/>	JBB0526	Pedane ad angolo fisso a 80° 350-450 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBB0503	Elevabili mecc. con chiave da 70° a 0° Vari F senza poggia polpacci 290-460 mm	€ 185
<input type="checkbox"/>	JBB0533	Elevabili mecc. con pomello da 70° a 0° Vari A con poggia polpacci 290 - 460 mm	€ 185
<input type="checkbox"/>	JBB0531	Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggia polpacci articolati 290- 460 mm	€ 950



Lo schienale Flex3 è allargabile in maniera 15x45x18-0154 indipendente rispetto alla seduta. Per scoprire di più sul nostro schienale posturale Flex3 rigido o tensionabile collegati al sito dedicato <http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>

Codice di rimborso consigliato **18.09.39.018** per schienale Flex3 in combinazione con cuscino Matrix

Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in maniera indipendente sulle guide laterali. Regolazioni in altezza dei braccioli misurate dalla base della seduta, senza cuscino.

I braccioli a T rientranti permettono di arrivare ad una larghezza seduta pediatrica di soli 33 cm

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Cover in Dartex.

Barra tensore schienale senza aggancio poggiatesta.

Poggiatesta posturale Elan
Cod N.T. 18.09039.027
Supporti per anca multiregolabili

Con l'elevazione della seduta sono obbligatorie le batterie da 60 AH

Portapedana unico centrale solo con modulite telescopica. A seconda della configurazione potrebbe andare in conflitto con gli accessori della seduta, i braccioli, ruote anteriori etc

Accertarsi sempre con il personale Invacare della compatibilità.

AVIVA RX 20 OUTDOOR


Poggiapiedi			
□	JBB0512	Poggiapiedi ribaltabili regolabili in altezza	◆
□	JBB0504	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in altezza ed inclinazione (flesso-estensione)	€ 60
□	JBB0513	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in altezza, inclinazione e profondità (articolati)	€ 85
Elettronica Linx, comando per utente			LINX
□	JBB2204	Comando REM216 = 3 profili di guida + fino a 6 ATTUATORI + luci e frecce	◆
□	JBB2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth	€ 900
□	JBB2206	Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth	€ 1.500
□	JBB2270	Selettori laterali per REM400	€ 250
□	JBB1707	Supporto snodabile a DX	◆
□	JBB1708	Supporto snodabile a SX	○
□	JBB2209	Montato sul bracciolo DX multiregolabile (solo REM500)	€ 50
□	JBB2210	Montato sul bracciolo SX multiregolabile (solo REM500)	€ 50
□	JBB2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX	€ 500
□	JBB2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX	€ 500
□	JBB2227	Montato dietro per accompagnatore a DX	€ 150
□	JBB2228	Montato dietro per accompagnatore a SX	€ 150
Comando per accompagnatore			
□	JBB2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro	€ 500
□	JBB2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX	€ 950
□	JBB2259	Per accompagnatore a DX	◆
□	JBB1208	Per accompagnatore a SX	○
□	JBB1221	Supporto montato a DX, sganciabile solo per comando intuitivo	€ 50
□	JBB1222	Supporto montato a SX, sganciabile solo per comando intuitivo	€ 50
Doppio comando			
□	JBB2231	Doppio comando compatto CR400	€ 500
□	JBB2232	Doppio comando compatto Low Force CR400	€ 600
□	JBB2207	Montato sul bracciolo DX multiregolabile	◆
□	JBB2208	Montato sul bracciolo SX multiregolabile	○
□	JBB2265	Montato centralmente, ribaltabile a DX	€ 500
□	JBB2266	Montato centralmente, ribaltabile a SX	€ 500
Comando a mento			
□	JBB2229	Comando a mento proporzionale (ASL 138)	€ 3.400
□	JBB1289	Supporto apribile lateralmente a DX solo con poggiatesta Elan	◆
□	JBB1288	Supporto apribile lateralmente a SX solo con poggiatesta Elan	○
□	JBB1287	Supporto elettrico DX	€ 950
□	JBB1286	Supporto elettrico SX	€ 950
Mini joystick			
□	JBB2233	Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile	€ 3.400
□	JBB2285	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	○
□	JBB2286	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○
□	JBB2283	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	€ 500
□	JBB2284	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	€ 500
□	JBB2287	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	€ 550
□	JBB2288	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	€ 550
Tastiera a 10 pulsanti			
□	JBB2251	Tastiera a 10 pulsanti per gestione diretta degli attuatori	€ 500
□	JBB2217	Montato a destra sul comando	○
□	JBB2218	Montato a sinistra sul comando	○
□	JBB2291	Montato a destra dietro per accompagnatore	€ 150
□	JBB2292	Montato a sinistra dietro per accompagnatore	€ 150
□	JBB2225	senza montaggio	○
Presca USB			
□	JBB2253	Presca USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulite Telescopica)	€ 110
□	JBB2207	Montato a destra	○
□	JBB2208	Montato a sinistra	○



Dettaglio comando touch screen REM400 con selettori laterali



AVIVA RX 20 OUTDOOR

Modulo di interfaccia					
<input type="checkbox"/>	JBB2273	IN200 Modulo di interfaccia per pulsante esterno on/off + control inputs via DB9 € 250			
Pulsanti bubby buttons					
<input type="checkbox"/>	JBB1685	Pulsante rotondo rosso € 110			
<input type="checkbox"/>	JBB1686	Pulsante rotondo giallo € 110			
<input type="checkbox"/>	JBB1687	Pulsante rotondo verde € 110			
<input type="checkbox"/>	JBB1690	Pulsante rotondo blu € 110			
Pulsante a uovo					
<input type="checkbox"/>	JBB2254	Pulsante a uovo nero € 110			
Pulsanti piko					
<input type="checkbox"/>	JBB1711	Pulsante Piko rosso € 110			
<input type="checkbox"/>	JBB1712	Pulsante Piko giallo € 110			
<input type="checkbox"/>	JBB1713	Pulsante Piko verde € 110			
<input type="checkbox"/>	JBB1714	Pulsante Piko arancione € 110			
<input type="checkbox"/>	JBB1715	Pulsante Piko blu € 110			
<input type="checkbox"/>	JBB1716	Pulsante Piko nero € 110			
Pomelli bodypoint per comando					
<input type="checkbox"/>	JBB2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A € 75			
<input type="checkbox"/>	JBB2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A € 75			
<input type="checkbox"/>	JBB2723	Pomello a cupola, PC107A € 75			
<input type="checkbox"/>	JBB2724	Pomello a fungo, PC110A € 75			
Scegli il colore delle carene					
<input type="checkbox"/>	JBB2871	Nero antracite	<input type="checkbox"/>	JBB2874	Blu mercurio
<input type="checkbox"/>	JBB2872	Argento	<input type="checkbox"/>	JBB2875	Viola mezzanotte
<input type="checkbox"/>	JBB2873	Rosso bengala	<input type="checkbox"/>	JBX0299	Colore speciale
Scegli il colore dei cerchi					
<input type="checkbox"/>	JBB2882	Nero antracite	<input type="checkbox"/>	JBB2885	Blu mercurio
<input type="checkbox"/>	JBB2883	Argento	<input type="checkbox"/>	JBB2886	Viola mezzanotte
<input type="checkbox"/>	JBB2884	Rosso bengala	<input type="checkbox"/>	JBX0287	Colore speciale
Forcelle					
<input type="checkbox"/>	JBB2631	Monoforcella € 90			
<input type="checkbox"/>	JBB2632	Doppia forcella ○			
Ruote anteriori nere					
<input type="checkbox"/>	JBB0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) pneumatica ◆			
<input type="checkbox"/>	JBB0836	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) piena € 90			
<input type="checkbox"/>	JBB0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) antiforatura con GEL € 90			
Bloccaggio ruote anteriori					
<input type="checkbox"/>	JBB1490	Bloccaggio ruote anteriori € 150			
Ruote posteriori nere					
<input type="checkbox"/>	JBB0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumatiche ◆			
<input type="checkbox"/>	JBB0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), piene € 90			
<input type="checkbox"/>	JBB0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), antiforatura con GEL € 90			
Freni ruote posteriori					
<input type="checkbox"/>	JBB1206	Freni manuali ruote posteriori € 80			
Sospensioni CTC - Control Traction Comfort					
<input type="checkbox"/>	JBB2870	Sospensioni CTC ◆			
Sospensioni CTC - Control Traction Comfort					
<input type="checkbox"/>	JBB1910	Sospensioni CTC Morbide fino a 70 Kg ◆			
<input type="checkbox"/>	JBB1912	Sospensioni CTC Medie fino a 90 Kg ○			
<input type="checkbox"/>	JBB1911	Sospensioni CTC Rigide fino a 110 Kg ○			
<input type="checkbox"/>	JBB1915	Sospensioni CTC Dure fino a 136 Kg ○			
Motori					
<input type="checkbox"/>	JBB1282	Motori 4 poli 6 km/h ○			
<input type="checkbox"/>	JBB1283	Motori 4 poli 10 km/h ◆			
Batterie					
<input type="checkbox"/>	JBB1259	Batterie da 60 Ah sigillate al GEL ◆			
<input type="checkbox"/>	JBB1260	Batterie da 73,5 Ah sigillate al GEL € 250			
G-trac					
<input type="checkbox"/>	JBB1215	G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso  € 800			
<input type="checkbox"/>	JBB1343	Caricabatterie OptiCharge da 8A (IP44) ◆			
<input type="checkbox"/>	JBB1313	Caricabatterie OptiCharge da 10A (IP44) - tempo di ricarica 20% inferiore € 150			
Antiribaltamento					
<input type="checkbox"/>	JBB1205	Antiribaltamento ◆			
Luci					
<input type="checkbox"/>	JBB1437	Luci al LED (30 LUX) ◆			
<input type="checkbox"/>	JBB2837	Luci al LED Extra Bright (60 LUX) € 200			



Bloccaggio ruota non compatibile con parafrangente

Il tipo di batterie NON incide sulle dimensioni della carrozina

Luci Extra Bright 4 volte più potenti delle normali

AVIVA RX 20 OUTDOOR

Accessori

<input type="checkbox"/>	JBB1244	Salicordoli	€ 190
<input type="checkbox"/>	JBB1450	Preparazione per la Docking station	€ 190
<input type="checkbox"/>	JBB1493	Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto senza occupante)	◆
<input type="checkbox"/>	JBB1494	4 Ganci ancoraggio trasporto persona. Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBB1401	6 Ganci ancoraggio trasporto persona con Lifter Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 250
<input type="checkbox"/>	JBB1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata sullo schienale	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBB2113	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, elastica e fissata sulle guide laterali della seduta	€ 85
<input type="checkbox"/>	JBB2701	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch	€ 150
<input type="checkbox"/>	JBB2702	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch	€ 150
<input type="checkbox"/>	JBB2703	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBB2704	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBB2705	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBB2706	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBB1415	Specchietto retrovisore DX	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBB1339	Specchietto retrovisore SX	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBF2128	Ganci portatutto per seduta Modulite	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBB1312	Porta bastone montato a destra montato sul lato opposto con doppio comando	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBB1363	Porta bastone montato a sinistra montato sul lato opposto con doppio comando	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBB1416	Parafanghi neri per ruote anteriori	€ 65
<input type="checkbox"/>	JBB1417	Parafanghi neri per ruote posteriori	€ 65
<input type="checkbox"/>	JBB1404	Vassoio ribaltabile a destra	€ 340
<input type="checkbox"/>	JBB1405	Vassoio ribaltabile a sinistra	€ 340



microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato

<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2017 Invacare International Sàrl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.