

# INVACARE Rea Clematis PRO Stock

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



Codifica consigliata in configurazione standard

18.09.21.006 (n.c. 2017)  
18.09.18.012  
18.09.18.202  
18.09.18.205  
18.09.18.220

Nr. Rep. DM:1979747/R

INVACARE REA CLEMATIS PRO Stock

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

€ 1.590

PORTATA MASSIMA 135 KG

## AUTOSPINTA - RUOTE POSTERIORI NERE PIENE DA 24"

- DV1661553 Nuova Clematis Pro larghezza seduta 390 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○
- DV1661554 Nuova Clematis Pro larghezza seduta 440 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○
- DV1661555 Nuova Clematis Pro larghezza seduta 490 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○

## DA TRANSITO - RUOTE POSTERIORI NERE PIENE DA 12"

- DV1662443 Nuova Clematis Pro larghezza seduta 390 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○
- DV1662536 Nuova Clematis Pro larghezza seduta 440 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○
- DV1662537 Nuova Clematis Pro larghezza seduta 490 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○

## CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio fisso ◆
- Profondità seduta da 420 mm a 480mm, regolabile di 60 mm ◆
- Altezza seduta da terra 450 mm (escluso cuscino) ◆
- Cuscino sedile sagomato Flow-Shape, rivestito in Dartex nero ◆
- Dimensioni cuscino sedile: 405 x 530 mm (L390 mm) - 455 x 530 mm (L440 mm) - 505 x 530 mm (L450 mm) ◆
- Tela schienale "Comfort", rimuovibile e regolabile in altezza in continuo ◆
- Nuovo cuscino schienale Laguna2, sagomato, simuovibile, rivestito in Dartex nero ◆
- Manopole di spinta separate, regolabili in altezza ◆
- Basculamento seduta (25°, da -1° a +24°) e inclinazione schienale (30°) reg.li pneumaticamente ◆
- Portapedane elevabili con poggia polpaccio multiregolabile e proteggi ginocchia imbottiti ◆
- Poggiapiedi articolati (regolabili in altezza, profondità ed inclinazione con striscia ferma t) ◆
- Braccioli imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e profondità ◆
- Distanziali per estensione larghezza seduta + 10 mm per parte ( già montati) ◆
- Poggianuca rivestito in Dartex, regolabile in larghezza, altezza, profondità ed inclinazione ◆
- Colore telaio CHAMPAGNE ◆
- Ruote anteriori piene 200x30 NERE ◆
- Antiribaltamento (dx e sx) dinamico pieghevole internamente ◆

## ACCESSORI (forniti separatamente)

- AP1663114 Cuneo divaricatore reg.le in altezza € 105
- AP1552651 Pelotta toracale SX reg.le in altezza e profondità € 95
- AP1552652 Pelotta toracale DX reg.le in altezza e profondità € 95
- AP1648803 Bracciolo per emiplegico sx € 115
- AP1648804 Bracciolo per emiplegico dx € 115
- AP1570748 Vassoio regolabile 390 mm con kit di montaggio + Blocco AP1572460 € 185
- AP1570749 Vassoio regolabile 440 mm con kit di montaggio + Blocco AP1572460 € 185
- AP1570775 Vassoio regolabile 490 mm con kit di montaggio + Blocco AP1572460 € 205
- AP1572460 Dispositivo di blocco per vassoio € 25
- AP1440897 Asta portaflebo € 90
- AP1667779 Imbottiture per spondine laterali (paio) € 100

Leggere sempre le note a fianco

