

Küschall®
THE KSL®



UNLIMIT YOUR WORLD

Siamo convinti che tu possa conquistare qualsiasi obiettivo se hai la giusta determinazione per raggiungerlo. THE KSL® ti permette di dar libero sfogo al tuo potenziale e massima espressione al tuo stile. Scopri l'eccellenza. **Entra in un nuovo mondo.**

THE KSL®

THE KSL® è pura eleganza. Il design pulito e minimalista che la caratterizza si accompagna al fascino della qualità, frutto della decennale esperienza Küschall. Progettata per l'utente esperto, THE KSL® è realizzata su misura e completamente personalizzabile: la vera superleggera che diventa chiara espressione della tua personalità.

HYDROFORMING

Grazie al telaio idroformato completamente saldato che ne esalta al contempo leggerezza e rigidità, la nuova THE KSL® garantisce una guida piacevole e senza sforzo ovunque tu voglia andare.

TELAIO IDROFORMATO

■ Maggiore rigidità, minore dispersione di forza nella spinta. Nella zona in prossimità del ginocchio, il telaio è ergonomico per favorire il riposizionamento in carrozzina.

FRENO LIGHT ACTIVE

■ Il nuovo freno in alluminio dal design minimalista, disegnato seguendo le linee tese e sofisticate del nuovo telaio, guadagna un terzo di leggerezza in più rispetto gli altri modelli di freni.

ASSE IN CARBONIO

■ Per leggerezza, robustezza ed estetica senza paragoni.

POGGIAPIEDI IN TITANIO

■ THE KSL® può essere personalizzata con poggiatesta in titanio per un'ulteriore riduzione di peso.



Küschall® THE KSL®

TELAIO SALDATO

- Il telaio saldato combina estetica e performance di guida. Con un peso senza ruote di 4,3 kg, THE KSL® è la superleggera Küschall più leggera di sempre.

CORRIMANO CARBOLIFE

- Il corrimano Carbolife ti permette di avere maggiore controllo della carrozzina perchè consente una presa senza sforzo che non affatica il polso.


NUOVA FORCELLA RUOTE ANTERIORI

- Nuovo design della forcella ruote anteriori con cuscinetti integrati per una migliore performance e una manutenzione facilitata.

ASPETTI CHIAVE

SU MISURA

Precisione, abilità artigianale e alti standard qualitativi sono ingredienti fondamentali per qualsiasi prodotto su misura. L'unicità di Kuschall THE KSL® è il risultato di tutto questo e di una geometria potente, ma sofisticata che si fonde nelle linee della carrozzina.



SOFISTICATA LEGGEREZZA

Dal telaio anteriore, al supporto posteriore fino al design della forcella: le linee della nuova Kuschall THE KSL® sono l'espressione di un unico linguaggio. Ne risulta una carrozzina di carattere, frutto di una progettazione intelligente, che unisce tradizione e modernità.

ATTENZIONE AI DETTAGLI

Sono i dettagli a fare la differenza. Abbiamo riprogettato il poggiatesta, elemento fondamentale per un giusto posizionamento quando seduti, seguendo la forte geometria e il fascino dinamico che caratterizzano THE KSL®.



TELAIO IDRO- FORMATO

Scegliere l'hydroforming anche per Kuschall THE KSL® era semplicemente la scelta ideale. Questa tecnologia si fonde perfettamente con il design della carrozzina e ne esalta le linee essenziali, agili, ma sofisticate. Con Kuschall THE KSL®, il design si apre al futuro.

PERSONALIZZA

1 SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO



Bianco



Grigio



Nero



Rosso



Blu

2 SCEGLI IL DESIGN DEL DECAL



3 SCEGLI IL COLORE DEL DECAL



Rosso



Nero



Grigio
chiaro



Oro



Rosso



Blu



Grigio
scuro



Nero

DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA

340 – 440 mm
a passi di 20 mm



PROFONDITA' SEDUTA

385 – 485 mm
a passi di 25 mm



LUNGHEZZA GAMBE

350 – 500 mm
a passi di 10 mm



ALTEZZA SCHIENALE

270 – 420 mm
a passi di 15 mm



ANGOLO SCHIENALE

74° / 78° / 82° /
86° / 90°



ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 450 – 530 mm
Posteriore: 400 – 480 mm
a passi di 10 mm



ANGOLAZIONE TELAIO

75° / 90°
Diritto o adotto



LARGHEZZA TOTALE

Larghezza seduta + 170 mm



LUNGHEZZA TOTALE

75°: circa 800 mm
90°: circa 730 mm



CENTRO DI GRAVITA'

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAMPANATURA

0° / 3° / 6°



PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

circa 6.8 kg



PESO TOTALE SENZA RUOTE

circa 4.3 kg



PESO UTENTE MASSIMO

100 kg



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono ad una seduta di larghezza e profondità pari a 400 mm e alla configurazione più leggera e compatta possibile. Questi dati possono variare al variare della configurazione. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.

K

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62
36016 THIENE (VI)
Italy

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world and THE KSL® are trademarks of Invacare International GmbH. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print. As part of its ongoing improvement of products, Invacare International GmbH reserves the right to modify existing models at any time.
© July 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. IT