



Cetus[®]

SUPERBE PRESTAZIONI | MASSIMO COMFORT |
INDIPENDENZA ASSOLUTA



Yes, you can.[®]

Lo scooter **Cetus** di Invacare è un prodotto dalle superbe prestazioni, resistente e duraturo, pensato per tutti coloro che desiderano il massimo dell'indipendenza negli spostamenti, anche in quelli più impegnativi. Grazie alle sue eccellenti prestazioni di guida e ad un'autonomia nelle percorrenze che raggiunge i 44 km, **Cetus** è il compagno di viaggio ideale per chi ricerca uno stile di vita attivo e indipendente. Comfort ottimale, diverse possibilità di regolazione e sospensioni anteriori e posteriori fanno di **Cetus** un ausilio in grado di affrontare in sicurezza praticamente ogni terreno.

Indipendenza assoluta

Lunghe percorrenze

Cetus è lo scooter ideale per quanti vogliono vivere appieno la loro indipendenza. Grazie all'autonomia di percorrenza, che raggiunge i 44 km, **Cetus** è un compagno fedele per i tragitti più lunghi. Con velocità fino a 15 km/h e un selettore che consente, senza fatica, di accelerare o rallentare in funzione del percorso, **Cetus** è perfetto in qualsiasi ambiente.



Adatto a tutti

Grazie ad un comodo sedile girevole e imbottito da 22" (560 mm) **Cetus** si adatta a tutti gli utilizzatori, indipendentemente dalla loro corporatura. E' un ausilio facile da configurare grazie al sedile traslante con meccanismo incorporato, allo schienale reclinabile e alla possibilità di regolare l'altezza. Con un peso massimo utente di 226 kg, **Cetus** rappresenta veramente qualcosa di unico per un'ampia gamma di utilizzatori.



Uno scooter per qualsiasi terreno

Perfetto anche per i terreni più impegnativi, **Cetus** monta pneumatici da 15" e sospensioni anteriori e posteriori, per garantire stabilità e comfort a quanti sono alla ricerca di un pizzico di avventura.

5 CARATTERISTICHE

1

Comfort al top

- ▶ Sedile girevole imbottito da 22" (560 mm)
- ▶ Esperienza di guida sicura e confortevole
- ▶ Inclinazione schienale e altezza seduta regolabili

2

Console operativa LCD

- ▶ Visualizza tutte le informazioni principali: velocità, temperatura, livello batteria e diagnostica
- ▶ Comandi LCD retroilluminati

3

Visibilità durante gli spostamenti

- ▶ Luci anteriori e posteriori
- ▶ Indicatori di direzione incorporati
- ▶ Coppia di specchietti retrovisori

4

Design elegante

- ▶ Ampia gamma di accessori
- ▶ Versione Premium, Sportiva e di tendenza

5

Adatto a tutti i terreni

- ▶ Pneumatici da 15"
- ▶ Sospensioni anteriori e posteriori
- ▶ Luce da terra di 11 cm per affrontare gli ostacoli più alti

Accessori disponibili

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ▶ Cestino anteriore | ▶ Portacellulare | ▶ Porta bastone |
| ▶ Adattatore caricatore USB | ▶ Porta rollator | ▶ Parafanghi anteriore e post. |
| ▶ Portabombola | ▶ Telo di protezione | ▶ Alza sedile elettrico |

Dati tecnici ▼

Per maggiori informazioni sul prodotto o per ottenere il manuale utente si invita a consultare il sito [Invacare](http://www.invacare.it).

						
	Larghezza schienale ▼	Profondità seduta ▼	Altezza seduta da pianale* ▼	Altezza schienale** ▼	Ingombro laterale ▼	Lungh. totale ▼
Cetus	559 mm	510 mm	670 mm	500 mm	720 mm	1600 mm

						
	Peso a vuoto*** ▼	Peso max. utente ▼	Capacità batteria ▼	Diam. di sterzata ▼	Altezza max. ostacolo ▼	Luce da terra ▼
Cetus	178 kg	226 kg	2 x 12 V/100Ah	1860 mm	90 mm	110 mm

					
	Pendenza max. di sicurezza ▼	Autonomia ▼	Velocità max. ▼	Capacità motore ▼	
Cetus	9°	44 km	15 kmp/h	800W	*Piantone seduta regolato al foro più basso **Senza poggiatesta ***Incluse batterie

Colore carenatura ▼



Argento

Rivestimento ▼



Nero

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy