

Styxo 2

doppia funzione WC



La nostra nuova generazione di soluzioni per il WC

Ausilio di supporto, regolabile, con doppia funzione



Yes, you can.

Vi presentiamo il nostro nuovo rialzo WC 2 in 1

Styxo 2 è una soluzione WC semplice ed economica con doppia funzione.

Può essere usato come sedia WC nella propria stanza da letto oppure come supporto attorno al WC all'interno del bagno.

Il nuovo Styxo 2 ha un design accattivante grazie ai nuovi colori ed è estremamente semplice da pulire. E' completo di secchio WC e di para spruzzi. Non sono necessari altri accessori e quindi è la soluzione ideale per il WC.



Aspetti chiave:

- > Telaio robusto e compatto
- > Facilmente regolabile da 38 a 53 cm per una altezza seduta perfetta
- > Kit completo di seduta, tavoletta con coperchio, secchio e paraspruzzi
- > Montaggio senza attrezzi
- > Portata massima utente fino a 159 kg

Dati tecnici

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.invacare.it

					 Bianco Colore Telaio
Altezza seduta ▼ 38-53 cm	Regolazione altezza a passi di ▼ 2.54 cm	Profondità seduta ▼ 38 cm	Altezza WC con coperchio chiuso ▼ 58 - 73 cm	Larghezza totale ▼ 61 cm	
					 Grigio Colore Plastica
Profondità totale ▼ 48 cm	Larghezza tra i braccioli ▼ 48 cm	Altezza dei braccioli ▼ 20 cm	Peso prodotto totale ▼ 4.6 kg	Peso massimo utente ▼ 159 kg	

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
 e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
 Via dei Pini, 62 - 36016
 THIENE (VI) - Italy