

# **Dolomite<sup>®</sup> Gloss<sup>®</sup>**



**Il connubio perfetto di stile e resistenza**

LEGGERO | VERSATILE | MODERNO



# Mobilita' in liberta'

## Gloss mantiene le promesse!

Benvenuto **Gloss**! Una nuova famiglia di rollator leggeri arricchisce l'ormai consolidata gamma **Dolomite**.

Concepiti per supportare gli utilizzatori nella deambulazione fuori casa, i modelli della serie **Dolomite Gloss** favoriscono autonomia e indipendenza. Stabili e robusti, questi rollator incarnano i valori fondanti che da sempre caratterizzano l'apprezzata serie **Dolomite**, distinguendosi per stile, grazie al loro look moderno ed elegante.

Disponibile in 4 altezze seduta, comprese tra 450 e 680mm, i modelli della serie **Dolomite Gloss** sono adatti per pazienti di varia statura e corporatura, fino a 160 Kg di peso. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente di adattare rapidamente l'ausilio alle condizioni e necessità più diverse, valorizzandone la flessibilità.

Tra i punti di forza di questo rollator, oltre alla portata massima di 160 kg, spiccano l'estrema leggerezza e maneggevolezza del telaio in alluminio da 6,5 kg, che facilita notevolmente le operazioni di stivaggio e trasporto. Si tratta di un telaio richiudibile a crociera, che ha dalla sua un generoso vano per la deambulazione; la seduta, assolutamente stabile, garantisce il necessario appoggio agli utilizzatori che ricercano un sostegno supplementare. Chiusura e apertura di **Dolomite Gloss** sono rese più sicure da un riscontro visivo e sonoro, a conferma della correttezza della procedura.

I rollator della serie **Dolomite Gloss** mantengono le promesse: grazie alla loro versatilità, indubbia qualità e stabilità mettono chiunque in sicurezza per affrontare un trasferimento con stile!



## Trasporto e stivaggio non sono più un problema!



Una volta richiuso, il telaio del rollator **Gloss** ha un ingombro molto ridotto, di soli 190mm\*\*, perfetto per essere riposto anche all'interno di vani estremamente compatti. In virtù del suo design, inoltre, l'ausilio può essere stivato in piena sicurezza anche in posizione verticale, quando non viene utilizzato.

Leggero e pratico, può essere caricato nel bagagliaio di un'autovettura direttamente dall'utilizzatore o dal suo accompagnatore; **Gloss** è davvero il compagno di viaggio ideale per piccoli o grandi spostamenti, all'insegna di libertà e indipendenza.

\*Gloss 600 pesa 6,5kg.

\*\*misure modelli 520, 600 & 680

# 5

## CARATTERISTICHE ESCLUSIVE



### 1 Ampio spazio di deambulazione

- ▶ L'ampiezza dello spazio di deambulazione interno allo struttura del telaio consente all'utilizzatore di mantenere una postura corretta e gli conferisce libertà di movimento.

### 2 Impugnature ergonomiche, regolabili in altezza

- ▶ Le impugnature ergonomiche, rivolte in avanti, sono regolabili in altezza e angolazione per rispondere al meglio alle esigenze di utilizzatori di varia statura e corporatura.



### 3

- ▶ La particolare seduta brevettata consente una chiusura compatta e un'apertura facilitata.

### 4

### Telaio leggero e pieghevole

- ▶ Leggero, con i suoi 6.5kg di peso, e compatto, 190mm da chiuso\*, il rollator è facile da sollevare e stivare, anche in posizione verticale.

\*modello 600

### 5

### Versatile e personalizzabile

- ▶ Disponibile in 4 diverse altezze seduta, con una ricca gamma di accessori; massima personalizzazione del rollator in base ai bisogni o alle condizioni dell'utilizzatore.

### Altre caratteristiche di rilievo

- ▶ Cavi dei freni integrati: non interferiscono con l'estetica e la funzionalità dell'ausilio
- ▶ Combinazione di freni dinamici e di stazionamento per gestire le manovre di arresto senza sforzo alcuno per l'utilizzatore
- ▶ Chiusura con blocco di sicurezza : impedisce la riapertura del rollator quando non è in uso
- ▶ Cestino portaoggetti, pieghevole e comodo da raggiungere
- ▶ Sicurezza e autonomia potenziate grazie ai numerosi accessori disponibili.
- ▶ Compatibilità trasversale dei componenti coi futuri modelli di rollator della serie **Gloss**

## 4 caratteristiche e vantaggi principali



### ◀ Richiudibile e leggero

Seppur estremamente leggero, **Gloss** ha una portata notevole, fino ad un peso max utente di 160kg. Grazie al telaio pieghevole, una volta richiuso in posizione verticale l'ausilio ha ingombri ridottissimi, che ne consentono uno stivaggio agevole anche in spazi angusti.

La leggerezza di **Gloss** permette inoltre all'utente o al suo accompagnatore di caricare senza fatica il rollator nel bagagliaio di un'autovettura in occasione di viaggi e trasferimenti.



### ◀ Versatile e personalizzabile

**Gloss** è disponibile in 4 diverse altezze seduta: 450mm, 520mm, 600mm e 680mm, per risultare adatto ad utenti di varia corporatura e statura.

La versatilità del rollator è ulteriormente valorizzata da un'ampia gamma di accessori, che consentono di personalizzare rapidamente il telaio in funzione delle condizioni o dei bisogni specifici degli utilizzatori.



### ◀ Ampio spazio di deambulazione

Uno dei tratti distintivi dei rollator Dolomite Gloss è l'ampio spazio di deambulazione interno all'ingombro del telaio. Pensato per promuovere una postura corretta, questo spazio assicura agli utilizzatori il necessario sostegno senza compromettere la loro libertà di movimento.



### ◀ Impugnature ergonomiche, altezza regolabile

L'altezza delle impugnature, nei rollator **Gloss**, si regola velocemente e con facilità: è sufficiente svitare il pomello posizionato all'esterno del telaio.

Le impugnature ergonomiche, rivolte in avanti, possono essere ruotate anche verso l'interno di 20°, per soddisfare i bisogni di un ampio spettro di utilizzatori.

# Introduzione ai rollator della famiglia ***Dolomite Gloss***

La nuova famiglia di rollator si inserisce a pieno titolo nella consolidata e apprezzata serie Dolomite. Il connubio perfetto di stile e resistenza



***Gloss 450***

***Gloss 520***

***Gloss 600***

***Gloss 680***

Range altezza	635 - 770 mm	725 - 860 mm	795 - 920 mm	915 - 1050 mm
Range peso	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Altezza seduta	450 mm	520 mm	600 mm	680 mm
Peso prodotto	5.9 kg	6.3 kg	6.5 kg	6.8 kg

## Opzioni e accessori disponibili :

- ▶ **Cintura per schienale:** Confortevole e sicura, per garantire sostegno in posizione seduta.
- ▶ **Porta bastone:** Per avere a portata di mano un ausilio supplementare.
- ▶ **Cestino porta oggetti:** Facilmente amovibile o pieghevole, per rimanere sul rollator anche quando questo viene chiuso.
- ▶ **Vassoio:** Vassoio amovibile per il trasporto di cibi o bevande.
- ▶ **Salicordoli:** Un aiuto ulteriore per affrontare marciapiedi o superfici irregolari.
- ▶ **Set per emiplegico:** Set pensato per utenti in grado di utilizzare una sola mano
- ▶ **Freno di rallentamento:** Garantisce supporto supplementare quando la frenata si fa impegnativa.
- ▶ **Booster freni:** Assicura maggior impulso di frenata per utenti che non hanno molta forza nelle mani.
- ▶ **Imbottitura seduta:** Imbottitura supplementare per extra comfort.
- ▶ **Portabombola di ossigeno:** Offre un alloggiamento sicuro alla bombola d'ossigeno.
- ▶ **Maniglione unico:** Consente di guidare il rollator con una sola mano.
- ▶ **Freno unilaterale:** Consente di attivare entrambi i freni con una sola mano.
- ▶ **Asta portaflebo:** per un trasferimento in sicurezza.



- ▶ **Cestino rigido:** Cestino rigido e resistente per modelli 520, 600 & 680

## Dati tecnici ▼

Per maggiori informazioni sul prodotto o per ottenere il manuale utente si invita a consultare il sito Invacare.



Larghezza tra le ruote esterne ▼



Profondità ▼



Larghezza tra le ruote ▼



Altezza totale ▼



Altezza seduta ▼

<b>Dolomite Gloss</b> <sup>450</sup>	518 mm	615 mm	423 mm	635 - 770 mm	450 mm
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>520</sup>	595 mm	675 mm	501 mm	725 - 860 mm	520 mm
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>600</sup>	602 mm	720 mm	509 mm	795 - 920 mm	600 mm
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>680</sup>	609 mm	790 mm	501 mm	915 - 1050 mm	680 mm



Larghezza seduta ▼



Diam. ruota ▼



Peso Max. utente ▼



Peso prodotto\* ▼

<b>Dolomite Gloss</b> <sup>450</sup>	370 mm	200 mm	160 kg	5.9 kg
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>520</sup>	445 mm	200 mm	160 kg	6.3 kg
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>600</sup>	445 mm	200 mm	160 kg	6.5 kg
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>680</sup>	445 mm	200 mm	160 kg	6.8 kg

\*Escluso qualsiasi accessorio

## Colore telaio ▼



Grigio

**Tel.: +39 0445 380059**  
www.invacare.it  
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy

