

ESPRIT Action®

SCOPRI. ESPLORA. SPERIMENTA.



NUOVA carrozzina elettronica leggera, pieghevole e smontabile

Con innovativa tecnologia giroscopica



Yes, you can.®

Nuovo design. Nuovi traguardi

Esprit Action® migliora ulteriormente la precisione tecnica.

Passi avanti per ogni elemento che caratterizza il nuovo design.

La differenza si nota tutta ed è frutto di un concetto di design che risponde ai bisogni degli utilizzatori.

La nuova carrozzina Esprit Action® è leggera, pieghevole e smontabile. Utilizza una coppia di ruote elettriche con motore integrato made in Alber, montate su una carrozzina leggera

personalizzabile in alluminio della nostra apprezzata famiglia Action.

I risultati sono ineguagliabili.

E' finalmente giunto il momento di apprezzare tutta la libertà e lo spirito più vero di Esprit Action®.



Facile da caricare in auto



In grado di affrontare pendenze fino a 6°

Pieghevole, con componenti amovibili





Spazi angusti? Non vi temo!

Base compatta e innovativa tecnologia giroscopica si traducono in una maggior manovrabilità della carrozzina, capace di affrontare agevolmente anche gli spazi più stretti. Le ruote posteriori sono riposizionate in avanti per assicurare una migliore trazione e un raggio di sterzata inferiore.



Le pendenze si affrontano!

Stabile e "dolce" su pendenze fino a 6°, grazie all'innovativa tecnologia giroscopica è in grado di ridurre l'accelerazione in base alla pendenza e di rilevare rapidamente quando la carrozzina è inclinata.



*peso minimo da trasportare

14" Ruote con motore elettrico integrato Alber



Prestazioni di guida migliorate

Le ruote posteriori da 14" e le coperture pneumatiche anteriori e posteriori assicurano una guida dolce e confortevole. Su richiesta, per la nuova versione è disponibile anche la velocità di 8 km/h che assicura prestazioni superiori all'aperto.



Facilità di trasporto

Grazie al telaio leggero e pieghevole Action® e alla possibilità di togliere le ruote posteriori elettriche e la batteria, la carrozzina Esprit Action® può essere richiusa e trasportata senza bisogno di rampe o veicoli opportunamente adattati.

Compatibilità

La compatibilità trasversale con gli altri prodotti della serie Action® consente alla carrozzina Esprit Action® di essere adattata e personalizzata in base alle esigenze specifiche degli utilizzatori, in tempi rapidi e a costi contenuti.



8km/h

Opzione velocità

Opzioni



Bracciolo girevole e leggero Alber



Dispositivo anti-ribaltamento (opzionale), prevede la funzione jack-up per lo sgancio rapido delle ruote



Comfort & supporto

Il posizionamento ottimale si ottiene grazie ad una gamma di accessori e di opzioni ampiamente configurabili. La carrozzina consente di eseguire le necessarie regolazioni per soddisfare eventuali esigenze cliniche.



Scopri.

Un nuovo design

Esplora.

Nuove possibilità

Sperimenta.

Prestazioni ancor più sorprendenti

Ti presentiamo l'evoluzione di **Esprit Action®**. Nuova e vivace nel design, offre un connubio innovativo di tecnologia, prestazioni e dettagli studiati per fare la differenza.





ESPRIT Action®

Junior

Pensata per giovani utilizzatori che desiderano una vita attiva e indipendente, Esprit Action® Junior è un inno alla giovinezza, alla spensieratezza e alla fiducia!

Perfetta per gli incontri con gli amici, al chiuso, online, o durante i giochi all'aperto, i piccoli protagonisti a bordo della Esprit Action® Junior saranno perfettamente a loro agio e potranno partecipare a tutte le attività, senza limite alcuno. L'impatto visivo di questa carrozzina, oggi, è ancora più riconoscibile, disponibile in tre diverse combinazioni di colori. Esprit Action® : aumentano le opportunità, cresce il divertimento!

Dati tecnici

Per ulteriori informazioni su questo prodotto e per ottenere il manuale d'uso visita il nostro sito: www.invacare.it

	Larghezza seduta	Profondità seduta	Altezza seduta	Altezza schienale	Lunghezza pedane	Basculamento	Inclinazione schienale
Esprit Action®	 380 - 605 mm	 400 - 500 mm	 460 o 485 mm	 390 - 510 mm	 340 - 470 mm	 3°	 0° - 30°
Esprit Action® Junior	305 - 380 mm	325 - 375 mm	460 o 485 mm	390 - 510 mm	200 - 330 mm	3°	0° - 30°
	Larghezza totale	Altezza totale	Profondità totale	Profondità totale senza pedane	Peso totale	Peso Max tente	Capacità batteria
Esprit Action®	 Larghezza seduta + 180 mm	 945 - 1000 mm	 980 - 1115 mm	 640 - 970 mm	 40.4 - 45 kg ¹	 125 kg	 36 V (3 x 12V) / 7.65 Ah
Esprit Action® Junior	Larghezza seduta + 180 mm	945 - 1000 mm	925 - 1075 mm	640 - 970 mm	40.4 - 45 kg ¹	80 kg	36 V (3 x 12V) / 7.65 Ah
	Diametro di sterzata	Altezza max ostacolo	Pendenza max superabile	Capacità motore	Autonomia	Velocità	Braccioli regolabili
Esprit Action®	 1430 - 1960 mm	 30 mm	 6°	 6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	 15 Km / 13	 6 km/h o 8 km/h	 +50 mm
Esprit Action® Junior	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15 Km / 13	6 km/h o 8 km/h	+50 mm

¹L'elemento più pesante è il telaio che pesa 15kg

Colori telaio

Adulto



Grigio Ardesia



Blu Pop

Adulto e Junior



Nero Antracite



Porpora Ipnocico

Junior



Blu Acqua

Accenti colore



Lime



Nero

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
 e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
 Via dei Pini, 62 - 36016
 THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®