

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

numero di telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

indirizzo

email

num telefono

- ☐ DHA0031 **KÜSCHALL CHAMPION**
Configurazione Std comprensiva di Telaio in Alluminio e spondina parafango fissa in carbonio

Prezzo al pubblico


€ 2.800

UNIQUE

- ☐ Designed by you. Built by us.

Costruzione speciale

quotazione su richiesta



Carrozina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi / Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Nr. Repertorio DM 1902860/R. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV.

Completa la carrozina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

☐ Cassella da barrare ☒ Configurazione Standard ☐ Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

TIPO DI TELAIO

- | | |
|---|-------|
| ☐ DHA1150 75° in alluminio | ◆ |
| ☐ DHA1160 90° in alluminio | ○ |
| ☐ DHA1170 75° in alluminio con adduzione distanza interna telaio anteriore SB-100 mm | € 165 |
| ☐ DHA1180 90° in alluminio con adduzione distanza interna telaio anteriore SB-100 mm | € 165 |

TELAIO SK (Swiss Knife)

- | | |
|--|-------|
| ☐ DHA1250 Telaio anteriore pieghevole | € 520 |
|--|-------|

LARGHEZZA SEDUTA (SW)

- | | | | |
|---|---|---|------|
| ☐ DHA1320 360 mm | ○ | ☐ DHA1340 440 mm | ○ |
| ☐ DHA1325 380 mm | ○ | ☐ DHA1345 460 mm | € 50 |
| ☐ DHA1330 400 mm | ◆ | ☐ DHA1350 480 mm | € 50 |
| ☐ DHA1335 420 mm | ○ | | |

PROFONDITA' SEDUTA (SD)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ DHA1405 340 mm | ○ | ☐ DHA1445 420 mm | ○ |
| ☐ DHA1415 360 mm | ○ | ☐ DHA1460 440 mm | ○ |
| ☐ DHA1425 380 mm | ○ | ☐ DHA1470 460 mm | ○ |
| ☐ DHA1435 400 mm | ◆ | ☐ DHA1480 480 mm | ○ |

ALTEZZA SCHIENALE (BH)

- | | |
|--|---|
| ☐ DHA1600 Selezionare in caso di Schinale Matrx | |
| ☐ DHA1615 300 mm | ○ |
| ☐ DHA1620 315 mm | ○ |
| ☐ DHA1625 330 mm | ○ |
| ☐ DHA1630 345 mm | ○ |
| ☐ DHA1635 360 mm | ○ |
| ☐ DHA1640 375 mm | ○ |
| ☐ DHA1645 390 mm | ○ |
| ☐ DHA1650 405 mm | ○ |
| ☐ DHA1655 420 mm | ◆ |
| ☐ DHA1660 435 mm | ○ |
| ☐ DHA1665 450 mm | ○ |
| ☐ DHA1670 465 mm | ○ |

ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ DHA1740 450 mm | ○ | ☐ DHA1765 500 mm | ◆ |
| ☐ DHA1745 460 mm | ○ | ☐ DHA1770 510 mm | ○ |
| ☐ DHA1750 470 mm | ○ | ☐ DHA1775 520 mm | ○ |
| ☐ DHA1755 480 mm | ○ | ☐ DHA1780 530 mm | ○ |
| ☐ DHA1760 490 mm | ○ | ☐ DHA1785 540 mm (solo ruote 5") | ○ |

ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ DHA1815 390 mm | ○ | ☐ DHA1840 440 mm | ◆ |
| ☐ DHA1820 400 mm | ○ | ☐ DHA1845 450 mm | ○ |
| ☐ DHA1825 410 mm | ○ | ☐ DHA1850 460 mm | ○ |
| ☐ DHA1830 420 mm | ○ | ☐ DHA1855 470 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ |
| ☐ DHA1835 430 mm | ○ | ☐ DHA1860 480 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ |

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ DHA1924 320 mm | ○ | ☐ DHA1944 420 mm | ○ |
| ☐ DHA1926 330 mm | ○ | ☐ DHA1946 430 mm | ◆ |
| ☐ DHA1928 340 mm | ○ | ☐ DHA1948 440 mm | ○ |
| ☐ DHA1930 350 mm | ○ | ☐ DHA1950 450 mm | ○ |
| ☐ DHA1932 360 mm | ○ | ☐ DHA1952 460 mm | ○ |
| ☐ DHA1934 370 mm | ○ | ☐ DHA1954 470 mm | ○ |
| ☐ DHA1936 380 mm | ○ | ☐ DHA1956 480 mm | ○ |
| ☐ DHA1938 390 mm | ○ | ☐ DHA1958 490 mm | ○ |
| ☐ DHA1940 400 mm | ○ | ☐ DHA1960 500 mm | ○ |
| ☐ DHA1942 410 mm | ○ | | |

one order. one delivery. onesolution



Küschall matrx Bodypoint

Leggere sempre le note a fianco

Le misure della nuova **Champion 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

Il telaio con adduzione non è compatibile con la clip di fissaggio chiusura e disponibile solo per larghezza seduta > 400 mm

Versione SK: solo con telaio diritto e lunghezza gambe LLL > 370 mm.

se LLL 380 mm solo con SD ≥ 400 mm

se LLL 390 mm solo con SD ≥ 380 mm

Larghezza seduta da 480 solo con telaio addotto.

FSTF e ruote posteriori

22": 390 - 440 mm

24": 390 - 460 mm

25": 410 - 480 mm

26": 430 - 490 mm

Angolo telaio da 75° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 0 a 70mm

Angolo telaio da 90° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 30a 100 mm

A seconda della configurazione il poggiatesta può essere montato alto quando:

FSTF > 500 mm e LLL < 400 mm

FSTF ≤ 500 mm e LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm disponibile solo attraverso MYküschall

Versione SK solo con UL > 370 mm

SCHIENALE

SCHIENALE REGOLABILE IN INCLINAZIONE E RIBALTABILE

- DHA2140 Schienale regolabile in inclinazione, ribaltabile con bloccaggio ◆

TELA SCHIENALE

- DHA2200 Standard, fissa imbottita ◆
- DHA2220 Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM ○
- DHA2230 Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back € 170
- DHA2240 Senza tela schienale ○

SCHIENALI MATRX

- DHA2300 MX2 altezza 150mm con sgancio rapido non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2305 MX2 altezza 230mm con sgancio rapido non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2310 MX2 altezza 305mm con sgancio rapido non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2315 MX2 altezza 405mm con sgancio rapido non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2316 Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2317 Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2318 Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2320 Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2322 Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2325 Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET € 850
- DHA2330 Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set € 850
- DHA2331 Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set € 850
- DHA2332 Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2334 Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2335 Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2340 Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2345 Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET non possibile con SW 480mm (DHA1350) € 809
- DHA2350 Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET € 809
- DHA2355 Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set € 809
- DHA2357 Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set € 809

LARGHEZZA SCHIENALI MATRX

- DHA2360 360 MM ○
- DHA2362 380 MM ○
- DHA2364 410 MM ○
- DHA2366 430 MM ○
- DHA2368 460 MM ○
- DHA2370 480 MM ○
- DHA2372 510 MM ○

MANOPOLE DI SPINTA

- DHA2400 Senza manopole di spinta ◆
- DHA2410 Fisse, corte € 40
- DHA2420 Fisse, lunghe € 40
- DHA2430 Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro € 160
- DHA2440 Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale € 165
- DHA2450 Pieghevoli € 165

SCHIENALE INCLINABILE (RW)

- DHA2510 76° ○ □ DHA2570 89,5° ○
- DHA2530 80,5° ○ □ DHA2590 94° ○
- DHA2550 85° ◆

Se RH < 300 mm non possibile tela schienale standard, non possibile tubo tensore schienale o scegliere senza manopole. La barra stabilizzatrice non può essere montata con le manopole di spinta pieghevoli.

Obbligatorio senza tela schienale nel caso di schienali Matrx.

matrx[®]

Senza manopole non possibile con RH < 300 mm.

Tela schienale standard non possibile con manopole lunghe.

SEDUTA

TELA SEDUTA

- DHA2600 Standard, fissa in Nylon nero ◆
- DHA2601 Telino seduta con strap centrale (femmina) e 2 laterali (maschio) € 35

OPTIONAL SEDUTA


- DHA2700 Cuscino seduta standard, 60 mm con visco € 50
- DHA2710 Cuscino Matrx Flo-Tech Lite € 135
- DHA2720 Cuscino LIBRA € 629
- DHA2740 CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM € 80
- DHA2742 CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM € 80
- DHA2744 CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM € 80
- DHA2746 CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM € 80
- DHA2800 Marsupio completo di cinturino con clip di fissaggio € 85

POGGIPIEDI

- DHA3240 Ribaltabile lateralmente, montato in avanti con inserti antiscivolo ○
- DHA3250 Ribaltabile lateralmente, montato indietro con inserti antiscivolo ◆

STRISCIA FERMA POLPACCIO

- DHA3320 Montata sul supporto delle forcelle ◆
- DHA3330 Montata sul telaio ○

matrx[®]

Cuscino LIBRA non disponibile con profondità seduta < 400 mm; larghezza seduta da 360 mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420 mm

Telaio dritto: Poggipiedi montato alto non possibile con SW 360 mm
Telaio addotto: Poggipiedi montato alto non possibile con SW 360 - 400 mm

SPONDINE

□ DHA3420	Spondine Paraabiti dritte in carbonio, ribaltabili indietro	○	Le spondine paraabiti aumentano da 0 a 10 mm la larghezza della seduta, le parafrangenti da 5 a 10 mm.
□ DHA3430	Spondine Parafrangenti fisse in carbonio	◆	
□ DHA3440	Spondine Parafrangenti estraibili e reg.li in H in Carbonio	€ 220	

BRACCIOI

☐ DHA3480	Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili	€ 190		
☐ DHA3490	Braccioli a T Regolabili in altezza, estraibili, ridotti, senza fianchetto, solo con spondine dritte	€ 180		
COLORE TELAIO DI SERIE				
☐ DHA4000	Nero spaziale	☐	☐ DHA4030	Rosso Carminio ☐
☐ DHA4010	Grigio antracite	☐	☐ DHA4040	Azzurro ☐
☐ DHA4020	Bianco candido	☐		
Colori di serie personalizzabili con decalcomania ed etichetta				
COLORE TELAIO SPECIAL				
☐ DHA4060	Giallo Fluo	€ 300	☐ DHA4100	Nero lucido € 300
☐ DHA4130	Grigio argento	€ 300	☐ DHA4170	Arancione dinamite € 300
☐ DHA4145	Pearl Night Blue	€ 300	☐ DHA4180	Verde foresta € 300
☐ DHA4150	Rosso rubino	€ 300	☐ DHA4050	Personale, su richiesta Preventivo
☐ DHA4070	Viola atomico	€ 300		
Colori telaio SPECIAL personalizzabili solo con etichetta. + 10 giorni tempi di consegna				


STILE

☐ DHA4190	Decalcomania	☐	☐ DHA4195	Etichetta	☒
☐ DHA4197	Senza etichetta o decalcomania				
COLORE DECALCOMANIA					
☐ DHA4200	Nero	€ 150	☐ DHA4230	Rosso	€ 150
☐ DHA4210	Grigio scuro	€ 150	☐ DHA4240	Blu	€ 150
☐ DHA4220	Grigio chiaro	€ 150	☐ DHA4250	Oro	€ 150
COLORE ETICHETTA					
☐ DHA4300	Nera	☐	☐ DHA4310	Rossa	☒


RUOTE

RUOTE ANTERIORI								
☐	DHA5000	3" Supersport	☐	☐	DHA5300	5" Everyday, gomma nera	☐	Ruote da 3" con FSTF < 530 mm Ruote da 4" solo con FSTF < 540 mm.
☐	DHA5050	4" Everyday, gomma nera	☐	☐	DHA5350	5" Comfort, gomma nera	☒	
☐	DHA5100	4" Comfort, gomma nera	☐	☐	DHA5400	5" Starec cerchio nero	€ 115	
☐	DHA5150	4" Starec cerchio nero	€ 115	☐	DHA5450	5" FrogLegs Cerchio Nero	€ 115	
☐	DHA5200	4" FrogLegs Cerchio Nero	€ 115	☐	DHA5500	5" FrogLegs Cerchio Argento	€ 115	
☐	DHA5250	4" FrogLegs Cerchio Argento	€ 115					
CENTRO DI GRAVITA'								
☐	DHA6100	1a posizione	Più Attiva!	☐	☐	DHA6150	6a posizione	☐
☐	DHA6110	2a posizione		☐	☐	DHA6160	7a posizione	☐
☐	DHA6120	3a posizione		☐	☐	DHA6170	8a posizione	☐
☐	DHA6130	4a posizione		☐	☐	DHA6180	9a posizione	Più stabile!
☐	DHA6140	5a posizione		☒				
PERNO TETRA CLIP								
☐	DHA6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip					€ 125	
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI								
☐	DHA6410	24"		☒				
☐	DHA6420	25"		☐				
☐	DHA6430	26"		€ 170				
TIPO RUOTA POSTERIORE								
☐	DHA6500	24" Ruote Active (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero		☒	Ruote Active non compatibili con copriraggi			
☐	DHA6510	24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero		€ 110				
☐	DHA6520	24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero		€ 290				
☐	DHA6550	24" - 25" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero		€ 650				
COPERTONI								
☐	DHA6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche		☒	Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.			
☐	DHA6625	24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato		€ 85				
☐	DHA6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio		€ 95				
☐	DHA6660	24" scolpito, pieno, nero		€ 60				
CORRIMANO								
☐	DHA6700	24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm		€ 150				
☐	DHA6710	24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm		€ 100				
☐	DHA6720	24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm		€ 220				
☐	DHA6740	24" Carbolife Gekko montato 30 mm regolabile anche a 40 mm		€ 340				
☐	DHA6750	24" Carbolife Gekko S , a 30 mm		€ 340				
☐	DHA6760	24" Carbolife CurveL a 30 mm regolabile a 40 mm		€ 340				
☐	DHA6770	24" Carbolife Quadro , a 30 mm regolabile a 40 mm		€ 340				
☐	DHA6780	24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm		☒				
☐	DHA6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm		€ 120				
CAMPANATURA								
☐	DHA6820	Campanatura 0°		☐				
☐	DHA6830	Campanatura 1°		☐				
☐	DHA6840	Campanatura 3°		☐	Campanatura 3° no con freni performance.			
COPRIRAGGI								
☐	DHA6900	22" - 24" - 26" Trasparenti		€ 100				
CINTURINO DI CHIUSURA								
☐	DHA7000	Cinturino di fissaggio chiusura con Strapp		€ 30				
☐	DHA7010	Cinturino di fissaggio chiusura con Clip		€ 30				
CORDONCINO DI APERTURA								
☐	DHA7100	Cordoncino di apertura (per aprire anteriormente la carrozzina)		☒				

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG



Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG



Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy



SICUREZZA & ACCESSORI

FRENI		
☐ DHA7200	Freno a trazione	○
☐ DHA7210	Freno a spinta, leva piegata	◆
☐ DHA7220	Freno a spinta, leva dritta	○
☐ DHA7230	Freno Performance	€ 90
☐ DHA7240	Freno Active	€ 90
☐ DHA7250	Freno Light Active	€ 210
PROLUNGA FRENO		
☐ DHA7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55
ANTIRIBALTAMENTO		
☐ DHA7500	Antiribaltamento Lato destro	€ 120
☐ DHA7510	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120
☐ DHA7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200
CINTURE		
☐ DHA7800	Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60
☐ DHA7810	Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145
☐ DHA7820	Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145
☐ DHA7830	Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145
ACCESSORI		
☐ DHA7900	Catarifrangenti montati sui raggi	€ 110
☐ DHA7910	Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60
☐ DHA8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60
☐ DHA8100	Aiuto ribaltamento, lato dx	€ 65
☐ DHA8200	Porta bastone, lato dx	€ 75
☐ DHA8300	Ruote da 3" antibarriera solo in combinazione con doppio antiribaltamento	€ 200
☐ DHA8550	Set utensili	€ 25
☐ DHA8650	Borsa per ruote	€ 95
☐ DHA8680	Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480
☐ DHA8700	Borsa morbida per trasporto Kuschall Champion con ruote	€ 280
☐ DHA8750	Borsa rigida per trasporto Kuschall Champion SK	€ 330
☐ DHA8800	Cinturino poggiapollaccio body point	€ 95
☐ DHA8850	Borsa bodypoint	€ 100



Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone.

Attenzione: la borsa rigida per Champion SK non è compatibile quando la carrozzina monta:
 - spondine parafango fisse
 - manopole fisse
 - manopole regolabili in altezza
 - schienali matrix

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

CUCITURE COLORATE per tela schienale AERO BACK (DHA2230)

☐ UHA2241	Giallo NEON	€ 170	☐ UHA2244	Bianco	€ 170
☐ UHA2242	Rosa NEON	€ 170	☐ UHA2245	Rosso	€ 170
☐ UHA2243	Blu	€ 170	☐ UHA0002	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

RICAMO per tela schienale AERO BACK (DHA2230)

☐ UHA2246	Faccina Emoticon Smile	€ 260	☐ UHA2250	Cactus	€ 260
☐ UHA2248	Viaggiatore	€ 260	☐ UHA2251	Logo Kuschall colorato	€ 260
☐ UHA2249	Fiori di ciliegio	€ 260	☐ UHA0003	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

RICAMO con effetto vellutato per AERO BACK (DHA2230)

☐ UHA2253	Faccina Emoticon Smile	€ 120	☐ UHA2257	Cactus	€ 120
☐ UHA2255	Viaggiatore	€ 120	☐ UHA2259	Tavolozza colori	€ 120
☐ UHA2256	Fiori di ciliegio	€ 120	☐ UHA0004	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

CUCITURE COLORATE per tela seduta standard (DH2600)

☐ UHA2602	Giallo NEON	€ 170	☐ UHA2605	Bianco	€ 170
☐ UHA2603	Rosa NEON	€ 170	☐ UHA2606	Rosso	€ 170
☐ UHA2604	Blu	€ 170	☐ UHA0005	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

SPONDINE TRASPARENTI DIRITTE (DHA3405)

☐ UHA3422	Trasparente	€ 700	☐ UHA3426	Rosso NEON	€ 700
☐ UHA3423	Blu trasparente	€ 700	☐ UHA0006	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta
☐ UHA3424	Giallo NEON	€ 700	☐ UHA0007	Design personalizzato	quotazione su richiesta
☐ UHA3425	Arancione NEON	€ 700			

NUOVI COLORI TELAIO

☐ UHA4101	Lucido a Specchio	€ 1.050	☐ UHA4104	Viola prugna	€ 750
☐ UHA4102	Verde pastello	€ 750	☐ UHA4105	Salmone	€ 750
☐ UHA4103	Blu cielo	€ 750	☐ UHA0008	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta
☐ UHA4066	Finitura effetto SMALTO per i nuovi colori	€ 590			

COLORE DECALCOMANIA

☐ UHA4252	Giallo NEON	€ 215	☐ UHA4255	Rosa NEON	€ 215
☐ UHA4253	Verde NEON	€ 215	☐ UHA4256	Rosso NEON	€ 215
☐ UHA4254	Arancione NEON	€ 215	☐ UHA0009	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

COLORE MOZZO per ruote anteriori FROGLEGS

☐ UHA5502	Rosa	€ 250	☐ UHA5507	Viola	€ 250
☐ UHA5504	Arancione	€ 250	☐ UHA5508	Rosso	€ 250
☐ UHA5506	Blu	€ 250	☐ UHA5509	Oro	€ 250

TIPO DI CUSCINETTO per forcelle anteriori da 4" e 5"

☐ UHA5510	Cuscinetti ceramici per le ruote anteriori 4" e 5"	€ 390
----------------------------------	--	-------

TIPO RUOTA POSTERIORE

☐ UHA6551	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME LX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.510
☐ UHA6552	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME X-LACED XLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.580
☐ UHA6553	24" - 25" Spinergy X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.680
☐ UHA6554	24" - 25" Spinergy CARBON FIBER CLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.915

COLORE CERCHIONE ANODIZZATO solo per Spinergy

☐ UHA6557	Blu	€ 135	☐ UHA6560	Arancione	€ 135
☐ UHA6558	Oro	€ 135	☐ UHA6561	Rosso	€ 135
☐ UHA6559	Verde	€ 135	☐ UHA6562	Viola	€ 135

COLORE MOZZO ANODIZZATO solo per Spinergy

☐ UHA6563	Blu	€ 135	☐ UHA6567	Arancione	€ 135
☐ UHA6564	Oro	€ 135	☐ UHA6568	Rosso	€ 135
☐ UHA6565	Argento	€ 135	☐ UHA6569	Viola	€ 135
☐ UHA6566	Verde	€ 135			

COLORE RAGGI solo per Spinergy

☐ UHA6570	Blu	€ 135	☐ UHA6574	Rosso	€ 135
☐ UHA6571	Verde	€ 135	☐ UHA6575	Viola	€ 135
☐ UHA6572	Arancione	€ 135	☐ UHA6576	Bianco	€ 135
☐ UHA6573	Rosa	€ 135	☐ UHA6577	Giallo	€ 135

TIPO DI CUSCINETTO solo per Spinergy

☐ UHA6579	Cuscinetti ceramici per le ruote posteriori	€ 300
----------------------------------	---	-------

PERSONALIZZAZIONE KIT UNIQUE

☐ UHA6960	KIT UNIQUE 1 - Colore forcelle	€ 310
☐ UHA6579	KIT UNIQUE 2 - Colore forcelle, supporto schienale e corrimano	€ 450

COLORI PREMIUM ANODIZZATI PER IL KIT UNIQUE

☐ UHA6963	Rosso	○	☐ UHA6968	Oro	○
☐ UHA6964	Viola	○	☐ UHA6969	Chamagne	○
☐ UHA6965	Rame	○	☐ UHA6970	Rosa	○
☐ UHA6966	Verde	○	☐ UHA6971	Blu	○
☐ UHA6967	Arancione	○	☐ UHA6972	Finitura a specchio	○

Per il Logo Kuschall ricamato, specificare il RAL



UNIQUE

Designed by you. Built by us.

onesolution.

one order. one delivery. onesolution

KÜSCHALL matix® BP Bodypoint®

3D VISUALIZER

