

**Dati Cliente / Rivenditore autorizzato**

ragione sociale

indirizzo

email

numero di telefono

**Dati Utente**

Nome &amp; Cognome

indirizzo

email

num telefono

- DCA0012 **KÜSCHALL COMPACT**  
Configurazione Std comprensiva di **Ruote Active e spondine estraibili in plastica**

Prezzo al pubblico

**€ 1.745**

-  Mykuschall (costruzione speciale) - Completare il modulo scaricabile dal sito internet

quotazione su richiesta

Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi / Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV. **Nr. Repertorio DM 1940556/R**

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di  $\pm 10$  mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare  Configurazione Standard  Opzioni senza sovrapprezzo

**SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA**
**SCEGLI COMPACT CON PORTAPEDANE FISSE O PORTAPEDANE ESTRAIBILI**

- |                                  |                                       |       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> DCA1100 | Portapedane estraibili                | ◆     |
| <input type="checkbox"/> DCA1110 | Portapedane FISSE 70° (angolo aperto) | € 58  |
| <input type="checkbox"/> DCA1120 | Portapedane FISSE 80° (angolo chiuso) | € 58  |
| <input type="checkbox"/> DCA1130 | Portapedane FISSE con adduzione 70°   | € 100 |
| <input type="checkbox"/> DCA1140 | Portapedane FISSE con adduzione 80°   | € 100 |

**LARGHEZZA SEDUTA (SW)**

- |                                  |        |   |                                  |        |                      |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> DCA1300 | 280 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1330 | 400 mm | ◆                    |
| <input type="checkbox"/> DCA1305 | 300 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1335 | 420 mm | ○                    |
| <input type="checkbox"/> DCA1310 | 320 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1340 | 440 mm | doppia crociera ○    |
| <input type="checkbox"/> DCA1315 | 340 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1345 | 460 mm | doppia crociera ○    |
| <input type="checkbox"/> DCA1320 | 360 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1350 | 480 mm | doppia crociera € 50 |
| <input type="checkbox"/> DCA1325 | 380 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1355 | 500 mm | doppia crociera € 50 |

**PROFONDITA' SEDUTA (SD)**

- |                                  |        |   |                                  |        |   |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DCA1400 | 320 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1445 | 420 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1405 | 340 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1460 | 440 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1415 | 360 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1470 | 460 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1425 | 380 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1480 | 480 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1435 | 400 mm | ◆ | <input type="checkbox"/> DCA1490 | 500 mm | ○ |

**ALTEZZA SCHIENALE (BH)**

- |                                  |  |   |                                  |        |   |
|----------------------------------|--|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DCA1600 | Da selezionare in caso di schienale Matrix |   | <input type="checkbox"/> DCA1655 | 420 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> DCA1615 | 300 mm                                     | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1660 | 435 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1620 | 315 mm                                     | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1665 | 450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1625 | 330 mm                                     | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1670 | 465 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1630 | 345 mm                                     | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1675 | 480 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1635 | 360 mm                                     | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1680 | 495 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1640 | 375 mm                                     | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1685 | 510 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1645 | 390 mm                                     | ○ |                                  |        |   |
| <input type="checkbox"/> DCA1650 | 405 mm                                     | ○ |                                  |        |   |

**ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)**

- |                                  |                                 |   |                                  |        |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DCA1700 | 370 mm - solo pedane estraibili | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1745 | 460 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1705 | 380 mm - solo pedane estraibili | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1750 | 470 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1710 | 390 mm - solo pedane estraibili | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1755 | 480 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1715 | 400 mm - solo pedane estraibili | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1760 | 490 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1720 | 410 mm - solo pedane estraibili | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1765 | 500 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> DCA1725 | 420 mm - solo pedane estraibili | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1770 | 510 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1730 | 430 mm - solo pedane estraibili | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1775 | 520 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1735 | 440 mm                          | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1780 | 530 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1740 | 450 mm                          | ○ |                                  |        |   |

**ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)**

- |                                  |        |   |                                  |                                     |   |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> DCA1805 | 370 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1840 | 440 mm                              | ◆ |
| <input type="checkbox"/> DCA1810 | 380 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1845 | 450 mm                              | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1815 | 390 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1850 | 460 mm                              | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1820 | 400 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1855 | 470 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1825 | 410 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1860 | 480 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1830 | 420 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1865 | 490 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ |
| <input type="checkbox"/> DCA1835 | 430 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DCA1870 | 500 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ |


**one order. one delivery. onesolution**


Leggere sempre le note a fianco

Le misure della nuova **COMPACT 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

Con telaio 80°, la differenza tra altezza anteriore e altezza posteriore deve essere di almeno 30 mm

Angolo chiuso da 80° non possibile con ruote da 6" e 7"



Telaio "Hemi" per altezza seduta anteriore da 370 a 430 mm per Compact con portapedane estraibili.

HEMI FRAME CONDITIONS :				
Front wheel	4"	5"	6"	7"
FSTF 380	Hemi			
FSTF 390	Hemi			
FSTF 400	Hemi			
FSTF 410	Hemi	Hemi		
FSTF 420	Hemi	Hemi		
FSTF 430	Hemi	Hemi	Hemi	
FSTF 440	Std	Hemi	Hemi	
FSTF 450	Std	Hemi	Hemi	
FSTF 460	Std	Hemi	Hemi	Hemi
FSTF 470	Std	Std	Hemi	Hemi
FSTF 480	Std	Std	Hemi	Hemi
FSTF 490	Std	Std	Std	Hemi
FSTF 500	Std	Std	Std	Hemi
FSTF 510	Std	Std	Std	Hemi
FSTF 520	Std	Std	Std	Std
FSTF 530	Std	Std	Std	Std
FSTF 540				
FSTF 550				

RSTF da 360 e 370mm solo con pedane estraibili e ruote da 22"

**RSTF / Dimensioni ruote posteriori**

22" : 360-470 mm  
24" : 390-490 mm  
25" : 420-500 mm  
26" : 420-500 mm

# KÜSCHALL COMPACT

onesolution.

## LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

<input type="checkbox"/>	DCA1900	200mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1932	360 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1902	210 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1934	370 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1904	220 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1936	380 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1906	230 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1938	390 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1908	240 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1940	400 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1910	250 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1942	410 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1912	260 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1944	420 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1914	270 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1946	430 mm	◆
<input type="checkbox"/>	DCA1916	280 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1948	440 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1918	290 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1950	450 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1920	300 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1952	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1922	310 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1954	470 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1924	320 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1956	480 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1926	330 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DCA1958	490 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1928	340 mm	○	<input type="checkbox"/>	DCA1960	500 mm	○
<input type="checkbox"/>	DCA1930	350 mm	○	<input type="checkbox"/>	DCA1962	510 mm	○

ATTENZIONE: a seconda della configurazione il poggiatesta potrebbe essere montato alto

### LLL / FSTF : Portapedane estraibili

70° :  
LLL max. = "FSTF - 20 mm"  
80° :  
LLL max. = "FSTF - 30 mm"

### LLL / FSTF : Portapedane fisse

70° :  
LLL max. = "FSTF - 20 mm"  
80° :  
LLL max. = "FSTF - 30 mm"

## SCHIENALE

### TIPO SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DCA2110	Saldato con tubi dritti	◆
<input type="checkbox"/>	DCA2120	Saldato con tubi piegati Lumbal 7°	○
<input type="checkbox"/>	DCA2130	Regolabile in inclinazione (selezionare angolo) con altezza schienale >330mm	€ 190
<input type="checkbox"/>	DCA2140	Abbattebile e regolabile in inclinazione (selezionare angolo)	€ 270

### SCHIENALE INCLINABILE (RW)

<input type="checkbox"/>	DCA2155	82°	○	<input type="checkbox"/>	DCA2170	94°	○
<input type="checkbox"/>	DCA2160	86°	○	<input type="checkbox"/>	DCA2175	98°	○
<input type="checkbox"/>	DCA2165	90°	◆	<input type="checkbox"/>	DCA2180	102°	○

### TELA SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DCA2200	Standard	◆
<input type="checkbox"/>	DCA2210	Fissa Light Back, traspirante ed imbottita sui lati	€ 135
<input type="checkbox"/>	DCA2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2230	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 170
<input type="checkbox"/>	DCA2240	Senza tela schienale	○

### SCHIENALI MATRX

<input type="checkbox"/>	DCA2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	DCA2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 800

### LARGHEZZA SCHIENALI MATRX

<input type="checkbox"/>	DCA2360	360 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2362	380 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2364	410 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2366	430 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2368	460 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2370	480 MM	○
<input type="checkbox"/>	DCA2372	510 MM	○

### MANOPOLE DI SPINTA

<input type="checkbox"/>	DCA2400	Senza manopole di spinta	○
<input type="checkbox"/>	DCA2410	Fisse, corte	○
<input type="checkbox"/>	DCA2420	Fisse, lunghe	◆
<input type="checkbox"/>	DCA2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 160
<input type="checkbox"/>	DCA2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 165
<input type="checkbox"/>	DCA2450	Pieghevoli	€ 165

### POGGIANUCA

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matrix**  
Scarica su [www.invacare.it](http://www.invacare.it) o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.

Tela Light Back non possibile con larghezza seduta <320 mm, > di 500 mm e altezza schienale < di 360mm

**matrx**  
SOLA VEROA SCIENZA



Tubi telescopici montati dietro non compatibili con altezza schienale da 285 a 330 e braccioli tubolari  
Manopole pieghevoli non compatibili con altezza schienale da 315 a 330 e braccioli tubolari

# KÜSCHALL COMPACT

onesolution.

<input type="checkbox"/>	DCA2490	Poggiatesta con alette laterali	€ 190	
<b>BARRA STABILIZZATRICE</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA2595	Tubo tensore estraibile e ribaltabile	€ 110	
<b>SEDUTA</b>				
<b>TELA SEDUTA</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA2610	Telino seduta con strap centrale (femmina)	◆	
<input type="checkbox"/>	DCA2620	Telino seduta con strap centrale (femmina) e 2 laterali (maschio)	€ 35	
<b>OPTIONAL SEDUTA</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA2700	Cuscino seduta standard, 60 mm in materiale visco	€ 50	
<input type="checkbox"/>	DCA2710	Cuscino Matrx Flo-Tech Lite	€ 135	
<input type="checkbox"/>	DCA2720	Cuscino LIBRA	€ 629	
<input type="checkbox"/>	DCA2730	Cuscino Matrx VI	€ 629	
<input type="checkbox"/>	DCA2740	CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM	€ 76	
<input type="checkbox"/>	DCA2742	CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM	€ 76	
<input type="checkbox"/>	DCA2744	CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM	€ 76	
<input type="checkbox"/>	DCA2746	CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM	€ 76	
<input type="checkbox"/>	DCA2800	Marsupio anteriore rimuovibile completo di cinturino con clip di fissaggio	€ 85	
<input type="checkbox"/>	DCA2910	Astuccio grande sotto la seduta	€ 35	
<b>PORTAPEDANA DESTRA</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA3000	70° angolo aperto	◆	
<input type="checkbox"/>	DCA3010	80° angolo chiuso	○	
<input type="checkbox"/>	DCA3020	Per amputato	○	
<input type="checkbox"/>	DCA3030	Elevabili	€ 75	
<input type="checkbox"/>	DCA3040	Senza portapedana (solo telaio fisso)	○	
<b>PORTAPEDANA SINISTRA</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA3100	70° angolo aperto	◆	
<input type="checkbox"/>	DCA3110	80° angolo chiuso	○	
<input type="checkbox"/>	DCA3120	Per amputato	○	
<input type="checkbox"/>	DCA3130	Elevabili	€ 75	
<input type="checkbox"/>	DCA3140	Senza portapedana (solo telaio fisso)	○	
<b>POGGIAPIEDI</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA3260	Doppio in plastica	◆	
<input type="checkbox"/>	DCA3270	Doppio in CARBONIO regolabile in inclinazione e profondità	€ 218	
<input type="checkbox"/>	DCA3280	Unico in CARBONIO, ribaltabile lateralmente e regolabile in inclinazione e profondità	€ 218	
<b>POGGIAPOLPACCI</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA3300	Striscia poggiapolpaccio sul telaio	€ 25	
<input type="checkbox"/>	DCA3305	Striscia poggiapolpaccio sui supporti	€ 25	
<input type="checkbox"/>	DCA3310	Poggiatallone	○	
<b>SPONDINE</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA3400	Spondine Paraabiti fisse in plastica	○	
<input type="checkbox"/>	DCA3410	Spondine Paraabiti fisse in CARBONIO	€ 55	
<input type="checkbox"/>	DCA3425	Spondine Parafango fisse in plastica	○	
<input type="checkbox"/>	DCA3430	Spondine Parafango fisse in CARBONIO	€ 158	
<input type="checkbox"/>	DCA3440	Spondine Parafango estraibile reg. in H in CARBONIO	€ 215	
<input type="checkbox"/>	DCA3450	Spondine Parafango estraibile reg. in H in plastica	◆	
<b>BRACCIOLLO</b>				
<b>DESTRO</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA3500	Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, ridotto per tavolo con fianchetto in CARBONIO	€ 93	
<input type="checkbox"/>	DCA3510	Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, imbottitura lunga con fianchetto in CARBONIO	€ 93	
<input type="checkbox"/>	DCA3520	Bracciolo Tubolare, non bloccato, regolabile in altezza, estraibile, ruotabili con imbottitura morbida	€ 98	
<input type="checkbox"/>	DCA3530	Bracciolo Rehab	€ 103	
<input type="checkbox"/>	DCA3540	Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole internamente (tipo Rea)	€ 113	
<b>SINISTRO</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA3600	Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, ridotto per tavolo con fianchetto in CARBONIO	€ 93	
<input type="checkbox"/>	DCA3610	Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, imbottitura lunga con fianchetto in CARBONIO	€ 93	
<input type="checkbox"/>	DCA3620	Bracciolo Tubolare, non bloccato, regolabile in altezza, estraibile, ruotabili con imbottitura morbida	€ 98	
<input type="checkbox"/>	DCA3630	Bracciolo Rehab	€ 103	
<input type="checkbox"/>	DCA3640	Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole internamente (tipo Rea)	€ 113	
<b>COLORE TELAIO DI SERIE</b>				
<input type="checkbox"/>	DCA4000	Nero spaziale	○	
<input type="checkbox"/>	DCA4010	Grigio antracite	○	
<input type="checkbox"/>	DCA4020	Bianco candido	○	
<input type="checkbox"/>	DCA4030	Rosso Carminio	○	
<input type="checkbox"/>	DCA4040	Azzurro	○	

matrx<sup>®</sup>



Cuscino LIBRA non disponibile con larghezza seduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 380mm  
Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420mm

Cuscino Matrx VI non disponibile con larghezza seduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 380mm  
Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420mm

Astuccio grande non disponibile con larghezza sedura < di 340 mm

**LLL / FSTF : Portapedana elevabile :**

Posizione iniziale a 75°  
LLL max = FSTF -40 mm  
LLL min = 380 mm

Seconda posizione a 60°  
LLL max = FSTF + 00 mm  
LLL min = 380 mm

Poggiapièdoppio in plastica non possibile con larghezza seduta < 340mm, lunghezza gambe < 260mm, telaio addotto con larghezza seduta < 380 mm.

Poggiapièdoppio unico in carbonio non possibile con larghezza seduta < 380 mm.

Parafango fisse in carbonio non possibili con altezza seduta anteriore < 410 mm

Braccioli tubolari non possibili con schienale abbattibile

Colori di serie personalizzabili con decalcomania ed etichetta

# KÜSCHALL COMPACT

onesolution.

COLORE TELAIO SPECIAL		
<input type="checkbox"/>	DCA4060	Giallo Fluo € 300
<input type="checkbox"/>	DCA4130	Grigio argento € 300
<input type="checkbox"/>	DCA4140	Royal blu € 300
<input type="checkbox"/>	DCA4150	Rosso rubino € 300
<input type="checkbox"/>	DCA4070	Viola atomico € 300
<input type="checkbox"/>	DCA4100	Nero lucido € 300
<input type="checkbox"/>	DCA4170	Arancione dinamite € 300
<input type="checkbox"/>	DCA4180	Verde foresta € 300
<input type="checkbox"/>	DCA4050	Personale, su richiesta Preventivo

Colori telaio SPECIAL personalizzabili solo con etichetta. (+ 10 giorni tempi di consegna)

---

STILE		
<input type="checkbox"/>	DCA4190	Decalcomania ○
<input type="checkbox"/>	DCA4197	Senza etichetta o decalcomania ○
COLORE DECALCOMANIA		
<input type="checkbox"/>	DCA4200	Nero € 150
<input type="checkbox"/>	DCA4210	Grigio scuro € 150
<input type="checkbox"/>	DCA4220	Grigio chiaro € 150
COLORE ETICHETTA		
<input type="checkbox"/>	DCA4300	Nera ○
<input type="checkbox"/>	DCA4310	Rossa ◆

---

RUOTE		
RUOTE ANTERIORI		
<input type="checkbox"/>	DCA5050	4" Everyday, gomma nera ○
<input type="checkbox"/>	DCA5100	4" Comfort, gomma nera ○
<input type="checkbox"/>	DCA5150	4" Starec cerchio nero € 108
<input type="checkbox"/>	DCA5200	4" FrogLegs Cerchio Nero € 108
<input type="checkbox"/>	DCA5250	4" FrogLegs Cerchio Argento € 108
<input type="checkbox"/>	DCA5300	5" Everyday, gomma nera ○
<input type="checkbox"/>	DCA5350	5" Comfort, gomma nera ◆
<input type="checkbox"/>	DCA5400	5" Starec cerchio nero € 108
<input type="checkbox"/>	DCA5450	5" FrogLegs Cerchio Nero € 108
<input type="checkbox"/>	DCA5500	5" FrogLegs Cerchio Argento € 108
<input type="checkbox"/>	DCA5550	6" Comfort, gomma nera ○
<input type="checkbox"/>	DCA5600	6" Pneumatica € 58
<input type="checkbox"/>	DCA5650	7" Comfort, gomma nera € 58
RUOTE POSTERIORI		
<input type="checkbox"/>	DCA6000	Monocomando DX (solo con ruote light 7 bar e corrimano min alluminio) € 400
<input type="checkbox"/>	DCA6010	Monocomando SX (solo con ruote light 7 bar e corrimano min alluminio) € 400
FISSAGGIO RUOTE		
<input type="checkbox"/>	DCA6020	Fissaggio standard ◆
<input type="checkbox"/>	DCA6040	Prolunga per amputato ruote posteriori € 80
POSIZIONE RUOTA POSTERIORE		
<input type="checkbox"/>	DCA6100	1a posizione ○
<input type="checkbox"/>	DCA6110	2a posizione ○
<input type="checkbox"/>	DCA6120	3a posizione ◆
<input type="checkbox"/>	DCA6130	4a posizione ○
<input type="checkbox"/>	DCA6140	5a posizione solo con prolunga ○
<input type="checkbox"/>	DCA6150	6a posizione solo con prolunga ○
PERNO TETRA CLIP		
<input type="checkbox"/>	DCA6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip € 125
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI		
<input type="checkbox"/>	DCA6400	22" ○
<input type="checkbox"/>	DCA6410	24" ◆
<input type="checkbox"/>	DCA6420	25" € 50
<input type="checkbox"/>	DCA6430	26" € 170
TIPO RUOTA POSTERIORE		
<input type="checkbox"/>	DCA6500	24" Ruote Active (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero ◆
<input type="checkbox"/>	DCA6510	22" - 24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero € 110
<input type="checkbox"/>	DCA6520	24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero € 290
<input type="checkbox"/>	DCA6550	24" - 25" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero € 650
<input type="checkbox"/>	DCA6580	22" - 24" - 26" Con freni a tamburo € 250
COPERTONI		
<input type="checkbox"/>	DCA6600	24" Schwalbe Rightrun nero/grigio, pneumatico ◆
<input type="checkbox"/>	DCA6620	24" - 25" - 26" Primo Sentinel - Antiforatura con doppio strato € 80
<input type="checkbox"/>	DCA6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero a doppio strato € 80
<input type="checkbox"/>	DCA6660	24" pieno, NERO € 50
CAMERA D'ARIA ANTIFORATURA		
<input type="checkbox"/>	DCA6680	Camera d'aria protettiva antiforatura € 45
CORRIMANO		
<input type="checkbox"/>	DCA6700	22" - 24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm € 150
<input type="checkbox"/>	DCA6710	24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm € 100
<input type="checkbox"/>	DCA6720	24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm € 220

Angolo chiuso da 80° non possibile con ruote da 6" e 7"

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG

Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy

Ruote Active SOLO con corrimano in alluminio a 6 punti e non compatibili con copriraggi. Vari tipi di copertoni disponibili

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX. Marathon Plus antiforatura con spessore tela maggiorato di 5 mm. ONE by Schwalbe in fibra high tech V-Guard resistente al taglio.

# KÜSCHALL COMPACT

onesolution.

<input type="checkbox"/>	DCA6740	24" - 25" <b>Carbolife Gekko</b> montato 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 340
<input type="checkbox"/>	DCA6750	24" - 25" <b>Carbolife Gekko S</b> , a 30 mm	€ 340
<input type="checkbox"/>	DCA6760	24" <b>Carbolife CurveL</b> a 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 340
<input type="checkbox"/>	DCA6770	24" <b>Carbolife Quadro</b> , a 30 mm	€ 340
<input type="checkbox"/>	DCA6780	22" - 24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm	◆
<input type="checkbox"/>	DCA6790	22" - 24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 115
<b>CAMPANATURA RUOTE POSTERIORI</b>			
<input type="checkbox"/>	DCA6820	Campanatura 0°	◆
<input type="checkbox"/>	DCA6840	Campanatura 3°	○
<b>COPRIRAGGI</b>			
<input type="checkbox"/>	DCA6900	22" - 24" - 26" Trasparenti	€ 100
<input type="checkbox"/>	DCA6910	22" - 24" - 26" Neri	€ 100



## SICUREZZA & ACCESSORI

<b>FRENI</b>			
<input type="checkbox"/>	DCA7200	Freno a trazione, leva piegata	◆
<input type="checkbox"/>	DCA7210	Freno a spinta, leva piegata	○
<input type="checkbox"/>	DCA7220	Freno a spinta, leva dritta	○
<input type="checkbox"/>	DCA7230	Freno <b>Performance</b>	€ 80
<input type="checkbox"/>	DCA7240	Freno <b>Active</b>	€ 80
<input type="checkbox"/>	DCA7250	Freno <b>Light Active</b>	€ 210
<b>PROLUNGA FRENO</b>			
<input type="checkbox"/>	DCA7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55
<b>ANTIRIBALTAMENTO</b>			
<input type="checkbox"/>	DCA7500	Antiribaltamento Lato destro	€ 120
<input type="checkbox"/>	DCA7510	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120
<input type="checkbox"/>	DCA7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200
<b>KIT DI TRASPORTO</b>			
<input type="checkbox"/>	DCA7600	Kit per il trasporto della persona in auto con cintura pelvica	€ 85
<b>CINTURE</b>			
<input type="checkbox"/>	DCA7800	Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60
<input type="checkbox"/>	DCA7810	Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145
<input type="checkbox"/>	DCA7820	Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145
<input type="checkbox"/>	DCA7830	Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145
<b>ACCESSORI</b>			
<input type="checkbox"/>	DCA7910	Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60
<input type="checkbox"/>	DCA8000	Protezioni posteriori del telaio (2 pezzi)	€ 50
<input type="checkbox"/>	DCA8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 50
<input type="checkbox"/>	DCA8100	Aiutoribaltamento, DX	€ 85
<input type="checkbox"/>	DCA8110	Aiutoribaltamento, SX	€ 85
<input type="checkbox"/>	DCA8120	Aiutoribaltamento doppio	€ 120
<input type="checkbox"/>	DCA8200	Porta bastone, lato dx	€ 75
<input type="checkbox"/>	DCA8210	Porta bastone, lato sx	€ 75
<input type="checkbox"/>	DCA8300	Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	€ 210
<input type="checkbox"/>	DCA8450	Tavolino	€ 200
<input type="checkbox"/>	DCA8650	Borsa per ruote	€ 85
<input type="checkbox"/>	DCA8680	Ruote Mountain Bike da 24" complete di corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 460
<input type="checkbox"/>	DCA8800	Poggiapolpaccio Bodypoint	€ 60
<input type="checkbox"/>	DCA8850	Borsa da viaggio Bodypoint	€ 105

ATTENZIONE! A seconda della configurazione il freno a spinta può andare in collisione con il poggiamambe.

Prolunga freno solo con freno a spinta

Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutoribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone

Bodypoint





**onesolution.**  
one order. one delivery. onesolution

KÜSCHALL matrX

**3D VISUALIZER**

1) Frame color



2) Decal



3) Decal color



