

KÜSCHALL K-SERIES

onesolution.

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

numero di telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

indirizzo

email

num telefono

☐ DKA0067

KÜSCHALL K-SERIES
Configurazione Std comprensiva di **Ruote Active**

Prezzo al pubblico

€ 2.150

☐ UKA0001

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

☐ DKA0000

costruzione speciale extra scheda ordine

quotazione su richiesta



Carrozzina ad autospinna sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi. Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Certificazioni: CE, ISO , MDA , TUV. **NR Repertorio DM 1915758/R**

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

☐ Casella da barrare ☒ Configurazione Standard ☐ Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

TIPO DI TELAIO			
☐ DKA1040	75° in alluminio		◆
☐ DKA1050	75° in alluminio - con adduzione		○
☐ DKA1060	75° in alluminio allungato + 50 mm		€ 115
☐ DKA1070	90° in alluminio		€ 115
☐ DKA1080	90° in alluminio - con adduzione		€ 115
☐ DKA1090	90° in alluminio allungato + 50 mm		€ 115
SOSPENSIONI			
☐ DKA1200	sospensioni seduta da 40-65 Kg		€ 330
☐ DKA1210	sospensioni seduta da 65-85 Kg		€ 330
☐ DKA1220	sospensioni seduta da 85-100 Kg		€ 330
LARGHEZZA SEDUTA (SW)			
☐ DKA1310	320 mm	○	
☐ DKA1315	340 mm	○	
☐ DKA1320	360 mm	○	
☐ DKA1325	380 mm	○	
☐ DKA1330	400 mm	◆	
☐ DKA1335	420 mm	○	
☐ DKA1340	440 mm	○	
☐ DKA1345	460 mm	○	
☐ DKA1350	480 mm		€ 50
☐ DKA1355	500 mm		€ 50
PROFONDITA' SEDUTA (SD)			
☐ DKA1410	350 mm	○	
☐ DKA1420	375 mm	○	
☐ DKA1435	400 mm	◆	
☐ DKA1450	425 mm	○	
☐ DKA1465	450 mm	○	
☐ DKA1475	475 mm	○	
☐ DKA1490	500 mm	○	
☐ DKA1495	525 mm	○	
POSIZIONE SEDUTA (SP)			
☐ DKA1500	Posizione 1 : 140 mm + attiva	○	
☐ DKA1510	Posizione 2 : 125 mm	○	
☐ DKA1520	Posizione 3 : 110 mm	○	
☐ DKA1530	Posizione 4 : 95 mm	○	
☐ DKA1540	Posizione 5 : 80 mm - attiva	○	
ALTEZZA SCHIENALE (BH)			
☐ DKA1600	Da selezionare in caso di schienale Matrx		
☐ DKA1605	270 mm	○	
☐ DKA1610	285 mm	○	
☐ DKA1615	300 mm	○	
☐ DKA1620	315 mm	○	
☐ DKA1625	330 mm	○	
☐ DKA1630	345 mm	○	
☐ DKA1635	360 mm	○	
☐ DKA1640	375 mm	◆	
☐ DKA1645	390 mm	○	
☐ DKA1650	405 mm	○	
☐ DKA1655	420 mm	○	
☐ DKA1660	435 mm	○	
☐ DKA1665	450 mm	○	
☐ DKA1670	465 mm	○	
☐ DKA1675	480 mm	○	
ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)			
☐ DKA1740	450 mm	○	
☐ DKA1745	460 mm	○	
☐ DKA1750	470 mm	○	
☐ DKA1755	480 mm	○	
☐ DKA1760	490 mm	○	
☐ DKA1765	500 mm	◆	
☐ DKA1770	510 mm	○	
☐ DKA1775	520 mm	○	

one order. one delivery. onesolution




Le misure della nuova **SERIE-K 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

TELAIO 90°
ora compatibile
con RUOTE DA 5"

Sospensioni compatibili solo con la posizione 2 della seduta. Non compatibili con profondità seduta 320, 480 e 500 mm.

Con profondità seduta maggiore di 45 cm, è necessario il telaio allungato + 5cm.

Larghezza seduta da 480 solo con telaio addotto



ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

DKA1815	390 mm	○	DKA1845	450 mm	○
DKA1820	400 mm	○	DKA1850	460 mm	○
DKA1825	410 mm	○	DKA1855	470 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
DKA1830	420 mm	○	DKA1860	480 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
DKA1835	430 mm	○	DKA1865	490 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
DKA1840	440 mm	◆			

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

DKA1918	290 mm	€ 65	DKA1938	390 mm	○
DKA1920	300 mm	€ 65	DKA1940	400 mm	○
DKA1922	310 mm	€ 65	DKA1942	410 mm	○
DKA1924	320 mm	€ 65	DKA1944	420 mm	○
DKA1926	330 mm	€ 65	DKA1946	430 mm	◆
DKA1928	340 mm	○	DKA1948	440 mm	○
DKA1930	350 mm	○	DKA1950	450 mm	○
DKA1932	360 mm	○	DKA1952	460 mm	○
DKA1934	370 mm	○	DKA1954	470 mm	○
DKA1936	380 mm	○	DKA1956	480 mm	○

A seconda della configurazione il poggiatesta può essere montato alto quando:

75° LLL ≤ FSTF - 30mm
90° LLL ≤ FSTF - 40mm

LLL < 390 mm

SCHIENALE

MATERIALE SCHIENALE

DKA2000	Alluminio	◆			
DKA2050	Titanio	€ 265			

TIPO SCHIENALE

DKA2100	Standard con tubo tensore	◆			
DKA2150	Tubo tensore montato basso (285mm)	○			

TELA SCHIENALE

DKA2210	Fissa Air Light, traforata ed imbottita sui lati	€ 130			
DKA2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	◆			
DKA2230	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 165			
DKA2240	Senza tela schienale	○			

SCHIENALI MATRIX

DKA2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809		
DKA2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809		
DKA2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809		
DKA2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809		
DKA2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850		
DKA2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850		
DKA2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850		
DKA2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850		
DKA2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850		
DKA2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850		
DKA2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850		
DKA2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850		
DKA2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809		
DKA2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809		
DKA2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809		
DKA2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809		
DKA2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809		
DKA2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809		
DKA2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809		
DKA2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809		

LARGHEZZA SCHIENALI MATRIX

DKA2360	360 MM	○			
DKA2362	380 MM	○			
DKA2364	410 MM	○			
DKA2366	430 MM	○			
DKA2368	460 MM	○			
DKA2370	480 MM	○			
DKA2372	510 MM	○			

MANOPOLE DI SPINTA

DKA2400	Senza manopole di spinta	○			
DKA2410	Fisse, corte	◆			
DKA2420	Fisse, lunghe	€ 55			
DKA2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 165			
DKA2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 170			
DKA2450	Pieghevoli	€ 170			

Telaio in alluminio non possibile con SW 320 mm

matrix
MULTI-POSITION SEATING



Tubi telescopici montati dietro non compatibili con altezza schienale da 285 a 330 e braccioli tubolari

Manopoli pieghevoli non compatibili con altezza schienale da 315 a 330 e braccioli tubolari

SCHIENALE INCLINABILE (RW)							
☐ DKA2500	74°	☐	☐ DKA2560	86°	☐		
☐ DKA2520	78°	☐	☐ DKA2580	90°	☐		
☐ DKA2540	82°	☒	☐ DKA2590	94°	☐		
SEDUTA							
TELA SEDUTA				Tensionabile con strap non compatibile con profondità seduta 525 mm Tela seduta light non compatibile con larghezza seduta > 420 mm e larghezza seduta >425 mm 			
☐ DKA2600	Standard, fissa in Nylon nero	☒					
☐ DKA2601	Telino seduta con strap centrale (femmina) e 2 laterali (maschio)		€ 35				
☐ DKA2610	Tensionabile con strap centrale		€ 60				
☐ DKA2630	Tela seduta Light		€ 100				
OPTIONAL SEDUTA							
☐ DKA2700	Cuscino seduta standard, 60 mm con visco		€ 50				
☐ DKA2710	Cuscino Matrx Flo-Tech Lite		€ 135				
☐ DKA2720	Cuscino LIBRA		€ 629				
☐ DKA2740	CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM		€ 80				
☐ DKA2742	CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM		€ 80				
☐ DKA2744	CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM		€ 80				
☐ DKA2746	CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM		€ 80				
☐ DKA2800	Marsupio anteriore rimuovibile completo di cinturino con clip di fissaggio		€ 90				
☐ DKA2910	Astuccio grande sotto la seduta		€ 45				
POGGIAPIEDI				Cuscino Matrx VI non disponibile con larghezza seduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 380mm Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420mm Telaio diritto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 mm Telaio addotto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 - 400 mm Poggiapiede ribaltabile non compatibile con telaio addotto e larghezza seduta 480 - 500 mm			
☐ DKA3200	Tubolare in alluminio con profilo Hydroforming	☒					
☐ DKA3210	Tubolare in titanio		€ 220				
☐ DKA3220	Unico in carbonio, regolabile in inclinazione		€ 175				
☐ DKA3230	Unica ribaltabile lateralmente		€ 310				
COPERTURA POGGIPIEDE							
☐ DKA3290	Copripedana in plastica		€ 65				
Poggiatallone e poggiaolpaggio							
☐ DKA3300	Striscia fermapolpaccio sul telaio	☒					
☐ DKA3305	Striscia fermapolpaccio con supporto		€ 20				
SPONDINE							
☐ DKA3405	Spondine Paraabiti dritte in plastica, ribaltabili indietro	☒		Spondine estraibili in carbonio aumentano di 20 mm la larghezza della seduta.			
☐ DKA3420	Spondine Paraabiti dritte in carbonio, ribaltabili indietro		€ 105				
☐ DKA3440	Spondine Parafango estraibili, reg. in H in carbonio		€ 220				
☐ DKA3450	Spondine Parafango estraibili e reg.li in H in plastica		€ 155				
BRACCIOLI							
☐ DKA3480	Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili con imbottitura		€ 180	Braccioli tubolari non compatibili con manopole pieghevoli o regolabili in altezza. Braccioli a T non possibili con altezza seduta posteriore < 420 mm			
☐ DKA3490	Braccioli a T Regolabili in altezza, estraibili, RIDOTTI, senza fianchetto, solo con spondine dritte		€ 165				
☐ DKA3495	Braccioli a T Regolabili in altezza, estraibili, LUNGHI, senza fianchetto, solo con spondine dritte		€ 165				
COLORE TELAIO DI SERIE				Colori di serie personalizzabili con decalcomania ed etichetta			
☐ DKA4000	Nero spaziale	☐	☐ DKA4030			Rosso Carminio	☐
☐ DKA4010	Grigio antracite	☐	☐ DKA4040			Azzurro	☐
☐ DKA4020	Bianco candido	☐					
COLORE TELAIO SPECIAL				Colori telaio SPECIAL personalizzabili solo con etichetta. + 10 giorni tempi di consegna			
☐ DKA4060	Giallo Fluo	€ 300	☐ DKA4100			Nero lucido	€ 300
☐ DKA4130	Grigio argento	€ 300	☐ DKA4170			Arancione dinamite	€ 300
☐ DKA4145	Pearl Night Blue	€ 300	☐ DKA4180			Verde foresta	€ 300
☐ DKA4150	Rosso rubino	€ 300	☐ DKA4050			Personale, su richiesta	Preventivo
☐ DKA4070	Viola atomico	€ 300					
STILE							
☐ DKA4190	Decalcomania	☐	☐ DKA4195	Etichetta	☒		
☐ DKA4197	Senza etichetta o decalcomania	☐					
COLORE DECALCOMANIA							
☐ DKA4200	Nero	€ 150	☐ DKA4230	Rosso	€ 150		
☐ DKA4210	Grigio scuro	€ 150	☐ DKA4240	Blu	€ 150		
☐ DKA4220	Grigio chiaro	€ 150	☐ DKA4250	Oro	€ 150		
COLORE ETICHETTA							
☐ DKA4300	Nera	☐	☐ DKA4310	Rossa	☒		
RUOTE							
RUOTE ANTERIORI				Ruote da 3" con FSTF < 530 mm Ruote da 4" solo con FSTF < 540 mm.			
☐ DKA5000	3" Supersport	☐	☐ DKA5300			5" Everyday, gomma nera	☐
☐ DKA5050	4" Everyday, gomma nera	☐	☐ DKA5350	5" Comfort, gomma nera	☒		
☐ DKA5100	4" Comfort, gomma nera	☐	☐ DKA5400	5" Starec cerchio nero	€ 110		
☐ DKA5150	4" Starec cerchio nero	€ 110	☐ DKA5450	5" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110		
☐ DKA5200	4" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110	☐ DKA5500	5" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110		
☐ DKA5250	4" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110					

CENTRO DI GRAVITA'			Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG
☐	DKA6020	Posizione standard, asse fisso	◆
☐	DKA6030	Prolunga ruote posteriori Light (3 posizioni) - scegliere poi posizione 1° asse	€ 105
☐	DKA6040	Prolunga ruote posteriori (5 posizioni) - scegliere poi posizione 1° asse	€ 105
1° ASSE			Prolunga ruote non compatibile con asse in carbonio e altezza seduta posteriore < 410 mm
☐	DKA6050	Vario-Ax, angolo regolabile a 1° / 3° / 7° / 10° di campanatura	€ 300
☐	DKA6060	Alluminio	◆
☐	DKA6070	Carbonio	€ 220
POSIZIONE DEL 1° ASSE			Quando è selezionato anche il secondo asse, il primo viene posizionato nella prima posizione
☐	DKA6100	1a posizione (dal davanti)	○
☐	DKA6110	2a posizione (dal davanti)	○
☐	DKA6120	3a posizione (dal davanti)	○
☐	DKA6130	4a posizione (dal davanti)	○
☐	DKA6140	5a posizione (dal davanti)	○
ANGOLO DI CAMPANATURA DEL 1° ASSE			Secondo asse posizionato solo nella quinta posizione della prolunga delle ruote
☐	DKA6200	Campanatura a 0°	◆
☐	DKA6210	Campanatura a 3°	○
☐	DKA6220	Campanatura a 6°	○
2° ASSE			Massimo 3° di differenza di campanatura tra i 2 assi
☐	DKA6230	Alluminio	€ 140
☐	DKA6240	Vario-Ax, angolo regolabile a 1° / 3° / 7° / 10° di campanatura	€ 300
ANGOLO DI CAMPANATURA DEL 2° ASSE			Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy
☐	DKA6250	Campanatura a 0°	○
☐	DKA6260	Campanatura a 3°	○
☐	DKA6270	Campanatura a 6°	○
PERNO TETRA CLIP			Ruote Active SOLO con corrimano in alluminio e non compatibili con copriraggi
☐	DKA6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip	€ 125
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI			Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.
☐	DKA6410	24"	◆
☐	DKA6420	25"	○
☐	DKA6430	26"	€ 170
TIPO RUOTA POSTERIORE			COPERTONI
☐	DKA6500	24" Ruote Active (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero	◆
☐	DKA6510	24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero	€ 110
☐	DKA6520	24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero	€ 290
☐	DKA6550	24" - 25" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero	€ 650
CORRIMANO			COPRIRAGGI
☐	DKA6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche	◆
☐	DKA6625	24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato	€ 85
☐	DKA6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio	€ 95
☐	DKA6660	24" scolpito, pieno, nero	€ 60
CORRIMANO			COPRIRAGGI
☐	DKA6700	24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm	€ 150
☐	DKA6710	24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm	€ 100
☐	DKA6720	24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 220
☐	DKA6740	24" - 25" Carbolife Gekko montato 30 mm	€ 340
☐	DKA6750	24" Carbolife Gekko S , a 30 mm regolabile a 40 mm	€ 340
☐	DKA6760	24" Carbolife CurveL a 30 mm regolabile a 40 mm	€ 340
☐	DKA6770	24" Carbolife Quadro , a 30 mm regolabile a 40 mm	€ 340
☐	DKA6780	24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm	◆
☐	DKA6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 120
COPERTONI			COPRIRAGGI
☐	DKA6900	24" - 26" Trasparenti	€ 100
☐	DKA6910	24" - 26" Neri	€ 100
SICUREZZA & ACCESSORI			COPRIRAGGI
FRENI			Freni Active solo con telatio allungato +50mm
☐	DKA7210	Freno a spinta, leva piegata	◆
☐	DKA7230	Freno Performance	€ 85
☐	DKA7240	Freno Active	€ 85
☐	DKA7250	Freno Light Active	€ 210
PROLUNGA FRENO			Prolunga freno solo con freno a spinta.
☐	DKA7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55



KÜSCHALL K-SERIES

onesolution.

ANTIRIBALTAMENTO

□ DKA7500	Antiribaltamento Lato destro	€ 120
□ DKA7510	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120
□ DKA7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200

KIT DI TRASPORTO

□ DKA7600	Kit per il trasporto della persona in auto - etichette	€ 90
-----------	--	------

CINTURE

□ DKA7800	Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60
□ DKA7810	Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145
□ DKA7820	Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145
□ DKA7830	Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145

ACCESSORI

□ DKA7910	Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60
□ DKA8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60
□ DKA8200	Porta bastone, lato dx	€ 75
□ DKA8210	Porta bastone, lato sx	€ 75
□ DKA8300	Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	€ 200
□ DKA8500	Pompa	€ 25
□ DKA8550	Kit attrezzi	€ 15
□ DKA8600	Kit regolazione altezza posteriore	€ 55
□ DKA8650	Borsa per ruote	€ 95
□ DKA8680	Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480

Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutoribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone

 Bodypoint®



UNIQUE

Designed by you. Built by us.

CUCITURE COLORATE per tela schienale AERO BACK (DKA2230)

UKA2241

Giallo NEON

€ 170

UKA2242

Rosa NEON

€ 170

UKA2243

Blu

€ 170

UKA2244

Bianco

€ 170

UKA2245

Rosso

€ 170

UKA0002

Colore speciale inserire RAL

quotazione su richiesta

RICAMO per tela schienale AERO BACK (DHA2230)

UKA2246

Faccina Emoticon Smile

€ 260

UKA2248

Viaggiatore

€ 260

UKA2249

Fiori di ciliegio

€ 260

UKA2250

Cactus

€ 260

UKA2251

Logo Kuschall colorato

€ 260

UKA0003

Ricamo personalizzato

quotazione su richiesta

RICAMO con effetto vellutato per AERO BACK (DHA2230)

UKA2253

Faccina Emoticon Smile

€ 120

UKA2255

Viaggiatore

€ 120

UKA2256

Fiori di ciliegio

€ 120

UKA2257

Cactus

€ 120

UKA2259

Tavolozza colori

€ 120

UKA0004

Ricamo personalizzato

quotazione su richiesta

CUCITURE COLORATE per tela seduta standard (DH2600)

UKA2602

Giallo NEON

€ 170

UKA2603

Rosa NEON

€ 170

UKA2604

Blu

€ 170

UKA2605

Bianco

€ 170

UKA2606

Rosso

€ 170

UKA0005

Colore speciale inserie RAL

quotazione su richiesta

SPONDINE TRASPARENTI DIRITTE (DHA3405)

UKA3422

Trasparente

€ 700

UKA3423

Blu trasparente

€ 700

UKA3424

Giallo NEON

€ 700

UKA3425

Arancione NEON

€ 700

UKA3426

Rosso NEON

€ 700

UKA0006

Colore speciale inserie RAL

quotazione su richiesta

UKA0007

Design personalizzato

quotazione su richiesta

NUOVI COLORI TELAIO

UKA4101

Lucido a specchio

€ 1.050

UKA4102

Verde pastello

€ 750

UKA4103

Blu cielo

€ 750

UKA4104

Viola prugna

€ 750

UKA4105

Salmone

€ 750

UKA0008

Colore speciale inserire RAL

quotazione su richiesta

UKA4066

Finitura effetto SMALTO per i nuovi colori

€ 590

COLORE DECALCOMANIA

UKA4252

Giallo NEON

€ 215

UKA4253

Verde NEON

€ 215

UKA4254

Arancione NEON

€ 215

UKA4255

Rosa NEON

€ 215

UKA4256

Rosso NEON

€ 215

UKA0009

Colore speciale inserire RAL

quotazione su richiesta

COLORE MOZZO per ruote anteriori FROGLEGS cod. 5200 e 5450

UKA5502

Rosa

€ 250

UKA5504

Arancione

€ 250

UKA5506

Blu

€ 250

UKA5507

Viola

€ 250

UKA5508

Rosso

€ 250

UKA5509

Oro

€ 250

TIPO DI CUSCINETTO per forcelle anteriori da 4" e 5"

UKA5510

Cuscinetti ceramici per le ruote anteriori 4" e 5"

€ 390

TIPO RUOTA POSTERIORE

UKA6551

24" - 25" Spinergy LITE EXTREME LX - Colori UNIQUE disponibili

€ 1.510

UKA6552

24" - 25" Spinergy LITE EXTREME X-LACED XLX - Colori UNIQUE disponibili

€ 1.580

UKA6553

24" - 25" Spinergy X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - Colori UNIQUE disponibili

€ 1.680

UKA6554

24" - 25" Spinergy CARBON FIBER CLX - Colori UNIQUE disponibili

€ 1.915

COLORE CERCHIONE ANODIZZATO solo per Spinergy

UKA6557

Blu

€ 135

UKA6558

Oro

€ 135

UKA6559

Verde

€ 135

UKA6560

Arancione

€ 135

UKA6561

Rosso

€ 135

UKA6562

Viola

€ 135

COLORE MOZZO ANODIZZATO solo per Spinergy

UKA6563

Blu

€ 135

UKA6564

Oro

€ 135

UKA6565

Argento

€ 135

UKA6566

Verde

€ 135

UKA6567

Arancione

€ 135

UKA6568

Rosso

€ 135

UKA6569

Viola

€ 135

COLORE RAGGI solo per Spinergy

UKA6570

Blu

€ 135

UKA6571

Verde

€ 135

UKA6572

Arancione

€ 135

UKA6573

Rosa

€ 135

UKA6574

Rosso

€ 135

UKA6575

Viola

€ 135

UKA6576

Bianco

€ 135

UKA6577

Giallo

€ 135

TIPO DI CUSCINETTO solo per Spinergy

UKA6579

Cuscinetti ceramici per le ruote posteriori

€ 300

PERSONALIZZAZIONE KIT UNIQUE

UKA6960

KIT UNIQUE 1 - Colore forcelle

€ 310

UKA6961

KIT UNIQUE 2 - Colore forcelle, supporto schienale, tappi seduta, mosetti freno

€ 450

UKA6962

KIT UNIQUE 3 - Colore forcelle, supporto schienale, tappi seduta, mosetti freno, supporti asse

€ 470

COLORI PREMIUM ANODIZZATI PER IL KIT UNIQUE

UKA6963

Rosso

☐

UKA6964

Viola

☐

UKA6965

Rame

☐

UKA6966

Verde

☐

UKA6967

Arancione

☐

UKA6968

Oro

☐

UKA6969

Chamagne

☐

UKA6970

Rosa

☐

UKA6971

Blu

☐

UKA6972

Finitura a specchio

☐

Per il Logo Kushall ricamato, specificare il RAL

Per il Logo Kuschall ricamato, specificare il RAL



UNIQUE

Designed by you. Built by us.

onesolution.

one order. one delivery. onesolution

3D VISUALIZER

Kuschall matrx HP Bodypoint