

INVACARE

ESPRIT Action

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome &amp; Cognome

Indirizzo

Email

Telefono


☐ SPB0100 **ESPRIT Action** € 4.730

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Carrozzina elettronica pieghevole con telaio smontabile, motori nei mozzii delle ruote made in Alber

Comando remoto tipo e-fix con tecnologia Alber e sistema GYROSCOPICO integrato

Batterie AGM da 36V, 7,65 Ah, 6 Km/h, range fino a 15 km

Peso totale della carrozzina 40,3 kg - smontata 13,8 Kg il componente più pesante

Codifica suggerita per omogeneità funzionale

12.21.27.009

12.24.03.163

Nr DM: 2142591/R



Gyro



Dimensioni contenute



Dimensioni



Design



3 Driving mode

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

☐ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo**MODELLO**

- ☐ SPB0050 Esprit Action Junior (crociera singola) ○
- ☐ SPB0060 Esprit Action Adulto (crociera doppia) ◆

**TELAIO**

- ☐ SPB0200 Crociera singola (larghezza seduta da 305 a 380 mm e profondità da 325 a 375 mm) ○
- ☐ SPB0060 Doppia Crociera (larghezza seduta da 380 a 605 mm e profondità da 400 a 500 mm) ◆

Portata Massima 80 Kg

Portata Massima 125 Kg

**SUPPORTO COMANDO REMOTO**

- ☐ SPB0300 Supporto standard ◆
- ☐ SPB0310 Supporto swing away interno ed esterno tipo Alber e-fix € 250
- ☐ SPB0400 Comando a DX ○
- ☐ SPB0410 Comando a SX ○

**VELOCITA' MASSIMA**

- ☐ SPB0500 6 Km/h ◆
- ☐ SPB0510 8 Km/h € 150

**BATTERIE**

- ☐ SPB0600 Pacco batteria da 7,65 Ah/36V ◆

**POTENZIAMENTI**

- ☐ SPB0610 Batteria addizionale da 7,65 Ah/36V € 450
- ☐ SPB0630 Protezione comando € 70



SPB0310



SPB0630

|                  |          | Seat width in mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  |          | (MM)             | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 555 | 605 |
| Seat depth in mm | 325->375 |                  | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   |     |     |     |     |     |     |     |
|                  | 400      |                  |     |     |     | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   |     |     |
|                  | 400->450 |                  |     |     |     | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   |
|                  | 450      |                  |     |     |     | ☑   |     |     |     |     |     |     |     |
|                  | 450->500 |                  |     |     |     |     | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   |
|                  | 500      |                  |     |     |     |     |     | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   | ☑   |

☑ Max user weight 80kg (Single Crossbar)

☑ Max user weight 125kg (Double Crossbar)

**SCEGLI MISURE SEDUTA****LARGHEZZA SEDUTA JUNIOR**

- ☐ SPB1000 305 mm ○
- ☐ SPB1010 330 mm ○
- ☐ SPB1020 355 mm ◆
- ☐ SPB1030 380 mm ○

**LARGHEZZA SEDUTA ADULTO**

- ☐ SPB1040 380 mm ○
- ☐ SPB1050 405 mm ○
- ☐ SPB1060 430 mm ◆
- ☐ SPB1070 455 mm ○
- ☐ SPB1080 480 mm ○
- ☐ SPB1090 505 mm ○
- ☐ SPB1100 555 mm - tela seduta rinforzata € 50
- ☐ SPB1100 605 mm - tela seduta rinforzata € 50

**PROFONDITA' SEDUTA**

|                          |         |                                                                    |   |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | SPB1200 | Reg.le da 325 a 375 mm regolabile in profondità - settata a 350 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1210 | 400 mm                                                             | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1220 | Reg.le da 400 a 450 mm regolabile in profondità - settata a 430 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1230 | 450 mm                                                             | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1240 | Reg.le da 450 a 500 mm regolabile in profondità                    | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1250 | 500 mm                                                             | ○ |

Solo versione Junior

**ALTEZZA SEDUTA**

|                          |         |        |   |
|--------------------------|---------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | SPB1300 | 460 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1310 | 485 mm | ○ |

**TIPO FODERA SEDUTA**

|                          |         |                                                                |   |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | SPB1400 | Nylon, nera con 2 strisce in Velcro (Reg.le in largh. e prof.) | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SPB1410 | Nylon, nera, imbottita                                         | ◆ |

Solo per versione Junior

Solo Versione per adulto

**SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE****TIPO DI SCHIENALE**

|                          |         |                                                                          |       |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB2000 | Angolo fisso 7° reg.le in 2 Altezze 400/430 settato a 430 mm             | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | SPB2010 | Angolo fisso 7° altezza 510 mm                                           | ○     |
| <input type="checkbox"/> | SPB2020 | Ribaltabile altezza 430 mm                                               | € 50  |
| <input type="checkbox"/> | SPB2030 | Ribaltabile altezza 510 mm                                               | € 50  |
| <input type="checkbox"/> | SPB2040 | Regolabile in inclinazione (da -15° a +15°) e abbattibile                | € 150 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2050 | Recl. pneu (0° - 30°) e abbattibile, H 390/410/430 - consegnato a 430 mm | € 150 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2060 | Recl. a crem. (0° - 30°), H 390/410/430 mm - consegnato a 430 mm         | € 80  |
| <input type="checkbox"/> | SPB2070 | Recl. a crem. (0° - 30°), H 470/490/510 mm - consegnato a 510 mm         | € 80  |
| <input type="checkbox"/> | SPB2080 | Recl. pneu (0° - 30°), H 390/410/430 - consegnato a 430 mm               | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2090 | Recl. pneu (0° - 30°), H 470/490/510 - consegnato a 510 mm               | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2100 | Recl. pneu (0° - 30°), con schienale Laguna H 510 mm                     | € 150 |

**SCHIENALE MATRIX (con schienale reclinabile, si perdono circa 20 mm in profondità) + 5 giorni per la consegna**

|                          |         |                                          |       |
|--------------------------|---------|------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB2200 | Matrx Elite E2 con agganci - 405 mm      | € 800 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2210 | Matrx Elite E2 con agganci - 455 mm      | € 800 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2220 | Matrx Elite Deep E2 con agganci - 405 mm | € 800 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2230 | Matrx Elite Deep E2 con agganci - 455 mm | € 800 |

**TELA SCHIENALE**

|                          |         |                                                            |      |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | SPB2300 | 1 fascia tens con supporto lombare, bi-materiale imbottita | ○    |
| <input type="checkbox"/> | SPB2310 | 4 fasce tens, bi-materiale contour                         | € 20 |
| <input type="checkbox"/> | SPB2320 | 8-10 fasce tensionabili, bi-materiale contour              | ◆    |
| <input type="checkbox"/> | SPB2330 | Schienale Passad 2 nero TR26. H 510 mm                     | € 40 |

**SCEGLI PEDANE E POGGIPIEDI****PEDANA DESTRA**

|                          |         |                                                                 |       |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB3000 | Fissa a 80° tubo corto - UL da 200 a 330                        | ○     |
| <input type="checkbox"/> | SPB3010 | Fissa a 80° tubo lungo - UL da 340 a 470 mm                     | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | SPB3020 | Elevabile da 0° a 75°, con poggia polpaccio - UL Da 340 a 500mm | € 75  |
| <input type="checkbox"/> | SPB3030 | Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profondità       | € 120 |

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

**PEDANA SINISTRA**

|                          |         |                                                                 |       |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB3100 | Fissa a 80° tubo corto - UL da 200 a 330                        | ○     |
| <input type="checkbox"/> | SPB3110 | Fissa a 80° tubo lungo - UL da 340 a 470 mm                     | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | SPB3120 | Elevabile da 0° a 75°, con poggia polpaccio - UL Da 340 a 500mm | € 75  |
| <input type="checkbox"/> | SPB3130 | Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profondità       | € 120 |

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

**POGGIPIEDE DESTRO**

|                          |         |                          |       |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB3200 | Ribaltabile              | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | SPB3210 | Ribaltabile e articolato | € 30  |
| <input type="checkbox"/> | SPB3220 | Unico, ribaltabile a sx  | € 160 |

**POGGIPIEDE SINISTRO**


|                          |         |                          |      |
|--------------------------|---------|--------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | SPB3300 | Ribaltabile              | ◆    |
| <input type="checkbox"/> | SPB3310 | Ribaltabile e articolato | € 30 |

**SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI****LATO DESTRO**

|                          |         |                                                                                                         |       |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB4000 | T estraibile corto (reg. H 235-280 per altezza 460 / 210-280 per altezza 485, +35mm prof. +25mm largh.) | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | SPB4010 | T estraibile lungo (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm larghezza)                                  | € 20  |
| <input type="checkbox"/> | SPB4020 | Bracciolo empiegico multiregolabile (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm                            | € 110 |

**LATO SINISTRO**

|                          |         |                                                                                                         |       |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB4100 | T estraibile corto (reg. H 235-280 per altezza 460 / 210-280 per altezza 485, +35mm prof. +25mm largh.) | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | SPB4110 | T estraibile lungo (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm larghezza)                                  | € 20  |
| <input type="checkbox"/> | SPB4120 | Bracciolo empiegico multiregolabile (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm                            | € 110 |



SPB2300

No con schienali Matrix

No con schienali Matrix

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

INVACARE

ESPRIT Action

## SCEGLI ALTRE OPZIONI SEDUTA

## CUSCINO SEDUTA

|                            |         |                                                      |             |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>   | SPB5000 | ESSENTIAL 375 mm di profondità                       |             |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5010 | BASIC in schiuma con copertura in nylon - alto 50 mm | ◆           |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5020 | MatrX Flo-Tech Lite - alto 78 mm                     | € 135       |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5030 | MatrX Flo-Tech Image - alto 60 mm                    | € 200       |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5040 | MatrX Contour Visco - alto 100 mm - portata 100 Kg   | € 110       |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5042 | Classic Visco 375x400 - Alto 75 mm                   | € 76        |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5044 | Classic Visco 405x400 - Alto 75 mm                   | € 76        |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5046 | Classic Visco 430x430 - Alto 75 mm                   | € 76        |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5048 | Classic Visco 455x400 - Alto 75 mm                   | € 76        |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5050 | MatrX Flo-Tech Solution Extra - alto 60 mm           | € 629       |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5070 | Matrx Libra - alto 70 mm                             | € 629       |
| <b>PROFONDITA' CUSCINO</b> |         |                                                      |             |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5080 | 400 MM                                               | ○           |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5085 | 450 MM                                               | ○           |
| <input type="checkbox"/>   | SPB5090 | 500 MM                                               | ○ (NC.0656) |

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

## ALTRE OPZIONI

## POGGIATESTA

|                          |         |                                                                                                                                              |       |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB5100 | Poggianuca reg.le in H, profondità e inclinazione                                                                                            | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5110 | Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette parietali reg.li singolarmente - Cod. N.T. 18.09.18.205     | € 150 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5120 | Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con supporti mandibolari reg.li singolarmente - Cod. N.T. 18.09.18.205 | € 200 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5130 | Poggiatesta Matrx imbottitura 250mm per schienale Matrx                                                                                      | € 150 |

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo versione per adulto

Solo per schienale Matrx

## ACCESSORI PER LA SEDUTA

|                          |         |                                    |       |
|--------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB5140 | Pelotte toracali (paio)            | € 150 |
| <input type="checkbox"/> | SPB5150 | Cinturino fermapolpacci regolabile | € 20  |

## TUBO TENSORE

|                          |         |                          |   |
|--------------------------|---------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | SPB5160 | Tubo tensore telescopico | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB5170 | Tubo tensore fisso       | ◆ |

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

## COLORI

|                          |         |                |                                                                                     |                          |         |                 |                                                                                                                            |
|--------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SPB6040 | Grigio grafite |    | <input type="checkbox"/> | SPB6030 | Blu Pop         |                                          |
| <input type="checkbox"/> | SPB6020 | Blu acqua      |   | <input type="checkbox"/> | SPB6000 | Nero Antracite  |                                         |
| <input type="checkbox"/> | SPB6010 | Porpora        |  | <input type="checkbox"/> |         | Colore speciale |  <small>quotazione su richiesta</small> |

## COLORE FORCELLE

|                          |         |                      |   |
|--------------------------|---------|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | SPB6100 | Forcelle colore nero | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SPB6120 | Forcelle colore Lime | ○ |



SPB6120

## SCEGLI RUOTE ANTERIORI

|                          |         |                                      |      |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | SPB7000 | 200 x 50 mm (8"x2") Nere piene       | ◆    |
| <input type="checkbox"/> | SPB7010 | 200 x 50 mm (8"x2") Nere pneumatiche | € 20 |

## SCEGLI LE RUOTE POSTERIORI

|                          |         |                                                                         |       |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB7100 | Alber e-fix 355 x 70 mm (14"x27") antiferatura nere - estrazione rapida | € 175 |
| <input type="checkbox"/> | SPB7110 | Alber e-fix 355 x 70 mm (14"x27") pneumatiche nere - estrazione rapida  | ◆     |

## ANTIRIBALTAMENTO - OBBLIGATORIO

|                          |         |                                                 |       |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB8000 | Antiribaltamento fisso (paio)                   | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | SPB8010 | Antiribaltamento Alber con Jack Function (paio) | € 450 |

## ACCESSORI

|                          |         |                              |       |
|--------------------------|---------|------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SPB8020 | Cintura posturale            | € 30  |
| <input type="checkbox"/> | SPB8030 | Ganci per il trasporto       | € 50  |
| <input type="checkbox"/> | SPB8040 | Luci posteriori di posizione | € 50  |
| <input type="checkbox"/> | SPB8100 | Porta bastone                | € 20  |
| <input type="checkbox"/> | SPB8200 | Tavolino ribaltabile         | € 100 |




SPB8010



SPB8030

Spazio per le vostre annotazioni ed informazioni aggiuntive



\* le batterie devono essere rimosse per l'utilizzo della carrozzina come sedile d'auto

Invacare Mecor san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2017 Invacare International Srl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.