

AVIVA RX 20 INDOOR

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____

indirizzo _____

email _____

num telefono _____



Prezzo al pubblico
€ 3.850

Codici N.T. (configurazione standard):

- JBC0000 AVIVA RX 20 INDOOR Portata MAX 136 Kg, motori 4 poli di serie

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

- JBX1300 AVIVA RX20 Costruzione Speciale

Quotazione su richiesta



12.21.27.006
12.24.03.115
12.24.06.163
12.24.06.172
12.24.06.175
18.09.39.103 + aggiuntivi

Nr. Rep. DM: 1940563/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

Configurazione di serie

Seduta Modulite fissa

Braccioli a T regolabili in altezza ed estraibili

Pedane 80° separate e poggiatepiedi con cinturino

Comando con elettronica di ultima generazione Invacare LiNX programmabile in bluetooth

SOSPENSIONI indipendenti e regolabili CTC - Control Traction Comfort

Ruote anteriori da 8", in opzione da 9"

Ruote motrici da 14"

Motori 4 poli da 6 Km/h

Batterie da 52 Ah AGM (Top-Gel) e caricabatteria OptiCharge da 8Ah

Portata 136 Kg

Ingombro da 560 mm

Larghezza telaio

- JBC2810 Base stretta 560 mm ◆
- JBC2830 Base larga 635 mm (con monoforcella) € 250

TIPO SEDUTA

PUNTO 1- Seduta Modulite fissa (per la seduta telescopica saltare direttamente al punto 2)

Scegli il tipo di seduta Modulite

- JBC2105 Seduta modulite standard ◆

Larghezza seduta Modulite Fissa

- JBC2121 380 mm allargabile + 50mm con braccioli ○
- JBC2122 430 mm allargabile + 50mm con braccioli ◆

Scegli profondità seduta pre-impostata di fabbrica a ...

- JBC2132 410 mm ○
- JBC2134 460 mm ◆
- JBC2136 510 mm ○

Completa la seduta con cuscini e schienali

- JBC2141 Cuscino standard ○
- JBC2142 Matrx Flo-tech Lite ○
- JBC2143 Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg) € 100
- JBC2147 Matrx Libra € 629
- JBC2144 Matrx Vi € 629
- JBC2140 senza cuscino ○

Scegli i tubi dello schienale per Modulite Fissa

- JBC2161 Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione ◆
- JBC2171 Schienale Tensionabile ◆
- JBC2174 Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh € 807
- JBC2175 Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh € 807
- JBC2176 Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh € 807
- JBC2177 Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh € 807
- JBC2178 Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh € 850
- JBC2170 Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali ○

Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matrx

- JBC2151 Tessuto nero in Nylon ◆
- JBC2155 Tessuto nero Spacer (solo matrx e Laguna) ○

Scegli il tipo di bracciolo

- JBC2191 Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 245 a 315 mm ◆
- JBC2181 Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 295 a 365 mm ○
- JBC2198 Braccioli totalmente imbottiti € 100
- JBC2183 Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato ○

Leggere sempre le note a fianco



Invacare LiNX è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC.

Base Fissa regolabile da 440 a 480 mm tramite allargamento dei braccioli. Regolabile in profondità da 410 a 510 mm. Base telescopica con larghezza regolabile a 330/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli regolabile in profondità da 410 a 510 mm. Con braccioli rientranti la larghezza seduta per la modulite telescopica può essere ridotta fino a un minimo di 330. Profondità seduta regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta. Matrx Flo-tech Lite fino a 100kg peso utente Matrx Contour fino a 191Kg peso utente.



AVIVA RX 20 INDOOR

Scegli il tipo di imbottitura		
□	JBC2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm
□	JBC2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm
□	JBC2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm
□	JBC2199	Imbottitura morbida
Poggiatesta		
□	JBC1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione
□	JBC1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione
□	JBC1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione
Basculamento		
□	JBC1091	Meccanico da 0° a 15°
□	JBC1092	Basculamento elettrico da 0° a 20°
Altezze seduta senza cuscino e a 0°		
□	JBC2857	435 mm
□	JBC2858	460 mm
□	JBC2859	485 mm
TIPO SEDUTA		
SE COMPILATO PUNTO 1 (MODULITE FISSA), PASSARE DIRETTAMENTE AL PUNTO 3		
PUNTO 2- Seduta Modulite Telescopica		
□	JBC2100	Base rigida telescopica
Scegli larghezza seduta Modulite telescopica pre-impostata di fabbrica a...		
□	JBC2121	380 mm + 50 mm con braccioli
□	JBC2122	430 mm + 50 mm con braccioli
□	JBC2123	480 mm + 50 mm con braccioli
□	JBC2124	530 mm + 50 mm con braccioli
Allargamento giunti tubi schienale		
□	JBC2106	Allargamento giunti tubi schienale + 25,4 mm per lato
Profondità seduta pre-impostata di fabbrica a ...		
□	JBC2132	410 mm
□	JBC2134	460 mm
□	JBC2136	510 mm
Completa la seduta con cuscini e schienali		
□	JBC2142	Matrx Flo-tech Lite
□	JBC2143	Matrx Flo-tech Contour Visco
□	JBC2140	senza cuscino
Tubi dello schienale per Modulite telescopica		
□	JBC2163	Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione
□	JBC2162	Tubi schienale lunghi 540 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione per Flex3 e Matrx
□	JBC2108	Senza manopole
Tipo di schienale		
□	JBC2171	Schienale Tensionabile
□	JBC2179	Schienale Flex3 tensionabile senza cuscino
□	JBC2172	Schienale Flex3 scocca rigida senza cuscino
□	JBC2173	Schienale Flex3 scocca rigida con cuscino Laguna
□	JBC2170	Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali
Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matrx		
□	JBC2151	Tessuto nero
□	JBC2152	Dartex nero
□	JBC2155	Tessuto nero Spacer (solo matrx e Laguna)
Scegli il tipo di bracciolo		
□	JBC2191	Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 245 a 315 mm
□	JBC2181	Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 295 a 365 mm
□	JBC2183	Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato
Scegli il tipo di imbottitura		
□	JBC2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm
□	JBC2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm
□	JBC2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm
□	JBC2199	Imbottitura morbida
Poggiatesta		
□	JBC1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione
□	JBC1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione
□	JBC1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione
Pelotte toracali		
□	JBC1446	Pelotte toracali (paio) rivestite in Dartex, supporto lungo
□	JBC1445	Pelotte toracali (paio) multiregolabili in profondità, altezza, inclinazione rivestite in Dartex
Basculamento modulite telescopica		
□	JBC1091	Basculamento meccanico 0° - 15°
□	JBC1092	Basculamento elettrico da 0° a 20°
□	JBC1093	Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità
□	JBC1094	Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 30° con compensazione
Altezze seduta		
□	JBC0337	435mm
□	JBC0331	460 mm
□	JBC0339	485 mm



Allargamento tubi schienale solo con seduta Modulite Telescopica



Lo schienale Flex3 è allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta. Per scoprire di più sul nostro schienale posturale Flex3 rigido o tensionabile collegati al sito dedicato <http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>
Codice di rimborso consigliato **18.09.39.018** per schienale Flex3 in combinazione con cuscino Matrx Libra o Matrx VI

Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in maniera indipendente sulle guide laterali. Regolazioni in altezza dei braccioli misurati dalla base della seduta, senza cuscino.

I braccioli a T rientranti permettono di arrivare ad una larghezza seduta pediatrica di soli 33 cm


Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Cover in Dartex.

Barra tensore schienale senza aggancio poggiatesta. Poggiatesta Elan solo con schienale Flex3 rigido o con schienali Matrx.


Per la gestione degli attuatori è necessario il comando REM211

AVIVA RX 20 INDOOR

PUNTO 3 - Da completare dopo aver compilato il PUNTO 1 o PUNTO 2

Reclinazione schienale		
<input type="checkbox"/>	JBC0975	Reclinazione schienale meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 3,75°)
<input type="checkbox"/>	JBC0977	Reclinazione schienale elettrica da 0° a 30° (solo con modulite telescopica) € 400
Portapedana doppia		
<input type="checkbox"/>	JBC0526	Pedane ad angolo fisso a 80° 350-450 mm
<input type="checkbox"/>	JBC0503	Elevabili mecc. con chiave da 70° a 0° Vari F senza poggia polpacci 290-460 mm € 175
<input type="checkbox"/>	JBC0533	Elevabili mecc. con pomello da 70° a 0° Vari A con poggia polpacci 290 - 460 mm € 175
<input type="checkbox"/>	JBC0532	Elevabili mecc. con leva da 70° a 0° Vari ADM e poggia polpacci 290 - 460 mm € 175
Poggiapiedi separati		
<input type="checkbox"/>	JBC0512	Poggiapiedi ribaltabili regolabili in altezza
<input type="checkbox"/>	JBC0504	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in altezza ed inclinazione (flesso-estensione) € 50
<input type="checkbox"/>	JBC0513	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in altezza, inclinazione e profondità (articolati) € 80
Elettronica Linx, comando per utente		
<input type="checkbox"/>	JBC2201	Comando REM110 = solo 1 profilo di guida
<input type="checkbox"/>	JBC2203	Comando REM211 = 3 profili di guida + fino a 6 ATTUATORI € 50
<input type="checkbox"/>	JBC1707	Supporto snodabile a DX
<input type="checkbox"/>	JBC1708	Supporto snodabile a SX
<input type="checkbox"/>	JBC2227	Montato dietro per accompagnatore a DX € 100
<input type="checkbox"/>	JBC2228	Montato dietro per accompagnatore a SX € 100
Comando per accompagnatore		
<input type="checkbox"/>	JBC2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro € 400
<input type="checkbox"/>	JBC2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX € 900
<input type="checkbox"/>	JBC2259	Supporto montato a DX
<input type="checkbox"/>	JBC1208	Supporto montato a SX
<input type="checkbox"/>	JBC1221	Supporto montato a DX, sganciabile € 50
<input type="checkbox"/>	JBC1222	Supporto montato a SX, sganciabile € 50
Scegli il colore delle carene		
<input type="checkbox"/>	JBC2871	Nero antracite
<input type="checkbox"/>	JBC2872	Argento
<input type="checkbox"/>	JBC2873	Rosso bengala
<input type="checkbox"/>	JBC2874	Blu mercurio
<input type="checkbox"/>	JBC2875	Viola mezzanotte
<input type="checkbox"/>	JBX0299	Colore speciale
Scegli il colore dei cerchi		
<input type="checkbox"/>	JBC2882	Nero antracite
<input type="checkbox"/>	JBC2883	Argento
<input type="checkbox"/>	JBC2884	Rosso bengala
<input type="checkbox"/>	JBC2885	Blu mercurio
<input type="checkbox"/>	JBC2886	Viola mezzanotte
<input type="checkbox"/>	JBX0287	Colore speciale
Forcelle		
<input type="checkbox"/>	JBC2631	Monoforcella € 80
<input type="checkbox"/>	JBC2632	Doppia forcella
Ruote anteriori nere		
<input type="checkbox"/>	JBC0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) pneumatica € 40
<input type="checkbox"/>	JBC0836	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) piena € 40
<input type="checkbox"/>	JBC0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) antiforatura con GEL € 80
<input type="checkbox"/>	JBC0828	8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) piena
Bloccaggio ruote anteriori		
<input type="checkbox"/>	JBC1490	Bloccaggio ruote anteriori € 150
Ruote posteriori nere		
<input type="checkbox"/>	JBC0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumatiche
<input type="checkbox"/>	JBC0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), piene € 80
<input type="checkbox"/>	JBC0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), antiforatura con GEL € 80
Freni ruote posteriori		
<input type="checkbox"/>	JBC1206	Freni manuali ruote posteriori € 80
Sospensioni CTC - Control Traction Comfort		
<input type="checkbox"/>	JBC2870	Sospensioni CTC
Sospensioni CTC - Control Traction Comfort		
<input type="checkbox"/>	JBC1910	Sospensioni CTC Morbide fino a 70 Kg
<input type="checkbox"/>	JBC1911	Sospensioni CTC Medie fino a 110 Kg
<input type="checkbox"/>	JBC1915	Sospensioni CTC Dure fino a 136 Kg
Motori		
<input type="checkbox"/>	JBC1282	Motori 4 poli 6 km/h
<input type="checkbox"/>	JBC1283	Motori 4 poli 10 km/h € 100
Batterie		
<input type="checkbox"/>	JBC2860	Batterie da 52 Ah AGM (Top-Gel)
<input type="checkbox"/>	JBC1259	Batterie da 60 Ah sigillate al GEL € 120
G-Trac		
<input type="checkbox"/>	JBC1215	G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso  € 800
<input type="checkbox"/>	JBC1343	Caricabatterie OptiCharge da 8A (IP44)
<input type="checkbox"/>	JBC1313	Caricabatterie OptiCharge da 10A (IP44) - tempo di ricarica 20% inferiore € 100

Comando REM211 necessario per la gestione degli attuatori



Bloccaggio ruota non compatibile con parafrang.

Il tipo di batteria NON incide sulle dimensioni della carrozzina

AVIVA RX 20 INDOOR

Antiribaltamento		
▣ JBC1205	Antiribaltamento	◆
Accessori		
▣ JBC1493	Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto senza occupante)	◆
▣ JBC1494	4 Ganci ancoraggio trasporto persona. Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 200
▣ JBC1401	6 Ganci ancoraggio trasporto persona con Lifter Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 200
▣ JBC1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata sullo schienale	€ 50
▣ JBC2113	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, elastica e fissata sulle guide laterali della seduta	€ 80
▣ JBC1312	Porta bastone montato a destra montato sul lato opposto con doppio comando	€ 50
▣ JBC1363	Porta bastone montato a sinistra montato sul lato opposto con doppio comando	€ 50
▣ JBC1404	Vassoio ribaltabile a destra	€ 340
▣ JBC1405	Vassoio ribaltabile a sinistra	€ 340



microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato

<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>

Invacare Mecos s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2017 Invacare International S&A;I All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.