

# INVACARE Rea Clematis PRO Stock hard back

## Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono


## Dati Utente

Nome &amp; Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



### INVACARE REA CLEMATIS PRO Stock

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo **◆**

€ 1.590

Codifica consigliata in configurazione standard

18.09.21.006 (n.c. 2017)

18.09.18.012

18.09.18.202

18.09.18.205

18.09.18.220

PORTATA MASSIMA 135 KG

Nr. Rep. DM:1979747/R

## AUTOSPINTA - RUOTE POSTERIORI NERE PIENE DA 24"

- |                          |           |  |                       |
|--------------------------|-----------|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | DV1672779 | Clematis Pro Stock Hard Back seduta 390 mm (+20mm con distanziali braccioli) | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> | DV1672780 | Clematis Pro Stock Hard Back seduta 440 mm (+20mm con distanziali braccioli) | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> | DV1672781 | Clematis Pro Stock Hard Back seduta 490 mm (+20mm con distanziali braccioli) | <input type="radio"/> |

## DA TRANSITO - RUOTE POSTERIORI NERE PIENE DA 12"

- |                          |           |  |                       |
|--------------------------|-----------|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | DV1672782 | Clematis Pro Stock Hard Back seduta 390 mm (+20mm con distanziali braccioli) | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> | DV1672783 | Clematis Pro Stock Hard Back seduta 440 mm (+20mm con distanziali braccioli) | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> | DV1672784 | Clematis Pro Stock Hard Back seduta 490 mm (+20mm con distanziali braccioli) | <input type="radio"/> |

## CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

- |                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Telaio fisso   | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Profondità seduta da 420 mm a 480mm, regolabile di 60 mm                                       | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Altezza seduta da terra 400 mm (escluso cuscino)   | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Cuscino sedile sagomato Mistral2, rivestito in Dartex colore nero TR26                         | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Cuscino seduta: 415 x 490 mm (L390 mm) - 465 x 490 mm (L440 mm) - 515 x 490 mm (L490 mm)       | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Scocca schienale rigida, rimovibile e regolabile in altezza in continuo                        | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Cuscino schienale Laguna2, sagomato, rimovibile, rivestito in Dartex nero                      | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Manopole di spinta separate, regolabili in altezza   | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Basculamento seduta (25°, da -1° a +24°) e inclinazione schienale (30°) reg.li pneumaticamente | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Portapedane elevabili con poggia polpaccio multiregolabile e proteggi ginocchia imbottiti      | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Poggiapiedi articolati (regolabili in altezza, profondità ed inclinazione con striscia ferma t | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Braccioli imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e profondità                            | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Distanziali per estensione larghezza seduta + 10 mm per parte ( già montati)                   | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Poggianuca rivestito in Dartex, regolabile in larghezza, altezza, profondità ed inclinazione   | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Colore telaio CHAMPAGNE  | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Ruote anteriori piene 150x30 NERE  | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | Antiribaltamento (dx e sx) dinamico pieghevole internamente                                    | ◆ |

## ACCESSORI (forniti separatamente)

- |                          |           |   |       |
|--------------------------|-----------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | AP1663114 | Cuneo divaricatore reg.le in altezza                              | € 105 |
| <input type="checkbox"/> | AP1552651 | Pelotta toracale SX reg.le in altezza e profondità                | € 95  |
| <input type="checkbox"/> | AP1552652 | Pelotta toracale DX reg.le in altezza e profondità                | € 95  |
| <input type="checkbox"/> | AP1648803 | Bracciolo per emiplegico sx                                       | € 115 |
| <input type="checkbox"/> | AP1648804 | Bracciolo per emiplegico dx                                       | € 115 |
| <input type="checkbox"/> | AP1570748 | Vassoio regolabile 390 mm con kit di montaggio + Blocco AP1572460 | € 185 |
| <input type="checkbox"/> | AP1570749 | Vassoio regolabile 440 mm con kit di montaggio + Blocco AP1572460 | € 185 |
| <input type="checkbox"/> | AP1570775 | Vassoio regolabile 490 mm con kit di montaggio + Blocco AP1572460 | € 205 |
| <input type="checkbox"/> | AP1572460 | Dispositivo di blocco per vassoio                                 | € 25  |
| <input type="checkbox"/> | AP1440897 | Asta portaflebo   | € 90  |
| <input type="checkbox"/> | AP1667779 | Imbottiture per spondine laterali (paio)                          | € 100 |

Leggere sempre le note a fianco

