



Informazioni generali

Ragione sociale

Nome utente

mail



via GO cod 1595002

Sistema ausiliario di propulsione "pronto all'uso" per carrozzine manuali pieghevoli o basculanti, progettato per l'utilizzo come aiuto per accompagnatore. Gruppo unico e leggero composto dal propulsore di spinta e dal comando. Regolatore digitale della velocità e indicatore dello stato di carica della batteria, pulsante marcia avanti. Si consiglia l'utilizzo dei freni a tamburo e routine antiribaltamento. Rispondente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.24.09 Repertorio DM: 2470232/R

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Peso complessivo | 5,8 Kg | Classe di protezione | IPX4 | Tempo di ricarica | 5 ore |
| Velocità regolabile | da 1,5 a 5,5 km/h | Potenza massima | 450 W | Batteria | Ioni di litio |
| Portata max utente | 150 Kg | Altezza max superabile | 50 mm | Tested by TUV | EN12184 |
| Autonomia | Fino a 16 Km | Voltaggio | 36 V | Certificazione | MDR 2017/745 |
| Pendenza max | Fino al 16% | Dimensioni | 17 x 24 x 27 cm | Sistema di Aggancio | Plug and play |

Tipo di aggancio pieghevole

- Per carrozzina Invacare (inclusa)
- Per carrozzina non Invacare e con diametro del tubo diverso da 25 mm (su preventivo)



Dati tecnici della carrozzina (1)


Marchio (es. Invacare)


Modello (es. Kuschall Compact)

Anno di fabbricazione

Versione (esempio: transito, autospinta, mono-comando, etc)

Dati tecnici della carrozzina (2)

 Larghezza seduta SW (misurata esternamente ai tubi)

 Altezza seduta SH (misurata dal punto più basso della tela seduta posteriore)

Segnare gli accessori presenti sulla carrozzina

- Freni a tamburo
- Manopole di spinta
- Kit antiribaltamento
- Estensione posizione ruota posteriore o prolunga centro di gravità
- Sistema per ancoraggio in auto

Posizione della ruota posteriore

- 1= Indietro
- 2= Al centro
- 3= In avanti



Comando ergonomico



Attenzione: VERIFICARE SEMPRE LA COMPATIBILITA' CON LA CARROZZINA. In alcuni casi si potrebbero presentare delle incompatibilità nel montaggio del sistema via GO alla carrozzina. Qualora fossero necessari interventi o l'aggiunta di ulteriori componenti vi comunicheremo tempestivamente in fase di preventivo l'eventuale importo aggiuntivo.