

Flo-tech[®] Contour Visco



Si adatta alla forma del corpo



Yes, you can.

Il cuscino Invacare **Flo-tech Contour Visco** è realizzato in schiuma viscoelastica modellata. La sua superficie sagomata si adatta alla forma del corpo dell'utente, migliorando la postura, aumentando il comfort e massimizzando l'area di contatto con il corpo, favorendo così una migliore redistribuzione della pressione.

Cuscino in schiuma viscoelastica a bassa memoria con modellatura profonda

Caratteristiche e opzioni



La schiuma viscoelastica si adatta al corpo dell'utente, massimizzando l'area di contatto, offrendo un comfort eccezionale e migliorando la redistribuzione della pressione.

La schiuma con profilo alto rende questo cuscino particolarmente adatto ad utenti alti e di corporatura robusta.

Fodera impermeabile e traspirante

Il rivestimento è bielastico, resistente all'acqua e permeabile al vapore. E' dotato di una base antiscivolo e di una maniglia di presa per il trasporto.

Ampio range di misure

Invacare **Flo-tech Contour Visco** è disponibile in un ampio range di misure, da 360 x 330 fino a 510 x 460 mm. Consulta la scheda d'ordine.

Disponibile in tre differenti densità

Disponibile in tre diverse densità per adattarsi ad un'ampia gamma di utenti: Soft (fino a 51 kg), Media (fino a 76 kg) e Compatta (fino a 108 kg)

Superficie di seduta anatomica con rialzo centrale e sostegno laterale.

Offre un lieve supporto laterale e una leggera stabilità pelvica per un migliore posizionamento.

Dati tecnici


Per maggiori informazioni su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, visita il nostro sito www.invacare.it

Misure	Altezza	Peso totale prodotto	Peso max utente ¹	Temperatura max lavaggio
51 misure	120 mm	1.6 kg	127 kg	80°

Prodotto secondo gli Standard europei:
Schiuma: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852: 1982 Crib 5

1. I limiti massimi di peso dell'utente indicati sono stimati assumendo che il cuscino selezionato sia della larghezza e profondità adeguate per l'utente.

Colori



Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc San s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) - ITALY



Yes, you can.®