

INVACARE Rea Dahlia Base 45°

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



L'immagine può differire dalla configurazione standard



Codifica consigliata in configurazione standard

Codifica NT 1999

Codifica NT 2025

18.09.39.021
18.09.39.036
18.09.39.027
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.006
18.09.39.103

12.27.04.003

(*) verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

☐ BXE0011 INVACARE REA DAHLIA BASE 45

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Nr. Rep. DM: 1189535/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

☐ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI IL MODELLO BASE

☐ BXE0020 Transito con freni a tamburo (solo piene) ◆

☐ BXE0035 Autospinta freni stazionamento ○

SCEGLI IL TIPO DI SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

☐ BXE0050 390 mm (S) reg.le in larghezza ○

☐ BXE0060 440 mm (M) reg.le in larghezza ◆

☐ BXE0070 490 mm (L) reg.le in larghezza ○

BASE SEDUTA ALLARGATA DI...

☐ BXE0080 + 50 mm ○

☐ BXE0090 + 100 mm ○

☐ BXE0100 Seduta non allargata ◆

PROFONDITA' SEDUTA (Regolabile manualmente di 70 mm)

☐ BXE0110 Regolabile da 430 a 500 mm ◆

ALTEZZA SEDUTA (Da terra, cuscino escluso)

☐ BXE0130 380 mm (possibile con ruote 22", 20" e 16") ○

☐ BXE0160 450 mm (possibile con ruote 24", 22") ○

☐ BXE0170 480 mm (possibile con ruote post. 24" e 16") ◆

☐ BXE0180 500 mm (possibile con ruote post. da 16") ○

BASCULAMENTO DELLA SEDUTA SETTATO A:

☐ BXE0200 Basculamento seduta da 0° a + 45° ◆

☐ BXE0210 Base della seduta regolabile manualmente in profondità (70 mm) ◆

☐ BXE0280 Senza cuscino ◆

SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

☐ BXE0320 Tubi diritti senza schienale ◆

☐ BXE0330 Giunto tubi schienale allargato + 50 mm. DA SEGNARE PER SCHIENALI MATRX ○

☐ BXE0340 Giunto tubi schienale non allargato ◆

☐ BXE0410 Tubi senza schienale ◆

MANOPOLE DI SPINTA

☐ BXE0540 Maniglione di spinta regolabile in altezza € 110

☐ BXE0550 Manopole di spinta separate e regolabili in altezza ◆

☐ BXE0560 Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza, senza supporto per poggiatesta ○

☐ BXE0570 Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza, con supporto per poggiatesta ○

BASCULAMENTO

☐ BXE0580 Basculamento a pistone con leva su manopola ◆

☐ BXE0595 Basculamento e reclinazione elettrici € 1.250

RECLINAZIONE SCHIENALE

☐ BXE0600 Reclinazione schienale con pistone a gas € 600

☐ BXE0620 Reclinazione schienale meccanica con madrevite ◆

Leggere sempre le note a fianco

Ruote da transito da 16" con freni a tamburo
Ruote autospinta con freni di stazionamento possibili



| | | |
|-------|-----|----|
| 380mm | 16" | 45 |
| | 20" | 45 |
| 450mm | 22" | 30 |
| | 22" | 45 |
| 480mm | 24" | 45 |
| | 16" | 45 |
| 500mm | 24" | 45 |
| | 16" | 45 |



Giunto tubi schienale allargato + 50 mm.
BXE0330



Manopole di spinta separate e regolabili in
altezza. BXE0550

INVACARE Rea Dahlia Base 45°

SCEGLI IL TIPO DI PEDANE E POGGIPIEDI

- ☐ BXE0630 Centrale con poggia polpaccio sagomato a contenimento laterale e poggia piedi divisi € 350

POSIZIONAMENTO SUPPORTO PORTAPEDANE

- ☐ BXE0640 Posizione bassa, standard ◆

PORTAPEDANA SINISTRO (Estraibile e girevole)

- ☐ BXE0660 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggia polpaccio imbottito € 165

- ☐ BXE0670 Ad angolo fisso 80° ◆

- ☐ BXE0700 Senza portapedane Sx ○

PORTAPEDANA DESTRO (Estraibile e girevole)

- ☐ BXE0710 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggia polpaccio imbottito € 165

- ☐ BXE0720 Ad angolo fisso 80° ◆

- ☐ BXE0750 Senza portapedane Dx ○

POGGIPIEDI UNICO REGOLABILE IN ALTEZZA

- ☐ BXE0770 Articolato, regolabile in inclinazione, profondità con tubo lungo € 220

POGGIPIEDE SINISTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- ☐ BXE0790 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo corto ◆

- ☐ BXE0810 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ○

POGGIPIEDE DESTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- ☐ BXE0830 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo corto ◆

- ☐ BXE0850 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ○

SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI

BRACCIOLO SINISTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- ☐ BXE0870 Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura standard ◆

- ☐ BXE0880 Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga (solo ruote da transito) € 35

- ☐ BXE0885 Imbottitura concava, Sx € 50

- ☐ BXE0890 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 120

- ☐ BXE0910 Senza bracciolo Sx ○

BRACCIOLO DESTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- ☐ BXE0930 Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura standard ◆

- ☐ BXE0940 Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga (solo ruote da transito) € 35

- ☐ BXE0945 Imbottitura concava, Dx € 50

- ☐ BXE0950 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 120

- ☐ BXE0970 Senza bracciolo dx ○

OPTIONAL

OPTIONAL

- ☐ BXE0980 Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex € 40

- ☐ BXE1000 Cuneo divaricatore € 130

- ☐ BXE1300 Imbottitura poggia piede € 30

- ☐ BXE1030 Senza livella riferimento basculamento ◆

SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE

- ☐ BXE1040 Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette p € 250

- ☐ BXE1060 Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con supporti € 250

- ☐ BXE1041 Solo imbottitura Matrx Elan Standard (254 mm / 10") € 170

- ☐ BXE1042 Solo imbottitura Matrx Elan Standard (355 mm / 14") € 170

- ☐ BXE1043 Solo imbottitura Matrx Elan Occipitale (229 mm / 9") € 180

- ☐ BXE1044 Solo imbottitura Matrx Elan Occipitale (305 mm / 12") € 180

- ☐ BXE1045 Solo imbottitura Matrx Elan 4 punti (229 x 177 mm 9" x 7") € 270

- ☐ BXE1046 Solo imbottitura Matrx Elan 4 punti (280 x 254 11" x 10") € 270

- ☐ BXE1047 Supporto standard per imbottitura Matrx Elan € 250

- ☐ BXE1048 Supporto esteso per imbottitura Matrx Elan € 280

- ☐ BXE1049 Supporto Matrx Loxx per imbottitura Matrx Elan € 250

- ☐ BXE1050 Fodera per poggiatesta BXA10140 € 30

- ☐ BXE1070 Poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione € 190

- ☐ BXE1090 Kit di 2 levette per regolazione poggiatesta/poggianuca (anziché viti) ◆

- ☐ BXE1260 Livella di riferimento reclinazione schienale € 35

- ☐ BXE1290 Striscia ferma polpacci (per poggia piedi unico) ○

- ☐ BXE1300 Imbottitura poggia piede € 35

- ☐ BXE1310 Fascia unica imbottita per poggia polpaccio € 55

SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO

- ☐ BXE1350 Champagne ◆

- ☐ BXE1365 Senza strisce colorate ○

Per i poggia piedi articolati altezza regolabile da 330 a 390 mm pedana/base sedile.

Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo pedane e tutti gli altri accessori collegati al microsite dedicato e scopri come adattare gli accessori in più di 70 video <http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>



Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga (solo ruote da transito). BXE0880




Imbottitura standard BXE0870

Imbottitura per emiplegico BXE0890



Imbottitura per spondine laterali BXE0980



Poggiatesta con alette parietali BXE1040



Poggiatesta con supporti mandibolari BXE1060



Poggianuca BXE1070

INVACARE Rea Dahlia Base 45°

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE ANTERIORI

FISSAGGIO RUOTE ANTERIORI

| | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | BXE1370 | Fisse | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1380 | Sistema ad estrazione rapida | € 50 |

TIPO DI RUOTE ANTERIORI

| | | | | |
|--------------------------|---------|--|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BXE1400 | Ruote anteriori 125x27 NERE piene medie 5" | Altezza 350 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1415 | Ruote anteriori 140x45 NERE morbide | Altezza da 380-450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1435 | Ruote anteriori 150x30 NERE piene MEDIE | Altezza da 380-450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1475 | Ruote anteriori 200x45 NERE piene | Altezza da 450-500 mm | ○ |

TIPO RUOTA POSTERIORE

| | | | |
|--------------------------|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | BXE1542 | Standard (mozzo nero, cerchione grigio, raggi zincati) | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1544 | Rinforzati (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio) | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1546 | Con freni a tamburo (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio) | € 200 |

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE POSTERIORI

TIPO DI COPERTONE

| | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BXE1565 | Nero pneumatico 1"3/8 | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1585 | Pieno nero 1"3/8 | ○ |

TIPO DI CORRIMANO

| | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BXE1610 | Alluminio per ruote da 24" | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1620 | Rivestito in plastica 4 punti | ○ |

SICUREZZA

| | | | |
|--------------------------|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | BXE1680 | Freni utilizzati dall'utente (scegliere solo in caso ruote 16" o freni a tamburo) | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1690 | Cintura pelvica | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1691 | Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione media | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1692 | Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione large | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1693 | Bodypoint 4 punti pulsante centrale a estrazione media | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1694 | Bodypoint 4 punti pulsante centrale a estrazione large | € 190 |

ACCESSORI

| | | | |
|--------------------------|---------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | BXE1710 | Vassoio completo con kit di montaggio | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1715 | Vassoio completo con kit di montaggio e imbottiture per gomiti | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1716 | Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato incl | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1717 | Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato incl | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1730 | Vassoio ribaltabile | € 210 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1735 | Vassoio ribaltabile con poggiaomiti imbottito | € 230 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1720 | Imbottitura vassoio | € 90 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1725 | Cunei laterali imbottiti per vassoio | € 60 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1740 | Dispositivo di bloccaggio per vassoio | € 15 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1820 | Ganci per bretellaggio schienale superiore (solo con poggiatesta REA) | € 35 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1850 | Ganci per il trasporto | € 60 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1860 | Porta ventilatore / concentratore Ossigeno | € 350 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1880 | Asta porta flebo (solo con poggiatesta REA) | € 95 |

Spazio per le vostre annotazioni e informazioni aggiuntive



microsite PassiveSolutions

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri tutto il catalogo accessori illustrato con più di 70 video sul nuovo microsite dedicato

<https://www.invacare.it/it/carrozze-manuali/carrozze-re-a/invacare-re-a-dahlia-carrozzina-posturale-basculante>

A seconda dell'altezza seduta da terra viene definito il diametro delle ruote anteriori. Diametro ruote anteriori da 200 possono non essere compatibili con

Ruote posteriori con sistema ad estrazione rapida di serie per autospinta. Ruote posteriori da 16" sono combinabili solo con pneumatici pieni.



Vassoio con imbottitura
BXE1710+BXE1720



Porta ventilatore /
concentratore
Ossigeno BXE1070



Ganci per bretellaggio schienale
superiore (solo con poggiatesta REA)
BXE1820

Completa Cross-Compatibilità con la gamma di accessori Invacare Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati Invacare International. Rea Dahlia è progettata con il sistema DSS (Dual Stability system) che assicura al paziente maggiore stabilità e sicurezza quando la seduta è basculata e lo schienale reclinato.