

KÜSCHALL K-SERIES

Attract

onesolution.

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale
 indirizzo
 email
 numero di telefono

Dati Utente

Nome & Cognome
 indirizzo
 email
 num telefono

Codifica consigliata in configurazione standard



Codifica NT 1999 Codifica NT 2025
 12.21.06.060 12.22.03.009

(*) Totalmente a nomenclatore. Verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del tariffario vigente nella regione di competenza.

Nr. Rep. DM: 1915758/R

- DKD0067 **KÜSCHALL K-SERIES** Attract
- Configurazione Std comprensiva di:
- Spondina parafango estraibili in plastica ◆
 - Tela schienale Premium ◆
 - Antiribaltamento ◆



Carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.009 + aggiuntivi. Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TUV. **NR Repertorio DM 1915758/R**

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

Leggere sempre le note a fianco



TIPO DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> DKD1040	75° in alluminio	◆
<input type="checkbox"/> DKD1050	75° in alluminio - con adduzione	€ 115
<input type="checkbox"/> DKD1060	75° in alluminio allungato + 50 mm	€ 115
<input type="checkbox"/> DKD1070	90° in alluminio	○
<input type="checkbox"/> DKD1080	90° in alluminio - con adduzione	€ 115
<input type="checkbox"/> DKD1090	90° in alluminio allungato + 50 mm	€ 115
LARGHEZZA SEDUTA (SW)		
<input type="checkbox"/> DKD1310	320 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1315	340 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1320	360 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1325	380 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1330	400 mm	◆
<input type="checkbox"/> DKD1335	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1340	440 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1345	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1350	480 mm	€ 50
<input type="checkbox"/> DKD1355	500 mm	€ 50
PROFONDITA' SEDUTA (SD)		
<input type="checkbox"/> DKD1410	350 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1420	375 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1435	400 mm	◆
<input type="checkbox"/> DKD1450	425 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1465	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1475	475 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1490	500 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1495	525 mm	○
POSIZIONE SEDUTA (SP)		
<input type="checkbox"/> DKD1500	Posizione 1 : 140 mm + attiva	○
<input type="checkbox"/> DKD1510	Posizione 2 : 125 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1520	Posizione 3 : 110 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1530	Posizione 4 : 95 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1540	Posizione 5 : 80 mm - attiva	○
ALTEZZA SCHIENALE (BH)		
<input type="checkbox"/> DKD1600	Da selezionare in caso di schienale Matrix	
<input type="checkbox"/> DKD1605	270 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1610	285 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1615	300 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1620	315 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1625	330 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1630	345 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1635	360 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1640	375 mm	◆
<input type="checkbox"/> DKD1645	390 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1650	405 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1655	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1660	435 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1665	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1670	465 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1675	480 mm	○
ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)		
<input type="checkbox"/> DKD1740	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1745	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1750	470 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1755	480 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1760	490 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1765	500 mm	◆
<input type="checkbox"/> DKD1770	510 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1775	520 mm	○


Le misure della nuova **SERIE-K 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

TELAIO 90° ora compatibile con RUOTE DA 5"



Con profondità seduta maggiore di 45 cm, è necessario il telaio allungato + 5cm.

Larghezza seduta da 480 solo con telaio addotto



ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

<input type="checkbox"/>	DKD1815	390 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1845	450 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1820	400 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1850	460 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1825	410 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1855	470 mm, solo con ruote da 25" e 26"	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1830	420 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1860	480 mm, solo con ruote da 25" e 26"	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1835	430 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1865	490 mm, solo con ruote da 25" e 26"	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1840	440 mm	<input type="radio"/>				

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

<input type="checkbox"/>	DKD1918	290 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKD1938	390 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1920	300 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKD1940	400 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1922	310 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKD1942	410 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1924	320 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKD1944	420 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1926	330 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKD1946	430 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1928	340 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1948	440 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1930	350 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1950	450 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1932	360 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1952	460 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1934	370 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1954	470 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD1936	380 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD1956	480 mm	<input type="radio"/>

A seconda della configurazione il poggiatesta può essere montato alto quando:

75° LLL ≤ FSTF - 30mm
90° LLL ≤ FSTF - 40mm

LLL < 390 mm

SCHIENALE

MATERIALE SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DKD2000	Alluminio	<input type="radio"/>
--------------------------	---------	-----------	-----------------------

TIPO SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DKD2100	Standard con tubo tensore	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2150	Tubo tensore montato basso (285mm)	<input type="radio"/>

TELA SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DKD2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2240	Senza tela schienale	<input type="radio"/>

SCHIENALI MATRX

<input type="checkbox"/>	DKD2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DKD2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DKD2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DKD2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DKD2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DKD2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DKD2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DKD2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/>	DKD2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/>	DKD2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809

LARGHEZZA SCHIENALI MATRX

<input type="checkbox"/>	DKD2360	360 MM	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2362	380 MM	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2364	410 MM	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2366	430 MM	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2368	460 MM	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2370	480 MM	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2372	510 MM	<input type="radio"/>

MANOPOLE DI SPINTA


<input type="checkbox"/>	DKD2400	Senza manopole di spinta	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2410	Fisse, corte	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2420	Fisse, lunghe	€ 55
<input type="checkbox"/>	DKD2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 165
<input type="checkbox"/>	DKD2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 170
<input type="checkbox"/>	DKD2450	Pieghevoli	€ 170

SCHIENALE INCLINABILE (RW)

<input type="checkbox"/>	DKD2500	74°	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD2560	86°	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2520	78°	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD2580	90°	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DKD2540	82°	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DKD2590	94°	<input type="radio"/>

Telaio in alluminio non possibile con SW 320 mm

matrx
SALUTE IN MOVIMENTO



Tubi telescopici montati dietro non compatibili con altezza schienale da 285 a 330 e braccioli tubolari

Manopole pieghevoli non compatibili con altezza schienale da 315 a 330 e braccioli tubolari

SEDUTA			
TELA SEDUTA			
<input type="checkbox"/>	DKD2600	Standard, fissa in Nylon nero	◆
<input type="checkbox"/>	DKD2601	Telino seduta con strap centrale (femmina) e 2 laterali (maschio)	€ 35
OPTIONAL SEDUTA			
<input type="checkbox"/>	DKD2700	Cuscino seduta standard, 60 mm con visco	€ 50
<input type="checkbox"/>	DKD2720	Matrx LIBRA	€ 629
POGGIAPIEDI			
<input type="checkbox"/>	DKD3200	Tubolare in alluminio con profilo Hydroforming	◆
<input type="checkbox"/>	DKD3220	Unico in carbonio, regolabile in inclinazione	€ 175
COPERTURA POGGIPIEDE			
<input type="checkbox"/>	DKD3290	Copripedana in plastica	€ 65
Poggiatallone e poggiapolpaggio			
<input type="checkbox"/>	DKD3300	Striscia fermapolpaccio sul telaio	◆
<input type="checkbox"/>	DKD3305	Striscia fermapolpaccio con supporto	€ 20
SPONDINE			
<input type="checkbox"/>	DKD3450	Spondine Parafango estraibili e reg.li in H in plastica	◆
<input type="checkbox"/>	DKD3440	Spondine Parafango estraibili, reg. in H in carbonio	€ 270
BRACCIOLI			
<input type="checkbox"/>	DKD3480	Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili con imbottitura	€ 190
COLORE TELAIO			
<input type="checkbox"/>	DKD4000	Nero spaziale	○
<input type="checkbox"/>	DKD4010	Grigio antracite	€ 50
<input type="checkbox"/>	DKD4020	Bianco candido	○
<input type="checkbox"/>	DKD4030	Rosso Carminio	€ 50
<input type="checkbox"/>	DKD4040	Azzurro	€ 50
STILE			
<input type="checkbox"/>	DKD4197	Senza etichetta o decalcomania	○
<input type="checkbox"/>	DKA4195	Etichetta	◆
<input type="checkbox"/>	DKD4300	Nera	○
<input type="checkbox"/>	DKA4310	Rossa	◆
RUOTE			
RUOTE ANTERIORI			
<input type="checkbox"/>	DKD5050	4" Everyday, gomma nera	○
<input type="checkbox"/>	DKD5100	4" Comfort, gomma nera	○
<input type="checkbox"/>	DKD5300	5" Everyday, gomma nera	○
<input type="checkbox"/>	DKD5350	5" Comfort, gomma nera	◆
CENTRO DI GRAVITA'			
<input type="checkbox"/>	DKD6020	Posizione standard, asse fisso	◆
<input type="checkbox"/>	DKD6030	Prolunga ruote posteriori Light (3 posizioni) - scegliere poi posizione 1° asse	€ 105
ASSE			
<input type="checkbox"/>	DKD6060	Alluminio	◆
POSIZIONE ASSE			
<input type="checkbox"/>	DKD6100	1a posizione (dal davanti)	○
<input type="checkbox"/>	DKD6110	2a posizione (dal davanti)	○
<input type="checkbox"/>	DKD6120	3a posizione (dal davanti)	○
ANGOLO DI CAMPANATURA ASSE			
<input type="checkbox"/>	DKD6200	Campanatura a 0°	◆
<input type="checkbox"/>	DKD6210	Campanatura a 3°	○
PERNO TETRA CLIP			
<input type="checkbox"/>	DKD6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip	€ 125
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI			
<input type="checkbox"/>	DKA6410	24"	◆
<input type="checkbox"/>	DKA6420	25"	○
<input type="checkbox"/>	DKA6430	26"	€ 170
TIPO RUOTA POSTERIORE			
<input type="checkbox"/>	DKD6500	24" Ruote Active (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero	◆
<input type="checkbox"/>	DKD6510	24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero	€ 110
COPERTONI			
<input type="checkbox"/>	DKD6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche	◆
<input type="checkbox"/>	DKD6625	24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato	€ 85
<input type="checkbox"/>	DKD6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio	€ 95
<input type="checkbox"/>	DKD6660	24" scolpito, pieno, nero	€ 60
CORRIMANO			
<input type="checkbox"/>	DKD6700	24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm	€ 150
<input type="checkbox"/>	DKD6760	24" Carbolife CurveL a 30 mm regolabile a 40 mm	€ 340
<input type="checkbox"/>	DKD6780	24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm	◆
<input type="checkbox"/>	DKD6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 120

Tensionabile con strap non compatibile con profondità seduta 525 mm
Tela seduta light non compatibile con larghezza seduta > 420 mm e larghezza seduta > 425 mm

Cuscino LIBRA non disponibile con larghezza seduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 375mm
Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con



Telaio diritto: Poggiatesta montato alto non possibile con SW 360 mm
Telaio addotto: Poggiatesta montato alto non possibile con SW 360 - 400 mm

Poggiatesta ribaltabile non compatibile con telaio addotto e larghezza seduta 480 - 500 mm

Spondine estraibili aumentano di 20 mm la larghezza della seduta.

€ 190

€ 50

€ 50

◆

◆

Ruote da 4" solo con FSTF < 540 mm.

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG

Prolunga ruote non compatibile con asse in carbonio e altezza seduta posteriore < 410 mm

Quando è selezionato anche il secondo asse, il primo viene posizionato nella prima posizione

Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy

Ruote Active SOLO con corrimano in alluminio e non compatibili con copriraggi

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.



KÜSCHALL K-SERIES

Attract

onesolution.

SICUREZZA & ACCESSORI

FRENI			
<input type="checkbox"/>	DKD7210	Freno a spinta, leva piegata	◆
PROLUNGA FRENO			
<input type="checkbox"/>	DKD7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55
ANTIRIBALTAMENTO			
<input type="checkbox"/>	DKD7500	Antiribaltamento Lato destro	◆
<input type="checkbox"/>	DKD7510	Antiribaltamento Lato sinistro	○
<input type="checkbox"/>	DKD7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200
KIT DI TRASPORTO			
<input type="checkbox"/>	DKD7600	Kit per il trasporto della persona in auto - etichette	€ 90
ACCESSORI			
<input type="checkbox"/>	DKD8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60
<input type="checkbox"/>	DKD8200	Porta bastone, lato dx	€ 75
<input type="checkbox"/>	DKD8210	Porta bastone, lato sx	€ 75
<input type="checkbox"/>	DKD8300	Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	€ 200
<input type="checkbox"/>	DKD8680	Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480

Prolunga freno solo con freno a spinta.

Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, autoribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone



UNIQUE
Designed by you. Built by us.

onesolution.
one order. one delivery. onesolution

3D VISUALIZER

KÜSCHALL matrx® HP Bodypoint®