



Dahlia® Base 45

La base per esterni della famiglia REA



www.invacare.it



Yes, you can.®

Dati tecnici

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito www.invacare.it

								
	Larghezza seduta ▼	Profondità seduta ▼	Altezza seduta ▼	Altezza dello schienale ▼	Altezza braccioli ▼	Lunghezza gambe ▼	Angolo basculamento ▼	Angolo reclinazione ▼
Rea Dahlia Base	390-440/ 440-490/ 490-540 16" (390-490/ 440-540/490- 590 mm)	430 - 500 mm	30° : 330 - 500 mm 45° : 350 - 500 mm	500 - 800 mm (senza cuscino seduta)	250 - 320 mm	330 - 667 mm	30°: -1 - 30° 45°: 0 - 45°	0° - 30°

							
	Ingombro totale laterale ▼	Altezza totale ▼	Profondità totale incluso poggiatesta ▼	Peso totale ▼	Peso massimo utente ▼	Peso per il trasporto ▼	Pendenza massima per l'uso del freno di stazionamento ▼
Rea Dahlia Base	larghezza seduta + 160 mm (16") larghezza seduta + 180 mm (24")	30°: 825 - 1250 mm 45°: 850 - 1250 mm	900 - 1195 mm	>35kg ¹	Max 135 kg	21/25 kg (larghezza seduta 390 mm) ²	7°

Per opzioni e accessori, consultare la brochure "Accessori Rea".

1. Peso totale con larghezza seduta da 39 cm e configurazione più leggera. L'opzione di basculamento e reclinazioni elettriche aggiunge 4,2 kg al peso per il trasporto.
2. Il peso per il trasporto aumenta di 4,2 kg se si utilizza l'opzione del basculamento e reclinazioni elettriche.



+39 0445 380059
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

Invacare Mecc San s.r.l.
Via Marco Corner,19 - 36016
THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®